

Onderdelenlijst Excel G-Neos


 EXCEL
 VAN OS

www.vanosmedical.com


Accessories

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
1213 1050	4 fixatiepunten ter bevestiging op de polsterrugleuning	€ 30,50	12131050		-
1241 1020	Rugbuis aluminium tbv rugleuning	€ 41,40			3515
7008 0040	Remstift tbv zd 52,5 cm LINKS	€ 5,87			1194
7008 0050	Remstift tbv zd 52,5 cm RECHTS	€ 5,87			1194
7008 0100	Universele remverlenger (set van 2 stuks)	€ 30,50			1351

Armrest

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
3241 0500	ArMLEuning polster tbv diepte instelbare arMLEuning, PU LINKS	€ 28,69			3515
3241 0505	ArMLEuning polster tbv diepte instelbare arMLEuning, PU RECHTS	€ 28,69			3515
5213 2750	Standaard Comfort Armpolster LINKS/RECHTS 7 x 44 cm (set)	€ 86,80			1620

Complete

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
1213 8100	Hoogte instelbare duwhandvat, incl ergonomische handgreep	€ 99,00	213.01	01.02	1272
1241 1035	Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 35 cm	€ 79,76	0243.01	01.05	3553
1241 1037	Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 37½ cm	€ 79,76	0243.01	01.05	3553
1241 1040	Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 40 cm	€ 79,76	0243.01	01.05	3553
1241 1042	Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 42½ cm	€ 79,76	0243.01	01.05	3553
1241 1045	Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 45 cm	€ 79,76	0243.01	01.05	3553
1241 1050	Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 50 cm	€ 79,76	0243.01	01.05	3553
1241 1055	Rugspanner met fixatieknop (oranje), tbv zitbreedte 55 cm	€ 84,46	0243.01	01.05	3553
2241 0040	Kruisframe (zwart) compleet met pendelassen inclusief montage materiaal, zitbreedte 40 cm	€ 114,37			3515
2241 0042	Kruisframe (zwart) compleet met pendelassen inclusief montage materiaal, zitbreedte 42½ cm	€ 114,37			3515
2241 0045	Kruisframe (zwart) compleet met pendelassen inclusief montage materiaal, zitbreedte 45 cm	€ 114,37			3515
2241 0050	Kruisframe (zwart) compleet met pendelassen inclusief montage materiaal, zitbreedte 50 cm	€ 114,37			3515
2241 0055	Kruisframe (zwart) compleet met pendelassen inclusief montage materiaal, zitbreedte 55 cm	€ 114,37			3515
3241 0080	ArMLEuning doorlopend wegklapbaar/afneembaar, hoogte instelbaar dmv drukknop en in diepte verstelbaar polster (LINKS)	€ 243,98			3515
3241 0090	ArMLEuning doorlopend wegklapbaar/afneembaar, hoogte instelbaar dmv drukknop en in diepte verstelbaar polster (RECHTS)	€ 243,98			3515
4008 0011	Achterwiel Links/Rechts, 24" x 1½" PU, 12mm lagers, zwarte velg en naaf, aluminium hoepel, exclusief as	€ 152,49			-

4008 0013	Achterwiel, 22" x 1½" PU, 12mm lagers, zwarte velg en naaf, aluminium hoepel, exclusief as	€ 152,49			-
7008 0000	Rem compleet, LINKS	€ 26,98	214.01 / 21	01.05 / 01.0	1351
7008 0010	Rem compleet, RECHTS	€ 26,98	285.01 / 28	01.05 / 01.0	1351
7008 0020	Rem compleet, LINKS tbv zb 50 - 52½ cm	€ 44,85	214.01 / 21	01.05 / 01.0	1194
7008 0030	Rem compleet, RECHTS tbv zb 50 - 52½ cm	€ 44,85	214.01 / 21	01.05 / 01.0	1194
9200 0012	Anti-tippers, set van 2 stuks, compleet met insteekpijp van 33 cm, tbv zh 52½ en 55cm	€ 115,00	214.01 / 21	01.08	1194
9200 0015	Anti-tippers, set van 2 stuks, compleet met korte insteekbuis van 25 cm, t/m zh 50cm	€ 115,00	214.01 / 21	01.08	1194

Crossframe

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
2418 0220	Pendelas tbv kruisframe, universeel, zitbreedte 40 cm t/m 55 cm, zwart kunststof	€ 12,90			3515

Footrest

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
6243 4201	Voetsteun (met Oranje U vormige ontgrendelingshendel en ovaal vormige buis) compleet, 35-55 cm (LINKS), Silver Metallic, voetplaat opklapbaar, hoek én	€ 178,30	62434201		-
6243 4211	Voetsteun (met Oranje U vormige ontgrendelingshendel en ovaal vormige buis) compleet, 35-55 cm (RECHTS), Silver Metallic, voetplaat opklapbaar, hoek én	€ 178,30	62434211		-
6243 4250	Revisie set tbv voetsteun LINKS (bestaande uit: (oranje) U-vormige handgreep, afdekdop, ophangbus en geleideblok)	€ 40,25			3517
6243 4255	Revisie set tbv voetsteun RECHTS (bestaande uit: (oranje) U-vormige handgreep, afdekdop, ophangbus en geleideblok)	€ 40,25			3517
6243 7040	Bovendeel standaard voetsteun, LINKS	€ 91,49			3517
6243 7050	Bovendeel standaard voetsteun, RECHTS	€ 91,49			3517

Front wheel

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
8000 0002	Voorwiel, 8" x 1¼", compleet met lagers, binnen- en buitenband, LUCHT, naaf van 4 cm	€ 35,19	214.05 / 21	05.02 / 07.0	1194
8000 0020	Voorwiel, 200 x 50 mm, compleet met lagers, binnen- en buitenband, LUCHT, naaf van 6 cm	€ 32,84	213.05 / 73	05.02	-
8000 0025	Voorwiel, 200 x 50 mm, compleet met lagers, PU, naaf 6 cm	€ 32,84	213.05 / 73	05.02	-
8000 0040	Voorwiel, 6 x 1¼", compleet met lagers, binnen- en buitenband, LUCHT, naaf van 4 cm	€ 32,84	222.07 / 21	07.02 / 05.0	1492
8000 1006	Voorwiel as (set van 2 stuks) tbv voorwiel met 6 cm naaf	€ 8,22	80001006		-
8000 2000	Voorwiel, 8 x 1¼", compleet met lagers, PU, naaf van 6 cm	€ 44,57	214.05 / 21	05.02	1158
8008 0000	Voorwiel, 7" x 1¼", compleet met lagers, PU, naaf van 24mm	€ 35,19	222.07 / 21	07.02 / 05.0	1492
8008 0020	Voorwiel, 6" x 1¼", compleet met lagers, PU, naaf van 4 cm	€ 32,84	222.07 / 21	07.02 / 05.0	1492
8008 0040	Voorwiel, 5" x 1¼", compleet met lagers, PU, naaf van 4 cm	€ 32,84	213.05	05.02	-
8213 0100	Lagerhuis compleet inclusief lagers LINKS/RECHTS	€ 46,92	222.07 / 21	07.03 / 05.0	1492
8213 0110	Lagerhuis voor zithoogte 52½ cm (set van 2)	€ 45,75	214.05 / 21	05.03	1207
8213 0120	Lagerhuis voor zithoogte 55 cm (set van 2)	€ 45,75	214.05 / 21	05.03	1207
8213 0910	Balhoofd dop (set van 2)	€ 8,80	214.05 / 21	05.04 / 07.0	1194
8243 0015	Voorvork verbreed (zwart) aluminium LINKS	€ 46,92			3517

Headrest

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
5242 3000	Hoofdsteun incl. montage set		52423000		-

Rear wheel

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
4241 0000	Quick release as 14,6 cm lang	€ 15,25	42410000		3515
4241 0104	Achterwiel LINKS, 24" x 1" LUCHT, Zwarte uitvoering	€ 152,49			3515
4241 0114	Achterwiel RECHTS, 24" x 1" LUCHT, Zwarte uitvoering	€ 152,49			3515

Seat

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
1213 1049	Bevestigungsset frame voor polster zitting G-Neos(+)/G-Nexx (set van 4 stuks)				3515

Side frame

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
1008 3220	Vierkante fixatieblok tbv voetsteunfixatie + schroef	€ 5,00	0243.03	03.10	-
1134 0915	Fixatie deel tbv balhoofd (set van 2)(halve maantjes)	€ 15,00	11340915		-
1236 2000	Voetsteun fixatieblok kunststof	€ 13,80	214.03/213	03.05	1194
1241 0800	Blok tbv rughoekverstelling, diepte instelling en armluningrotatie LINKS				3515
1241 0810	Blok tbv rughoekverstelling, diepte instelling en armluningrotatie RECHTS				3515
1241 1025	Rugbuis onderste buis tbv rughoekverstelling LINKS/RECHTS	€ 25,81			3515
1241 1200	Zijframe LINKS, Zilver metallic, rotatieverstelling op lagerhuis	€ 204,10			3515
1241 1210	Zijframe RECHTS, Zilver metallic, rotatieverstelling op lagerhuis	€ 204,10			3515
1241 2020	Asplaat compleet (zwart) inclusief bevestigings materiaal en asbus 24"	€ 42,23			3515
1243 0265	Kunststof ontvangtblok achterzijde LINKS/RECHTS tbv kruisframe	€ 12,90	0243.03	03.06	3517
1243 1017	Bevestigingsblok (gladde binnenkant) incl hendel tbv hoogte instelbaar duwhandvat (met cijfers)	€ 29,33			3517
1243 2050	Ontvangtblok voor zwart aluminium tbv kruisframe/armleuning doorlopend wegklapbaar/afneembaar, hoogte instelbaar dmv drukknop en in diepte	€ 12,90			3517
1243 2060	Ontvangtblok voor zwart aluminium tbv kruisframe/armleuning doorlopend wegklapbaar/afneembaar, hoogte instelbaar dmv drukknop en in diepte	€ 12,90			3517

Upholstery

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
5242 1540	Excel polster rugleuning, zitbreedte 40 cm		52421540		-
5242 1542	Excel polster rugleuning, zitbreedte 42½ cm		52421542		-
5242 1545	Excel polster rugleuning, zitbreedte 45 cm		52421545		-
5242 1550	Excel polster rugleuning, zitbreedte 50 cm		52421550		-
5242 1555	Excel polster rugleuning, zitbreedte 55 cm		52421555		-
5242 5040	Excel polster zitting, zitbreedte 40 cm		52425040		-

5242 5042	Excel polster zitting, zitbreedte 42½ cm	52425042	-
5242 5045	Excel polster zitting, zitbreedte 45 cm	52425045	-
5242 5050	Excel polster zitting, zitbreedte 50 cm	52425050	-
5242 5055	Excel polster zitting, zitbreedte 55 cm	52425055	-