

# Onderdelenlijst Caremart Carrymate

[WWW.VANOSMEDICAL.COM](http://WWW.VANOSMEDICAL.COM)

## Accessories

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9251 1000	Opberggas/reistas tbv Carrymate	€ 60,00	92511000		3096
9251 8101	Handleiding Carrymate	€ 1,00			-

## Brake

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
7251 0000	Rem compleet LINKS	€ 15,00	251.05	01	3096
7251 0010	Rem compleet RECHTS	€ 15,00	251.05	01	3096

## Complete

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
1251 0100	Zijframe LINKS	€ 125,00	251.01	04	3096
1251 0110	Zijframe RECHT	€ 125,00	251.01	04	3096
1251 8100	Duwhandvat compleet	€ 12,50	251.01	06	3096
2251 1000	Kruisframe compleet	€ 75,00	251.01	05	3096
4251 0000	Achterwiel	€ 35,00	251.01	03	3096
5251 0000	Bekleding	€ 85,00	251.01	08	3096
6251 4300	Voetsteun LINKS	€ 95,00	251.01	01	3096
6251 4301	Voetsteun RECHT	€ 95,00	251.01	01	3096
6251 4305	Clip tbv voetsteun vergrendeling (set van 2 stuks)	€ 5,00	251.01	02	3096
9251 0900	Zitfixatiegordel	€ 45,00	251.01	07	3096

## Crossframe

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
2251 0220	Pendelas tbv Kruisframe	€ 15,00	251.02	01	3096

## Front wheel

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
8251 0000	Voorwiel	€ 25,00	251.03	01	3096
8251 0100	Voorvork	€ 25,00	251.03	02	3096

## Push handle

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
1251 0500	ArMLEuning foam (set van 2 stuks)	€ 12,50	251.04	01	3096
1251 0510	ArMLEuning afdekdop (set van 2 stuks)	€ 5,00	251.04	02	3096

1251 0520	Neerklapmechanisme tbv rugleuning (set van 2 stuks)	€ 35,00	251.04	03	3096
1251 0550	Handgreep (set van 2 stuks)	€ 17,50	251.04	04	3096