

# Onderdelenlijst 2GOability Access


[www.vanosmedical.com](http://www.vanosmedical.com)


## Accessories

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9216 8100	Taxifixatie indicatie stickers ( 4 stuks per vel)	€ 5,87			1492

## Complete

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
1134 0300	Rugleuning bovenbuis LINKS	€ 31,67	KA8-00	01.02	-
1134 0310	Rugleuning bovenbuis RECHTS	€ 31,67	KA8-00	01.02	-
2134 0100	Kruisframe compleet 45 cm	€ 82,11	KA8-00	01.01	-
4134 0012	Achterwiel, 12½" x 2¼", PU kunststof velg, zwart, exclusief as	€ 89,15	KA8-00	01.06	1489
4134 0100	Achterwiel 8" PU kunststof velg, zwart, exclusief as	€ 24,63	KA8-00	01.06	-
4134 0150	Montage achteras compleet tbv 8" achterwiel	€ 23,46	KA8-00	01.04	-
4134 0250	Montage achteras compleet tbv 12" achterwiel	€ 23,46	KA8-00	01.04	-
6134 4200	Voetsteun compleet, 45 cm LINKS, voetplaat opklapbaar	€ 53,96	KA8-00	01.03	-
6134 4210	Voetsteun compleet, 45 cm RECHTS, voetplaat opklapbaar	€ 53,96	KA8-00	01.03	-
7134 0000	Rem compleet inclusief hendel en bekabeling (LINKS)	€ 18,77	KA8-00	01.05	1253
7134 0010	Rem compleet inclusief hendel en bekabeling (RECHTS)	€ 18,77	KA8-00	01.05	1253

## Crossframe

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
2134 0200	Kruisframe geleiders (set van 4)	€ 7,04	KA8-500	02.01	-

## Footrest

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
6134 0200	Hielband	€ 16,42	KA8-400	08.03	-
6134 0220	Voetplaat 45 cm inclusief onderbuis LINKS	€ 42,23	KA8-400	08.01	-
6134 0230	Voetplaat 45 cm inclusief onderbuis RECHTS	€ 42,23	KA8-400	08.01	-
6134 0420	Voetsteun bovendeeel LINKS	€ 68,03	KA8-400	08.02	-
6134 0430	Voetsteun bovendeeel RECHTS	€ 68,03	KA8-400	08.02	-
6134 0500	Revisiset tbv voetsteun LINKS	€ 40,25	KA8-400	08.04	-
6134 0505	Revisiset tbv voetsteun RECHTS	€ 40,25	KA8-400	08.04	-

## Frame

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9028 0900	Zitfixatiegordel (met gaatje)	€ 53,00	03	03.07	1492

**Front wheel**

<b>Artikelnr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Prijs</b>	<b>Tekening</b>	<b>Nummer</b>	<b>Batch</b>
1134 0910	Balhoofd dop	€ 5,87	KA8-300	05.04	-
8134 0100	Voorvork compleet excl. 8" voorwiel PU	€ 50,44	KA8-300	05.01	-
8134 0200	Voorwiel 8" Massief	€ 22,29	KA8-300	05.02	-
8134 0300	Lagerhuis compleet	€ 46,92	KA8-300	05.03	-

**Side frame**

<b>Artikelnr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Prijs</b>	<b>Tekening</b>	<b>Nummer</b>	<b>Batch</b>
1134 0000	Zijframe compleet LINKS tbv 8" achterwielen	€ 92,67	KA8-800	03.06	-
1134 0010	Zijframe compleet RECHTS tbv 8" achterwielen	€ 92,67	KA8-800	03.06	-
1134 0100	Zijframe compleet LINKS tbv 12" achterwielen	€ 92,67	KA8-800	03.06	-
1134 0110	Zijframe compleet RECHTS tbv 12" achterwielen	€ 92,67	KA8-800	03.06	-
1134 0350	Ontgrendel mechanisme tbv neerklapbare rug	€ 26,98	KA8-800	03.02	-
1134 0900	Trapdop	€ 12,90	KA8-800	03.05	-
1134 1010	Duwhandvat, 2de generatie (set van 2)	€ 10,56	KA8-800	03.01	1859
3134 0100	Zijplaat LINKS doorlopend	€ 15,25	KA8-800	03.04	-
3134 0110	Zijplaat RECHTS doorlopend	€ 15,25	KA8-800	03.04	-
3134 0210	Armpolster doorlopend PU	€ 28,69	KA8-800	03.03	-

**Upholstery**

<b>Artikelnr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Prijs</b>	<b>Tekening</b>	<b>Nummer</b>	<b>Batch</b>
5008 0442	Zitkussen met anti-slip zijde, met EXCEL logo, zb 45 cm, zd 40 cm	€ 60,50	214.07 / 21	07.01	1207
5134 0100	Rugbekleding 45 cm	€ 43,40	KA8-600	07.01	-
5134 0150	Zitbekleding 45 cm	€ 41,06	KA8-600	07.02	-