

Onderdelenlijst Travelux Infineon 4 White SWB


 EXCEL
 VAN OS

www.vanosmedical.com


Accessories

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9010 0035	Stokkenhouder de-luxe, met afneembaar opvouwbaar mandje	€ 111,00	90100035		1418
9200 0220	Keycord inclusief mobiele telefoonhouder	€ 22,50	92000220		-
9213 0999	Elastomeerblokken set van 4 stuks voor mee-veerbare zitting	€ 66,86	92130999		1234
9233 0020	Diagnose, fout analyse en bedrijfsuren uitlees software	€ 250,00	DWIZ-KIT		-
9381 0358	Acculader 24V/8Ah microprocessor	€ 363,63	93810358		-
9381 0620	Accu 73 Ah/ 12V, gesloten, onderhoudsvrije accu GEL	€ 343,10	93810620		-
9710 1400	Verzekeringplaathouder	€ 15,91	97101400		-
9980 0200	Zitfixatiegordel, met snelsluiting (Gat M8 bevestiging)	€ 74,97	78192010		-
9980 0310	Voetgasbedieningsset, LINKS/ RECHTS	€ 726,75	V102.065		-
9980 9001	Mandje voorzijde inclusief bevestigingsmateriaal	€ 60,00	94219001		1387
9982 1000	Lakstift wit	€ 16,42	99821000		1604

Armrest

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
3980 0000	ArMLEuning compleet LINKS	€ 143,82	39800000		-
3980 0005	ArMLEuning compleet RECHTS	€ 143,82	39800005		-

Battery pack

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9381 0612	Accu 50 Ah/ 12V, gesloten, onderhoudsvrije accu AGM	€ 153,66	S89H1	20.01	-

Chassis

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
1983 0000	Basis frame complete	€ 1.200,00	S120M102	3114	-
9583 0795	Accu kap boven	€ 158,70	S120M104-		-
9583 0800	Achter zijkap LINKS WIT	€ 100,00	S120M104	7127	-
9583 0805	Achter zijkap LINKS ZWART	€ 100,00	S120M104	7127	-
9583 0810	Achter zijkap LINKS ORANJE	€ 100,00	S120M104	7127	-
9583 0815	Achter zijkap RECHTS WIT	€ 100,00	S120M104	7127	-
9583 0820	Achter zijkap RECHTS ZWART	€ 100,00	S120M104	7127	-
9583 0825	Achter zijkap RECHTS ORANJE	€ 100,00	S120M104	7127	-

9583 0830	Knipperlicht unit LINKS	€ 90,00	S120M104-	-
9583 0835	Knipperlicht unit RECHTS	€ 90,00	S120M104-	-
9884 0315	Voorlicht unit LINKS (2de generatie)	€ 73,50	S120S901	7720 -
9884 0320	Voorlicht unit RECHTS (2de generatie)	€ 73,50	S120S901	7720 -
9884 0325	RAW unit achter LINKS (2de generatie)	€ 103,50	S120S901-7	7720 -
9884 0330	RAW unit achter RECHTS (2de generatie)	€ 103,50	S120S901-7	7720 -

Complete

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9381 0355	Acculader 24V/5Ah microprocessor	€ 203,55	01 / S940L0	01.03	1955

Controller

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
DS16 2K01	Rhino 160A Scooter Controller	€ 674,13	DS162K01	3 / 1.	-

Crutch holder

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9010 0030	Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	S89G1	19.1	1234

Electronica

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9381 0360	Acculader 24V/8Ah microprocessor (origineel geleverd bij Infineon)	€ 363,63	93810360		1168
9802 6114	Dashboard paneel	€ 596,70	77126114		-

Front frame

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9983 1200	Bovenste draagarm	€ 80,33	S120M101-		-
9983 1205	Fusee pen bevestiging	€ 15,00	S120M101-		-
9983 1210	Onderste draagarm	€ 84,00	S120M101	3114	-
9983 1220	Voorwiel as LINKS	€ 103,50	S120M101-		-
9983 1230	Voorwiel as RECHTS	€ 103,50	S120M101-		-
9983 2050	Bumper montage deel	€ 48,00	S120M103	3114	-

Front shroud

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9583 1325	Voorkap onder WIT, tbv 4-wieler	€ 139,59	S120M103	7127	-
9583 1330	Voorkap onder ZWART, tbv 4-wieler	€ 172,50	S120M103	7127	-
9850 0220	Voorkap onder wit tbv 4 wieler, inclusief verlichting (2de generatie)	€ 366,90			-
9850 0222	Voorkap onder wit tbv 4 wieler, incl. Verlichting	€ 366,90	S120M103	5310	-
9883 0240	Voorkap WIT (2de generatie)	€ 186,36			-

Front wheel

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
------------	--------------	-------	----------	--------	-------

7532 500209	Binnen en buitenband set, 12"	€ 64,69	S837C01	14.02	1998
9583 0650	Kabel tbv kilometerteller	€ 38,25	S12TM501	7712	-
9583 0666	Lagers (SKF) (set van 4)	€ 250,00			-
9850 0600	Voorspatbord WIT LINKS	€ 61,20	S120M103	7132	-
9850 0601	Voorspatbord WIT RECHTS	€ 61,20	S120M103	7132	-
9983 6000	Voorwiel compleet, 4wiel LINKS	€ 276,93	S120M501		-
9983 6005	Voorwiel compleet, 4wiel RECHTS	€ 276,93	S120M501		-

Motor and transaxle

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9583 0990	Motor en transaxle tbv DS110	€ 1.514,70	S120M301	7701	-
9583 0993	Motor en transaxle tbv DS162	€ 1.237,50	S120M301	7701	-
9583 0994	Motor en transaxle tbv S-Drive 140	€ 1.514,70	S120M301	7701	-
9583 1030	Achterwiel flens	€ 180,00	S120M302-		-
9583 1310	Motorrem	€ 255,51			-
9980 2010	Koolborstels inclusief houders en dopjes (4 stuks) tbv motor M8A	€ 39,78	99802010		1267

Rear cover

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9883 0850	Achter spatbord WIT (2de generatie)	€ 45,90			-
9883 1305	Afdekkap aandrijving (2de generatie)	€ 172,95			-

Rear frame assembly

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9983 2015	Achterbumper compleet	€ 103,50	S120M102	3114	-

Seat

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9980 0990	Anatomisch gevormde stoel met verstelbare rugleuning, voorzien van hoofdsteun	€ 457,47	73054072		-
9981 0000	Stoel, met extra lumbaal ondersteuning	€ 977,67	99810000		-

Seat plate

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9583 1300	Opstapbalk LINKS	€ 156,86	S120M102	3706	-
9583 1305	Opstapbalk RECHTS	€ 156,86	S120M102	3706	-
9980 0960	Glijmechanisme, compleet	€ 110,16	99800960		-

Sliding mechanism

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
9980 0050	Zitplaat, compleet	€ 215,63	S800M401-		-

Tiller

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
------------	--------------	-------	----------	--------	-------

7712 6104	Gaspotmeter (Wigwag)	€ 135,62	S12TM201	7203	-
9583 0470	Dashboard display compleet	€ 757,35	S12TM201	7712	-
9583 0475	Bedieningspaneel LINKS	€ 36,72	S12TM201-		-
9583 0480	Bedieningspaneel RECHTS	€ 36,72	S12TM201-		-
9583 0495	Spiegel LINKS	€ 41,06	S12TM201-		-
9583 0500	Spiegel RECHTS	€ 41,06	S12TM201-		-
9883 0270	Stuurkolomkap cover voorzijde WIT (2de generatie)	€ 142,50			-
9883 0275	Stuurkolomkap cover achterzijde (2de generatie) tbv 4-wieler	€ 179,25			-
9980 1890	Contactsleutel	€ 15,00			-
9983 0065	Balhoofd lagers tbv stuurstang	€ 12,00	S120M101	7806	-
9983 0165	Stuurstang	€ 42,00	S120M101	3114	-
9983 2010	Voorbumper compleet	€ 73,44	S120M103	3114	-

Wheels

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs	Tekening	Nummer	Batch
7422 1076	Naaf inclusief lagers tbv van het linker voorwiel van de 4-wieler	€ 87,21	S120M501	7422	-
7422 1077	Naaf inclusief lagers tbv van het rechter voorwiel van de 4-wieler	€ 87,21	S120M501	7422	-
9583 1109	Achternaaf LINKS	€ 120,00	S120M302		-
9583 1110	Achternaaf RECHTS	€ 120,00	S120M601-		-
9981 0501	Binnenband 13" x 5" (115/55 x 8) tbv het achterwiel	€ 29,33	74023039	7402	-
9981 0511	Buitenband 13" x 5" (115/55 x 8) tbv het achterwiel	€ 68,85	S120M601	7401	-
9981 0660	Achterwiel compleet 13" x 5" (115/55 x 8)	€ 387,85	S120M601		-