

Geldig vanaf:	1 januari 2017		© 2017 Van Os Medical B.V.
Dealer:			Adres: Koperslagerij 3 Postcode 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: +31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			Product voldoet aan: EN 12183

Specificaties Excel G-lite Dynamique

Totale hoogte:	95 cm
Totale breedte:	Zitbreedte + 15 cm
Totale hoogte:	108 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	11½ kg
Gebruikersgewicht:	Max. 113 kg
Beschikbare kleuren:	Metallic silver
Zitbreedte:	40, 42½ en 45 cm
Zitdiepte:	42 cm
Zithoogte:	54 cm
Rughoogte:	42 cm



Excel G-Lite Dynamique

Excel G-Lite Dynamique recline

De getoonde productfoto's kunnen afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-lite Dynamique

- Aluminium rolstoel met vouwbaar frame;
- Zwenkwielen voor, 7" PU lekvrije banden (6" voor 12½" achterwielen);
- Neerklapbare rug (alleen voor recline versie);
- Voetsteunen, wegzwenkbaar en afneembaar;
- Standaard voorzien van zitfixatiegordel;
- Standaard framekleur: silver metallic;
- Plooibare stof zit- en rugbekleding;
- Standaard voorzien van comfortabele rug- en zitbekleding;
- ArMLEUNINGEN, in hoogte verstelbaar.

Excel G-lite Dynamique



Aankruisen

1. Uitvoering Excel G-Lite Dynamique					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excel G-Lite Dynamique, 24" achterwielen, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 43 cm	€ 470,75	€ 499,00	<input type="checkbox"/>	-	1383HK112
Excel G-Lite Dynamique, 24" achterwielen, zitbreedte 42½ cm x zitdiepte 43 cm	€ 470,75	€ 499,00	<input type="checkbox"/>	-	1383JK112
Excel G-Lite Dynamique, 24" achterwielen, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 43 cm	€ 470,75	€ 499,00	<input type="checkbox"/>	1.1	1383MK112
Excel G-Lite Dynamique Recline, 24" achterwielen, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 43 cm	€ 612,26	€ 649,00	<input type="checkbox"/>	-	1393HK112
Excel G-Lite Dynamique Recline, 24" achterwielen, zitbreedte 42½ cm x zitdiepte 43 cm	€ 612,26	€ 649,00	<input type="checkbox"/>	-	1393JK112
Excel G-Lite Dynamique Recline, 24" achterwielen, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 43 cm	€ 612,26	€ 649,00	<input type="checkbox"/>	1.2	1393MK112
2. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts	€ 100,50	€ 106,53	<input type="checkbox"/>	2.1	92137012



1.1

1.2



2.1

Opmerkingen

© 2017 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2017 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2017. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

24-11-2016

Pagina 2/2