

Geldig vanaf:	1 januari 2017		© 2017 Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: +31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl Product voldoet aan: EN 12183 & EN 12184
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

Specificaties Excel G4 Modulair

Totale hoogte	95 cm
Totale breedte	Zitbreedte + 22 cm
Totale lengte	109 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	14.9 kg
Gebbruikersgewicht:	Max. 130 kg bij zitbreedte 35, 37½, 40 en 45 cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50 en 55 cm Max. 175 kg bij zitbreedte 60 cm
Zitbreedte	35, 37½, 40, 42½, 45, 50, 55** en 60** cm
Zitdiepte	40, 42½, 45, 47½, 50 en 52½ cm
Zithoogte	45, 47½*, 50*, 52½ en 55 cm
Rughoogte	42½, 45 en 47½ cm (verstelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

*Mogelijk op duwwandelwagen

**Alleen mogelijk i.c.m. zitdiepte 45, 47½ en 50 cm

Producteigenschappen Excel G4 Modulair

- Een zilveren framekleur gecombineerd met een gold / light blue zijframe (meerdere kleurencombinaties zijn mogelijk);
- 8" x 1¼" Zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig verstelbaar op 42½, 45 en 47½ cm, door middel "kruk" mechanisme;
- Naspanbare zitbekleding, plooibaar, welke verstelbaar is voor alle zitdieptes;
- Doorlopende, wegklapbare en afneembare armsteunen met in diepte verstelbare armpolsters;
- Voetplaten, voorzien van nylon hielband;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Trapdop;
- Wielbasis instelling door middel van achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires;
- 24" x 1¼" Aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling 90 - 105 °;
- Plooibare rugbekleding;
- Standaard zitkussen, voorzien van stretch bekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 105 °;
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Brede range in maatvoeringen: 6 zitdieptes, 7 zithoogtes en 8 zitbreedtes;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;
- Uit te voeren met de Silver Seating polsterlijn.
- Standaard zithoogte 50 cm.

Afwijkende specificaties duwwandelwagen:

- Achterwielen, 12½", kunststof;

Aankruisen 



1.1

1.2

1. Uitvoering Excel G4 Modulair

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel G4 Modulair, 12½" achterwielen	€ 879,00	<input type="checkbox"/>	1.1	02140161
Excel G4 Modulair, 24" achterwielen	€ 879,00	<input type="checkbox"/>	1.2	02140160

2. Framekleuren

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Framekleur zilver, zijframe pearly black	€ 95,50	<input type="checkbox"/>	-	02130010
Framekleur zilver, zijframe warm gold	€ 95,50	<input type="checkbox"/>	-	02130012
Framekleur zilver, zijframe gold / light blue metallic	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02130014
Framekleur zilver, zijframe scuderia red	€ 95,50	<input type="checkbox"/>	-	02130016

3. Zitbreedtes / Zitdieptes

Zitbreedte in cm		35	37½	40	42½	45	50	55	60	
Zitdiepte in cm	40	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €209,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€32,00
	42½	<input type="checkbox"/> €85,50	<input type="checkbox"/> €85,50	-	<input type="checkbox"/> €85,50	-	<input type="checkbox"/> €177,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard
	45	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €209,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€32,00
	47½	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €209,50	<input type="checkbox"/> €276,-	<input type="checkbox"/> €342,-	€32,00
	50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €209,50	<input type="checkbox"/> €276,-	<input type="checkbox"/> €342,-	€32,00
	52½	<input type="checkbox"/> €181,-	<input type="checkbox"/> €181,-	<input type="checkbox"/> €95,50	<input type="checkbox"/> €181,-	<input type="checkbox"/> €95,50	<input type="checkbox"/> €273,-	<input type="checkbox"/> €276,-	<input type="checkbox"/> €342,-	€95,50
		€85,50	€85,50	optie zonder meerprijs	€85,50	Standaard	€177,50	€180,50	€246,50	+

4. Zithoogtes


	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Zithoogte 45 cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	€ 59,50	<input type="checkbox"/>	-	02130145
Zithoogte 47½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	€ 32,00	<input type="checkbox"/>	-	02140147
Zithoogte 50 cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Zithoogte 52½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	€ 42,50	<input type="checkbox"/>	-	02140152
Zithoogte 55 cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	€ 42,50	<input type="checkbox"/>	-	02140155

5. Zitvoorzieningen


	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
ZONDER zitkussen, zithoogte 5 cm, voorzien van anti-slip laag, nylon	€ -60,50	<input type="checkbox"/>	-	021415XX
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	5.1	52130439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52130444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52130449
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	-	52131439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52131444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52131449



5.1

Aankruisen 

5. Zitvoorzieningen (vervolg)		excl. btw		art. nr.
Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 252,00	<input type="checkbox"/>	-	0213332X
Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 474,00	<input type="checkbox"/>	-	0213335X
Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 492,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Comfort Visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 530,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Kantel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 575,00	<input type="checkbox"/>	-	0213380X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 261,00	<input type="checkbox"/>	-	0213345X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	0213350X
<small>Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer. Daarnaast wordt er bij zitbreedte 55 / 60, een meerprijs in rekening gebracht.</small>				
<small>Let op: wanneer u kiest voor een polster zitting, dient u ook te kiezen voor in hoogte verstelbare armleggers. Wanneer u dit niet doet zullen de armleggers te laag zijn.</small>				
Voordrempel, 5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 7,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 10 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
<small>Let op: bij zitbreedte 55 / 60, wordt er een meerprijs in rekening gebracht.</small>				
Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133620
Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133621
Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133622
Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	02133623
Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen (Medux)	€ 27,00	<input type="checkbox"/>	-	02133329
6. Abductieklos		excl. btw		art. nr.
Abductieklos, stretchstof	€ 147,00	<input type="checkbox"/>	-	07503800
Abductieklos, verstelsysteem	€ 297,00	<input type="checkbox"/>	-	07503820
<small>Let op: de abductieklos is alleen leverbaar in combinatie met Silver Seating zittingen.</small>				
7. Rugvoorzieningen		excl. btw		art. nr.
Rugleuning, voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	021415XX
Slappe rugleuning, voorzien van 8 spanbanden en lamellen rugbekleding	€ 207,50	<input type="checkbox"/>	-	021315XX
Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 275,00	<input type="checkbox"/>	7.1	0213302X
Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 483,00	<input type="checkbox"/>	7.2	0213300X
Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 571,00	<input type="checkbox"/>	7.3	0213300X
Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	7.4	021330XX
Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	7.5	0213305X
Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	7.6	021330XX



Aankruisen

7. Rugvoorzieningen (vervolg)		excl. btw		art. nr.
Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	7.7	0213305X
Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	7.8	0213310X
Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	7.9	0213310X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
<small>Let op: bij zitbreedte 55 / 60, wordt er een meerprijs in rekening gebracht. Wanneer u een Silver Seating rugleuningen kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteun, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteun apart bij te bestellen.</small>				
Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	7.10	02133099
<small>Let op: enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.</small>				
Montageset ten behoeve van de Silver Seating rugleuningen (Medux)	€ 95,63	<input type="checkbox"/>	-	02133029
8. Hoofdsteunen		excl. btw		art. nr.
Hoofdsteun, vouwbaar, universeel	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	8.1	57203000
Standaard hoofdsteun, stretchstof	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	8.2	02133640
Standaard hoofdsteun, incon	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	02133641
Standaard hoofdsteun, velour	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	02133642
Standaard hoofdsteun, neopreen	€ 259,00	<input type="checkbox"/>	-	02133643
Flex hoofdsteun, stretchstof, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	8.3	02133660
Flex hoofdsteun, stretchstof, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	8.4	02133680
Flex hoofdsteun, incon, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	02133661
Flex hoofdsteun, incon, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	02133681
Flex hoofdsteun, velour, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	02133662
Flex hoofdsteun, velour, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	02133682
Flex hoofdsteun, neopreen, klein	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	02133663
Flex hoofdsteun, neopreen, groot	€ 207,00	<input type="checkbox"/>	-	02133683
Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen (Medux)	€ 290,00	<input type="checkbox"/>	-	02133690
9. Armleningen		excl. btw		art. nr.
Armleningen, wegklapbaar, afneembaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	02140310
Armleningen, in hoogte verstelbaar	€ 181,50	<input type="checkbox"/>	-	02140342
<small>Let op: wanneer u kiest voor een zitkussen moet u in hoogte verstelbare armleningen kiezen.</small>				
10. Armpolsters		excl. btw		art. nr.
Armpolster, in diepte instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089340
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089341
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	02133700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	02133710
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	02133701
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	02133711
Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm	€ 134,50	<input type="checkbox"/>	-	02133750



Passief

7.7 / 7.8 / 7.9



7.10



8.1



8.2



8.3



8.4



9.1

Aankruisen

11. Voet- en beenposities	excl. btw			art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0213061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0213061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	11.1	0213061X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 279,00	<input type="checkbox"/>	-	0208066X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	11.2	0208066X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	0208066X
* Let op: bij de comfort beensteunen, lengte compenserend per paar / links / rechts ten behoeven van zitbreedte 55 / 60, wordt er een meerprijs in rekening gebracht.				
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	11.3	02080740
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	-	02080741
Voetplaten, diepte en hoek instelbaar, alleen mogelijk op zitbreedte 40 - 60 cm	€ 110,00	<input type="checkbox"/>	-	02089620
Voetplaat, aaneensluitend, alleen mogelijk op zitbreedte 35 - 60 cm	€ 20,50	<input type="checkbox"/>	-	02139620
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	11.4	02130680
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	11.4	02130681
Let op: de diepte instelbare voetplaten en de aaneensluitende voetplaten zijn beide niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.				
12. Kuitplaten	excl. btw			art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	085006X0
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	07503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	07503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	07503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	07503730
Alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.				
13. Achterwielen	excl. btw			art. nr.
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	13.1	02080865
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02080864
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080875
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080870
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard op een duurwandelwagen	<input type="checkbox"/>	-	02080896
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van luchtbanden	€ 57,50	<input type="checkbox"/>	-	02080895
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	02080890
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	02080885
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608510
Verchromde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	13.2	02089911



11.1



11.2



11.4



12.1



13.1



13.2

Aankruisen 

14. Remmen

	excl. btw			art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	14.2	02080920
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	14.2	02080921



14.1



14.2

15. Voorwielen

	excl. btw			art. nr.
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	15.1	02130861
7" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	15.2	02080812
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	15.3	02080860
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	15.4	02080813
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	15.5	02080810

Let op! Indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.

Voorvering systeem met progressieve demping, voorzien van 5" lekvrije PU banden	€ 218,50	<input type="checkbox"/>	15.7	02139811
---	----------	--------------------------	------	----------

16. Accessoires

	excl. btw			art. nr.
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	16.1	90081015
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar	€ 115,00	<input type="checkbox"/>	16.2	9200001X
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	16.3	02139000
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	16.4	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	16.5	90280975
Zuurstoffleshouder	€ 74,00	<input type="checkbox"/>	16.6	90280950
Infuusstandaard	€ 55,50	<input type="checkbox"/>	16.7	90280925
ZONDER rugspanner, neerklapbaar	-€ 48,50	<input type="checkbox"/>	-	122110XX
Werkblad, tafel model, uitneembaar	€ 434,10	<input type="checkbox"/>	16.8	990161XX
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	16.9	990151XX



16.1



16.2



16.3



16.4



16.5



16.6



16.7



16.8



16.9

17. Excel Click & Go uitvoering

	excl. btw			art. nr.
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.060,00	<input type="checkbox"/>	17.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II)	€ 2.015,00	<input type="checkbox"/>	17.2	08100190
Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional II)	€ 2.085,00	<input type="checkbox"/>	17.3	08120190



17.1



17.2



17.3

Opmerkingen
