

Excel G5 Modulair Plus



Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

Versie: 17-03

Geldig vanaf:	1 januari 2017		© 2017 Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: +31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl Product voldoet aan: EN 12183 & EN 12184
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

Specificaties Excel G5 Modulair Plus

Totale hoogte:	91 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
Totale breedte:	Zitbreedte + 17 cm
Totale lengte:	106 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	14,9 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg
Beschikbare kleuren:	Frame: Metallic silver Zijframe: Gold/Light blue metallic
Zitbreedte:	35, 37½, 40, 42½, 45, 47½ en 50 cm
Zitdiepte:	40, 42½, 45, 47½ en 50 cm
Zithoogte:	Voor: 44, 46½, 49 en 51½ cm Achter: 39½, 43½, 46 en 48½ cm
Rughoogte:	43½, 46 en 48½ cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G5 Modulair Plus

- Aluminium lichtgewicht vouwframe;
 - 24" aluminium lichtgewicht achterwielen, voorzien van luchtbanden en Quick Release assen;
 - Eenvoudig in te stellen rughoek;
 - Spanbanden rugleuning voorzien van lamelle rugbekleding;
 - Zitkussen, 5 cm;
 - Design wegzwenkbare en uitneembare voetsteunen met onderbeenlengte instelling;
 - In hoogte verstelbare duwhandvaten;
 - Standaard verlengde diepte en hoek instelbare remmen;
 - Wielbasis instelling door middel van achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal;
 - Brede range aan opties en accessoires;
 - Standaard geleverd in de kleur metallic silver met gold / light blue zijframe;
 - 8" PU voorwielen, gemonteerd in instelbare voorvorken;
 - Rughoogte instelbaar op 43½, 46 en 48 ½ cm;
 - Naspanbare en plooibare zitbekleding;
 - In hoogte verstelbare, wegklapbare en uitneembare armleuningen met in diepte verstelbare armleggers;
 - In breedte instelbare voetplaten, voorzien van hielband;
 - Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van een vergrendelingsknop;
 - Brede range in maatvoeringen: 5 zitdieptes, 2 zithoogtes en 5 zitbreedtes;
 - Hoekinstelling op de balhoofden;
 - Uit te voeren met de uitgebreide de Silver Seating polsterlijn.
- Afwijkende specificaties duwwandelwagen:**
- Achterwielen, 12½", kunststof;
 - Standaard zithoogte 50 cm.

Excel G5 Modulair Plus



Aankruisen

1. Uitvoering Excel G5 Modulair Plus

excl. btw art. nr.

Excel G5 Modulair Plus, 24" achterwielen	€ 1.189,00	<input type="checkbox"/>	1.1	02400160
--	------------	--------------------------	-----	----------



2. Framekleuren

excl. btw art. nr.

Framekleur zilver, zijframe gold / light blue metallic	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02130014
--	-----------	--------------------------	---	----------

1.1

3. Zitbreedtes / zitdieptes

		Zitbreedte in cm							
		35	37½	40	42½	45	47½	50	
Zitdiepte in cm	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00
		€117,50	€117,50	€32,-	€117,50	€32,-	€209,50	€209,50	
	42½	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standaard
		€85,50	€85,50	-	€85,50	-	€177,50	€177,50	
	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00
		€117,50	€117,50	€32,-	€117,50	€32,-	€209,50	€209,50	
47½	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00	
	€117,50	€117,50	€32,-	€117,50	€32,-	€209,50	€209,50		
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00	
	€117,50	€117,50	€32,-	€117,50	€32,-	€209,50	€209,50		
		€85,50	€85,50	optie zonder meerprijs	€85,50	Standaard	€177,50	€177,50	+

4. Zithoogtes (voor)

Zithoogte in cm + voorwiel in inch				
44 6"	46½ 6"	49 8"	51½ 8"	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
€42,50	€32,00	€42,50	Standaard	

5. Zithoogtes (achter)

Zithoogte in cm + achterwiel in inch				
39½ 24"	43½ 24"	46 24"	48½ 24"	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-	-	-	Standaard	

6. Zitvoorzieningen

excl. btw art. nr.

Standaard zitkussen	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	6.2	52130439
Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52130444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52130449
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	-	52131439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52131444



6.1



6.2

Aankruisen

6. Zitvoorzieningen (vervolg)

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 252,00	<input type="checkbox"/>	-	0213332X
Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 474,00	<input type="checkbox"/>	-	0213335X
Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 492,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Comfort Visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 530,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Kantel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 575,00	<input type="checkbox"/>	-	0213380X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 261,00	<input type="checkbox"/>	-	0213345X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	0213350X
Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zikussen niet meer.				
Voordrempel, 5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 7,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 10 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133620
Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133621
Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133622
Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	02133623
Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen (Medux)	€ 27,00	<input type="checkbox"/>	-	02133329

7. Abductieklos

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Abductieklos, stretchstof	€ 147,00	<input type="checkbox"/>	-	07503800
Abductieklos, verstelsysteem	€ 297,00	<input type="checkbox"/>	-	07503820

Let op: de abductieklossen zijn alleen leverbaar in combinatie met Silver Seating zittingen.

8. Rugvoorzieningen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Rugleuning, voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	021315XX
Permanent verstelbare rughoek door middel van een gasveer	€ 330,50	<input type="checkbox"/>	-	02130510
Let op: de permanent verstelbare rughoek door middel van gasveer is enkel leverbaar in combinatie met vaste duwhandvatten.				
Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 275,00	<input type="checkbox"/>	8.1	0213302X
Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 483,00	<input type="checkbox"/>	8.2	0213300X
Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 571,00	<input type="checkbox"/>	8.3	0213300X
Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	8.4	021330XX
Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	8.5	0213305X
Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	8.6	021330XX
Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	8.7	0213305X
Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	8.8	0213310X
Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	8.9	0213310X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Let op: wanneer u een Silver Seating rugleuning kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteun, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteun apart bij te bestellen.				
Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	8.10	02133099
Let op: de lumbaal verstelling, met pomp is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.				
Montageset ten behoeve van de Silver Seating rugleuning (Medux)	€ 95,63	<input type="checkbox"/>	-	02133029



Standaard zitting



Singel zitting



Comfort zitting



Comfort visco zitting



Kantel zitting



Plankzitting



Gesingelde plankzitting



Voordrempel

Achterdrempel



Standaard

8.1 / 8.2 / 8.3



Actief

8.4 / 8.5 / 8.6



Passief

8.7 / 8.8 / 8.9



8.10

Aankruisen 

9. Hoofdsteunen

	excl. btw			art. nr.
Hoofdsteun, vouwbaar, universeel	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	9.1	57203000
Standaard hoofdsteun, stretchstof	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	9.2	02133640
Standaard hoofdsteun, incon	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	02133641
Standaard hoofdsteun, velour	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	02133642
Standaard hoofdsteun, neopreen	€ 259,00	<input type="checkbox"/>	-	02133643
Flex hoofdsteun, stretchstof, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	9.3	02133660
Flex hoofdsteun, stretchstof, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	9.4	02133680
Flex hoofdsteun, incon, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	02133661
Flex hoofdsteun, incon, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	02133681
Flex hoofdsteun, velour, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	02133662
Flex hoofdsteun, velour, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	02133682
Flex hoofdsteun, neopreen, klein	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	02133663
Flex hoofdsteun, neopreen, groot	€ 207,00	<input type="checkbox"/>	-	02133683
Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen (Medux)	€ 290,00	<input type="checkbox"/>	-	02133690

Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

10. Armleuningen

	excl. btw			art. nr.
Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, afneembaar, diepte instelbare armpolster	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	02130400

11. Armpolsters

	excl. btw			art. nr.
Armpolster, in diepte instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089340
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089341
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	02133700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	02133710
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	02133701
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	02133711
Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm	€ 134,50	<input type="checkbox"/>	-	02133750

12. Rompellotten

	excl. btw			art. nr.
Rompellot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	07300550
Rompellot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	07300551

Let op: rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met Silver Seating rugleuningen.



9.1



9.2



9.3



9.4



10.1

Aankruisen

13. Voet- en beenposities

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0222061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0222061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	13.1	0222061X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 279,00	<input type="checkbox"/>	-	0208066X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	13.2	0208066X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	0208066X
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	13.3	02080740
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	13.3	02080741
Voetplaten, diepte en hoek instelbaar, alleen mogelijk op zitbreedte 40 - 60 cm	€ 110,00	<input type="checkbox"/>	-	02089620
Voetplaat, aaneensluitend, alleen mogelijk op zitbreedte 35 - 60 cm	€ 20,50	<input type="checkbox"/>	-	02139620
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	13.4	02130680
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	-	02130681

Let op: de diepte instelbare voetplaten en de aaneensluitende voetplaten zijn beide niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

14. Kuitplaten

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	085006X0
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	07503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	07503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	07503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	07503730

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

15. Achterwielen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	15.1	02080865
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02080864
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080875
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080870
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	02080890
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	02080885
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608510
Verchroomde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	15.2	02089911

16. Remmen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	16.1	Standaard
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	16.2	02080920
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	16.2	02080921



13.1



13.2



13.3



13.4



14.1



15.1




15.2



16.1



16.2

Aankruisen 

17. Voorwielen

	excl. btw			art. nr.
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02130861
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	02080860
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080813
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080810

Let op! Indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.

Voororkvering systeem met progressieve demping, voorzien van 5" lekvrije PU banden	€ 218,50	<input type="checkbox"/>	-	02139811
--	----------	--------------------------	---	----------

18. Accessoires

	excl. btw			art. nr.
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	18.1	90081015
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	18.2	9200001X
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	18.3	02139000
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	18.4	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	18.5	90280975
Zuurstoffleshouder	€ 74,00	<input type="checkbox"/>	18.6	90280950
Werkblad, tafel model, uitneembaar	€ 434,10	<input type="checkbox"/>	18.7	990161XX
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	18.8	990151XX



Opmerkingen

© 2017 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2017 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2017. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

28-9-2017

pagina 6/6