

Excel G5 Modulair Relax



Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

versie: 17-02

Geldig vanaf:	1 januari 2017		© 2017 Van Os Medical B.V.
Dealer:			Adres: Koperslagerij 3
Referentie:			Postcode 4651 SK
Ordernummer:			Plaats: Steenberg (NB), Nederland
Afleveradres:			Telefoon: +31 (0) 167 57 30 20
		Bestellingen: sales@vanosmedical.nl	
		Website: www.vanosmedical.nl	
		Product voldoet aan: EN 12183 & EN 12184	

Specificaties Excel G5 Modulair Relax

Totale hoogte:	94 cm
Totale breedte:	Zitbreedte + 27 cm
Totale lengte:	118 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	14,9 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg bij zitbreedte 35, 37½, 40, 42½, 45 en 47½ cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50 cm
Beschikbare kleuren:	Frame: Metallic silver Zijframe: Gold/Light blue metallic
Zitbreedte:	35, 37½, 40, 42½, 45, 47½ en 50 cm
Zitdiepte:	40, 42½, 45, 47½, 50 en 52½ cm
Zithoogte:	50 cm
Rughoogte:	42½, 45 en 47½ cm (verstelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G5 Modulair Relax

- Een zilveren framekleur gecombineerd met een gold / light blue zijframe;
- 8" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig verstelbaar op 42½, 45 en 47½ cm, door middel van "kruk" mechanisme;
- Naspanbare zitbekleding, plooibaar, welke verstelbaar is voor alle zitdieptes;
- In hoogte verstelbare, wegklapbare en afneembare armsteunen met in diepte verstelbaar armpolsters;
- In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, wegzwenkbaar;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Stokkenhouder;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;
- Uit te voeren met de Silver Seating polsterlijn;
- 24" x 1½" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85 - 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 8 spanbanden en stretchstof lamellenbekleding;
- Standaard zitkussen, voorzien van stretch bekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 105 °;
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Brede range in maatvoeringen: 6 zitdieptes en 7 zitbreedtes;
- Brede range aan opties en accessoires.

Excel G5 Modulair Relax



Aankruisen

1. Uitvoering Excel G5 Modulair Relax

excl. btw art. nr.

Excel G5 Modulair Relax, 24" achterwielen € 1.649,00 1.1 02130162



1.1

2. Framekleuren

excl. btw art. nr.

Framekleur zilver, zijframe gold / light blue metallic Standaard - Standaard

3. Zitbreedtes / zitdieptes

Zitbreedte in cm								
	35	37½	40	42½	45	50		
Zitdiepte in cm	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00
		€117,50	€117,50	€32,-	€117,50	€32,-	€209,50	
	42½	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standaard
		€85,50	€85,50	-	€85,50	-	€177,50	
	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00
		€117,50	€117,50	€32,-	€117,50	€32,-	€209,50	
	47½	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00
	€117,50	€117,50	€32,-	€117,50	€32,-	€209,50		
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00	
	€117,50	€117,50	€32,-	€117,50	€32,-	€209,50		
52½	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€95,50	
	€181,-	€181,-	€95,50	€181,-	€95,50	€273,-		
	€85,50	€85,50	optie zonder meerprijs	€85,50	Standaard	€177,50	+	

4. Zithoogtes

excl. btw art. nr.

Zithoogte 50 cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen Standaard - Standaard

5. Zitvoorzieningen

excl. btw art. nr.

Standaard zitkussen	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	5.2	52130439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52130444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52130449
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	52131439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52131444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52131449
Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 252,00	<input type="checkbox"/>	-	0213332X
Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 474,00	<input type="checkbox"/>	-	0213335X
Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 492,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Comfort Visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 530,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Kantel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 575,00	<input type="checkbox"/>	-	0213380X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 261,00	<input type="checkbox"/>	-	0213345X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	0213350X



5.1




5.2



Standaard zitting



Singel zitting



Comfort zitting



Comfort visco zitting



Kantel zitting



Standaard / gesingelde plankzitting



Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer.

Aankruisen

5. Zitvoorzieningen (vervolg)

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Voordrempel, 5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 7,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 10 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133620
Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133621
Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133622
Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	02133623
Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen (Medux)	€ 27,00	<input type="checkbox"/>	-	02133329



Voordrempel



Achterdrempel

6. Abductieklos

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Abductieklos, stretchstof	€ 147,00	<input type="checkbox"/>	-	02133329
Abductieklos, verstelsysteem	€ 297,00	<input type="checkbox"/>	-	07503820



6.1



6.2

7. Rugvoorzieningen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Rugleuning, voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	021315XX
Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 275,00	<input type="checkbox"/>	7.1	0213302X
Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 483,00	<input type="checkbox"/>	7.2	0213300X
Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 571,00	<input type="checkbox"/>	7.3	0213300X
Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	7.4	021330XX
Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	7.5	0213305X
Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	7.6	021330XX
Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	7.7	0213305X
Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	7.8	0213310X
Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	7.9	0213310X



Standaard



7.1 / 7.2 / 7.3



Actief



7.4 / 7.5 / 7.6



Passief



7.7 / 7.8 / 7.9

Incon Velour (meerprijs) Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Let op: wanneer u een Silver Seating rugleuning kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteen, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteen apart bij te bestellen.

Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	7.10	02133099
-------------------------------	---------	--------------------------	------	----------

Let op: de lumbaal verstelling, met pomp, is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.

Montageset ten behoeve van de Silver Seating rugleuning (Medux)	€ 95,63	<input type="checkbox"/>	-	02133029
---	---------	--------------------------	---	----------



7.10

8. Hoofdsteenen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Hoofdsteen, vouwbaar, universeel	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	8.1	57203000
Standaard hoofdsteen, stretchstof	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	8.2	02133640
Standaard hoofdsteen, incon	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	02133641
Standaard hoofdsteen, velour	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	02133642
Standaard hoofdsteen, neopreen	€ 259,00	<input type="checkbox"/>	-	02133643
Flex hoofdsteen, stretchstof, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	8.3	02133660
Flex hoofdsteen, stretchstof, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	8.4	02133680
Flex hoofdsteen, incon, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	02133661
Flex hoofdsteen, incon, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	02133681



8.1



8.2



8.3



8.4

Aankruisen

8. Hoofdsteunen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Flex hoofdsteun, velour, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	02133662
Flex hoofdsteun, velour, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	02133682
Flex hoofdsteun, neopreen, klein	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	02133663
Flex hoofdsteun, neopreen, groot	€ 207,00	<input type="checkbox"/>	-	02133683
Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen (Medux)	€ 290,00	<input type="checkbox"/>	-	02133690

Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met Silver Seating rugleuningen.

9. Armleuningen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	9.1	art. nr.
Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, afneembaar, diepte instelbare armpolster	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	02130400



9.1

10. Armpolsters

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Armpolster, in diepte instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089340
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089341
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	02133700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	02133710
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	02133701
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	02133711
Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm	€ 134,50	<input type="checkbox"/>	-	02133750

11. Rompellotten

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Rompeplot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	07300550
Rompeplot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	07300551

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met Silver Seating rugleuningen.

12. Voet- en beenposities

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0213061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	0213061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0213061X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 279,00	<input type="checkbox"/>	-	0208066X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	12.2	0208066X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	0208066X
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	12.3	02080740
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	-	02080741
Voetplaten, diepte en hoek instelbaar, alleen mogelijk op zitbreedte 40 - 60 cm	€ 110,00	<input type="checkbox"/>	-	02089620
Voetplaat, aaneensluitend, alleen mogelijk op zitbreedte 35 - 60 cm	€ 20,50	<input type="checkbox"/>	-	02139620
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	12.4	02130680
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	-	02130681

Let op: de diepte instelbare voetplaten en de aaneensluitende voetplaten zijn beide niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.



12.1



12.2



12.3



12.4

Aankruisen

13. Kuitplaten

	excl. btw			art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	13.1	085006X0
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	07503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	07503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	07503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	07503730



13.1

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beestoeunen vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

14. Achterwielen

	excl. btw			art. nr.
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02080865
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02080864
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	02080890
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	02080885
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Verchroomde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	-	02089911

15. Remmen

	excl. btw			art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	15.1	Standaard
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	15.2	02080920
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	15.2	02080921



15.1



15.2

16. Voorwielen

	excl. btw			art. nr.
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02130861
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	02080860

17. Accessoires

	excl. btw			art. nr.
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	17.1	90081015
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	17.2	9200001X
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	17.3	02139000
Zifixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	17.4	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	17.5	90280975
Zuurstoffleshouder	€ 74,00	<input type="checkbox"/>	17.6	90280950
Werkblad, tafel model, uitneembaar	€ 434,10	<input type="checkbox"/>	17.7	990161XX
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	17.8	990151XX



17.1

17.2

17.3



17.4



17.5



17.6



17.7



17.8

Opmerkingen