

Geldig vanaf:	1 januari 2017		<b>© 2017 Van Os Medical B.V.</b>
Dealer:			Adres: Koperslagerij 3
Referentie:			Postcode 4651 SK
Ordernummer:			Plaats: Steenberg (NB), Nederland
Afleveradres:			Telefoon: +31 (0) 167 57 30 20
			Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
			Website: www.vanosmedical.nl
			<b>Product voldoet aan: EN 12183</b>

## Specificaties Excel G6 Active

<b>Totale hoogte:</b>	87½ cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 17 cm
<b>Totale lengte:</b>	106 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	14,9 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 130 kg bij zitbreedte 37½, 40, 42½, 45 en 47½ cm
	Max. 150 kg bij zitbreedte 50 cm
<b>Beschikbare kleuren:</b>	White
<b>Zitbreedte:</b>	37½, 40, 42½, 45 en 47½ en 50 cm
<b>Zitdiepte:</b>	40, 42½, 45 en 47½ en 50 cm
<b>Zithoogte:</b>	Voor: 44, 46½, 49 en 51½ cm
	Achter: 39½, 43½, 46 en 48½ cm
<b>Rughoogte:</b>	36, 38½ en 41 cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel G6 Active

- Aluminium lichtgewicht vouwframe;
- 24" x 1" aluminium lichtgewicht gespaakte design achterwielen, voorzien van high pressure performance banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoek;
- Spanbanden rugleuning voorzien van lamelle rugbekleding;
- Zitkussen, 5 cm;
- Design wegzwenkbare en uitneembare voetsteunen met onderbeenlengte instelling;
- Neerklapbare duwhandvaten;
- Standaard verlengde diepte en hoek instelbare remmen;
- Wielbasis instelling door middel van achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal;
- Brede range aan opties en accessoires;
- Standaard geleverd in de kleur wit;
- 6" PU voorwielen, gemonteerd in instelbare voorvorken;
- Rughoogte instelbaar op 36, 38½ en 41 cm;
- Naspanbare en plooibare zitbekleding;
- In hoogte instelbare, uitneembare armleuningen met korte armleggers;
- In breedte en hoek instelbare en voetplaten, voorzien van hielband;
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van een vergrendelingsknop;
- Brede range in maatvoeringen: 5 zitdieptes, 4 zithoogtes en 6 zitbreedtes;
- Hoekinstelling op de balhoofden;
- Uit te voeren met nieuw uitgebreide de Silver Seating polsterlijn.

# Excel G6 Active



Aankruisen



1.1

## 1. Uitvoering Excel G6 Active

excl. btw

art. nr.

Excel G6 Active, 24" achterwielen

€ 1.339,00



1.1

02300160

## 2. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Pearly white

Standaard



1.1

Standaard

## 3. Zitbreedtes / zitdieptes

Zitbreedte in cm								
	37½	40	42½	45	47½	50		
Zitdiepte in cm	40	<input type="checkbox"/> €17,50	<input type="checkbox"/> €2,00	<input type="checkbox"/> €17,50	<input type="checkbox"/> €2,00	<input type="checkbox"/> €42,50	<input type="checkbox"/> €76,00	€32,00
	42½	<input type="checkbox"/> €5,50	-	<input type="checkbox"/> €5,50	-	<input type="checkbox"/> €10,50	<input type="checkbox"/> €44,00	Standaard
	45	<input type="checkbox"/> €17,50	<input type="checkbox"/> €2,00	<input type="checkbox"/> €17,50	<input type="checkbox"/> €2,00	<input type="checkbox"/> €42,50	<input type="checkbox"/> €76,00	€32,00
	47½	<input type="checkbox"/> €17,50	<input type="checkbox"/> €2,00	<input type="checkbox"/> €17,50	<input type="checkbox"/> €2,00	<input type="checkbox"/> €42,50	<input type="checkbox"/> €76,00	€32,00
	50	<input type="checkbox"/> €28,00	<input type="checkbox"/> €2,50	<input type="checkbox"/> €28,00	<input type="checkbox"/> €2,50	<input type="checkbox"/> €88,50	<input type="checkbox"/> €86,50	€42,50
		€85,50	optie zonder meerprijs	€85,50	Standaard	€210,50	€244,00	+

## 4. Zithoogtes voor

Zithoogte voor in cm + voorwiel in inch				
44 5"	46½ 5"	49 6"	51½ 6"	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
€42,50	€32,00	Standaard	€42,50	

## 5. Zithoogtes achter

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch				
39½ 5" / 24"	43½ 5" / 24"	46 5" / 24"	48½ 5" / 24"	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs	

## 6. Zitvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Zitkussen, 5 cm hoog	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Zitbekleding, voorzien van 6 spanbanden, naspanbaar, alleen geschikt voor zitbreedte 40 - 50 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	02120001
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	-	52130439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52130444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52130449
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	-	52131439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52131444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52131449
Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 252,00	<input type="checkbox"/>	-	0213332X
Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 474,00	<input type="checkbox"/>	-	0213335X
Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 492,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Comfort Visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 530,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Kantel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 575,00	<input type="checkbox"/>	-	0213380X



Standaard zitting



Singel zitting



Comfort zitting



Comfort visco zitting



Kantel zitting

## Aankruisen

### 6. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (+ €10,00) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 261,00	<input type="checkbox"/>	-	0213345X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	0213350X
Let op: Wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer.				
Voordrempel, 5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 7,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 10 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133620
Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133621
Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133622
Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	02133623
Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen (Medux)	€ 27,00	<input type="checkbox"/>	-	02133329



Plankzitting / gesingelde plankzitting



Voordrempel

Achterdrempel

### 7. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Spanbanden rugleuning, voorzien van lamellen stretchstof rugbekleding en neerklapbare duwhandvatten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	023015XX
Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 275,00	<input type="checkbox"/>	7.1	0213302X
Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 483,00	<input type="checkbox"/>	7.2	0213300X
Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 571,00	<input type="checkbox"/>	7.3	0213300X
Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	7.4	021330XX
Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	7.5	0213305X
Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	7.6	021330XX
Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	7.7	0213305X
Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	7.8	0213310X
Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	7.9	0213310X



Standaard

7.1 / 7.2 / 7.3



Actief

7.4 / 7.5 / 7.6



Passief

7.7 / 7.8 / 7.9

<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Let op: wanneer u een Silver Seating rugleuning kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteun, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteun apart bij te bestellen.				

Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	7.10	02133099
-------------------------------	---------	--------------------------	------	----------

Let op: de lumbaal verstelling, met pomp is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.



7.10

### 8. Armleningen

excl. btw

art. nr.

Armleningen, in hoogte instelbaar, voorzien van transparante kledingbeschermers	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
---	-----------	--------------------------	---	-----------

### 9. Armpolsters

excl. btw

art. nr.

Armpolsters, kort	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Armpolsters, in diepte instelbaar	€ 52,50	<input type="checkbox"/>	-	02220400
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	02133700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	02133710
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	02133701
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	02133711
Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm	€ 134,50	<input type="checkbox"/>	-	02133750

## Aankruisen

10. Voet- en beenposities				
	excl. btw			art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0222061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	0222061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0222061X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 343,00	<input type="checkbox"/>	-	0210064X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links	€ 171,50	<input type="checkbox"/>	10.2	0210064X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts	€ 171,50	<input type="checkbox"/>	-	0210064X
11. Achterwielen				
	excl. btw			art. nr.
24" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 52,50	<input type="checkbox"/>	-	02120864
24" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	11.1	02120865
22" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02100875
22" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080870
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608510
Verchromde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	11.2	02089911
12. Remmen				
	excl. btw			art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	Standaard
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	12.2	02080920
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	12.2	02080921
13. Camber				
	excl. btw			art. nr.
Camber, 0 graden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02120700
Camber, 3 graden	€ 81,00	<input type="checkbox"/>	-	02120703
Camber, 6 graden	€ 81,00	<input type="checkbox"/>	-	02120706
14. Voorwielen				
	excl. btw			art. nr.
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02100812
5" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080821
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080810
Voorvorkvering systeem met progressieve demping, voorzien van 5" lekvrije PU banden	€ 218,50	<input type="checkbox"/>	-	02139811



10.1



10.2



11.1



11.2



12.1



12.2

Aankruisen 

## 15. Accessoires

	excl. btw		art. nr.	
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	15.1	90081010
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	15.2	9200001X
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	15.3	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	15.4	90280975



15.1



15.2



15.3



15.4

## Opmerkingen

---



---



---



---



---

© 2017 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2017 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2017. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

22-11-2016