

Excel G6 High Active AFN



Prijslijst / orderformulier 2017 (BTW tarief is 6%)

Versie: 17-02

Geldig vanaf:	1 januari 2017		© 2017 Van Os Medical B.V.
Dealer:			Adres: Koperslagerij 3 Postcode 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: +31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			Product voldoet aan: EN 12184

Specificaties Excel G6 High Active AFN

Totale hoogte:	93 cm (met rug neergeklapt 68 cm)
Totale breedte:	Zitbreedte + 16 cm
Totale lengte:	92 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	14,9 kg
Gebuiersgewicht:	Max. 130 kg bij zitbreedte 37½, 40, 42½ en 45 cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50 cm
Beschikbare kleuren:	White
Zitbreedte:	37½, 40, 42½, 45 en 50 cm
Zitdiepte:	42½, 45, 47½ en 50 cm
Zithoogte:	45, 47½, 50 en 52½ cm
Rughoogte:	42½ en 45 cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G6 High Active AFN

- Aluminium lichtgewicht frame met vouwbare en neerklapbare rugleuning;
- 24" x 1" design achterwielen, gespaakt, voorzien van lucht banden
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 90 - 105 °;
- Rug, voorzien van 8 spanbanden en plooibare lamellenrugbekleding;
- Zitkussen, voorzien van stretch bekleding;
- Wegzwenkbare en uitneembare voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90-105 °;
- Rugspanner met neerklap mechanisme;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Brede range in maatvoeringen: 4 zitdieptes, 4 zithoogtes en 5 zitbreedtes;
- Hoekinstelling op de balhoofden;
- Uit te voeren met de Silver Seating polsterlijn;
- Leverbaar in de kleur wit;
- 5" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden, design voorvorken en Quick Release assen;
- Rughoogte instelbaar op 42½ en 45 cm;
- Naspanbare, plooibare zitting / slappe zitting voorzien van 6 spanbanden (afhankelijk van kleur);
- In hoogte instelbare en afneembare armsteunen met korte armpolsters;
- In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband;
- In hoogte verstelbare en neerklapbare duwhandvatten;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met neerklapbare remhendels;
- Hoogte verstelbare, wegdraibare anti tip wielen, voorzien van geïntegreerde trapdop;
- Wielbasis instelling door midde van achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires.

Excel G6 High Active AFN



Aankruisen

1. Uitvoering Excel G6 High Active AFN

excl. btw art. nr.

Excel G6 High Active AFN, 24" achterwielen € 1.609,00 1.1 02220160



1.1

2. Framekleuren

excl. btw art. nr.

Pearly white Standaard 1.1 Standaard

3. Zitbreedtes / zitdieptes

Zitbreedte in cm							
	37½	40	42½	45	50		
Zitdiepte in cm	42½	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standaard
		-	-	€5,50	-	€44,00	
	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00
		€2,00	€2,00	€17,50	€2,00	€76,00	
	47½	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	€32,00
	€2,00	€2,00	€17,50	€2,00	€76,00		
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Optie zonder meerprijs	
	-	-	€5,50	-	€44,00		
	optie zonder meerprijs	optie zonder meerprijs	€85,50	Standaard	€244,00	+	

4. Zithoogtes

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch				
45 5" / 24"	47½ 5" / 24"	50 5" / 24"	52½ 5" / 24"	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
€85,50	€32,00	Standaard	€42,50	


5. Zitvoorzieningen

excl. btw art. nr.

Zitkussen, 5 cm hoog, voorzien van anti-slip laag	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	-	52130439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52130444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52130449
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	-	52131439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52131444
Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 252,00	<input type="checkbox"/>	-	0213332X
Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 474,00	<input type="checkbox"/>	-	0213335X
Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 492,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Comfort Visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 530,00	<input type="checkbox"/>	-	0213340X
Kantel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 575,00	<input type="checkbox"/>	-	0213380X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 261,00	<input type="checkbox"/>	-	0213345X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	0213350X




Standaard zitting



Singel zitting



Comfort zitting



Comfort visco zitting



Kantel zitting



Plankzitting / gesingelde plankzitting

Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer.

Aankruisen

5. Zitvoorzieningen (vervolg)

	excl. btw			art. nr.
Voordrempel, 5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 7,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Voordrempel, 10 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	0213360X
Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133620
Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133621
Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	02133622
Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	02133623
Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen (Medux)	€ 27,00	<input type="checkbox"/>	-	02133329



Voordrempel



Achterdrempel

6. Abductieklos

	excl. btw			art. nr.
Abductieklos, stretchstof	€ 147,00	<input type="checkbox"/>	6.1	07503800
Abductieklos, verstelsysteem	€ 297,00	<input type="checkbox"/>	6.2	07503820

Let op: de abductieklos is alleen leverbaar in combinatie met een Silver Seating zitting.



6.1



6.2

7. Rugvoorzieningen

	excl. btw			art. nr.
Spanbanden rugleuning, voorzien van lamellen stretchstof rugbekleding	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Rugleuning, eenmalig instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02080553
Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 275,00	<input type="checkbox"/>	7.1	0213302X
Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 483,00	<input type="checkbox"/>	7.2	0213300X
Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 571,00	<input type="checkbox"/>	7.3	0213300X
Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	7.4	021330XX
Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	7.5	0213305X
Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	7.6	021330XX
Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	7.7	0213305X
Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	7.8	0213310X
Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	7.9	0213310X



Standaard



7.1 / 7.2 / 7.3



Actief



7.4 / 7.5 / 7.6



Passief



7.7 / 7.8 / 7.9

Incon Velour (meerprijs) Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Let op: wanneer u een Silver Seating rugleuning kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteen, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteen apart bij te bestellen.

Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	7.10	02133099
-------------------------------	---------	--------------------------	------	----------

Let op: de lumbaalverstelling, met pomp is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.



7.10

8. Hoofdsteenen

	excl. btw			art. nr.
Hoofdsteen, vouwbaar, universeel	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	8.1	57203000
Standaard hoofdsteen, stretchstof	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	8.2	02133640
Standaard hoofdsteen, incon	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	02133641
Standaard hoofdsteen, velour	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	02133642
Standaard hoofdsteen, neopreen	€ 259,00	<input type="checkbox"/>	-	02133643



8.1



8.2

Aankruisen 

8. Hoofdsteunen (vervolg)

	excl. btw			art. nr.
Flex hoofdsteen, stretchstof, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	8.3	02133660
Flex hoofdsteen, stretchstof, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	8.4	02133680
Flex hoofdsteen, incon, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	02133661
Flex hoofdsteen, incon, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	02133681
Flex hoofdsteen, velour, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	02133662
Flex hoofdsteen, velour, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	02133682
Flex hoofdsteen, neopreen, klein	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	02133663
Flex hoofdsteen, neopreen, groot	€ 207,00	<input type="checkbox"/>	-	02133683



8.3



8.4

Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met Silver Seating rugleuning.

Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen (Medux)	€ 290,00	<input type="checkbox"/>	-	02133690
---	----------	--------------------------	---	----------

9. Armleuningen

	excl. btw			art. nr.
Armleuningen, in hoogte instelbaar, voorzien van transparante kledingbeschermers	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	Standaard



9.1

10. Armpolsters

	excl. btw			art. nr.
Armpolsters, kort	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Armpolsters, in diepte instelbaar	€ 52,50	<input type="checkbox"/>	-	02220400
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089340
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089341
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	02133700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	02133710
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	02133701
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	02133711

11. Voet- en beenposities

	excl. btw			art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0222061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	0222061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	11.1	0222061X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 343,00	<input type="checkbox"/>	-	0210064X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links	€ 171,50	<input type="checkbox"/>	11.2	0210064X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts	€ 171,50	<input type="checkbox"/>	-	0210064X
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	-	02080740
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	11.3	02080741
Voetplaten, diepte en hoek instelbaar, alleen mogelijk op zitbreedte 40 - 60 cm	€ 110,00	<input type="checkbox"/>	-	02089620
Voetplaat, aaneensluitend, alleen mogelijk op zitbreedte 35 - 60 cm	€ 20,50	<input type="checkbox"/>	-	02139620
Gipssteen, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	11.4	02130680
Gipssteen, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	-	02130681



11.1



11.2



11.3



11.4

Let op: de diepte instelbare voetplaten en de aaneensluitende voetplaten zijn beide niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

Aankruisen

12. Kuitplaten

	excl. btw		art. nr.	
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	085006X0
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	07503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	07503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	07503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	07503730



12.1

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

13. Achterwielen

	excl. btw		art. nr.	
24" x 1" design achterwielen, gespaakt, voorzien van lucht banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02120864
24" x 1" design achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden	€ 52,50	<input type="checkbox"/>	-	02120865
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 52,50	<input type="checkbox"/>	-	02120865
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 52,50	<input type="checkbox"/>	-	02120864
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080875
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080870
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608510
Verchromde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	13.2	02089911



13.2

14. Camber

	excl. btw		art. nr.	
Camber, 0 graden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02120700
Camber, 3 graden	€ 81,00	<input type="checkbox"/>	-	02120703
Camber, 6 graden	€ 81,00	<input type="checkbox"/>	-	02120706




15.1

15. Remmen

	excl. btw		art. nr.	
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	15.1	Standaard

16. Voorwielen

	excl. btw		art. nr.	
5" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02080821
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080813
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080810
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	02080861
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	02080860
Voorvorkvering systeem met progressieve demping, voorzien van 5" lekvrije PU banden	€ 218,50	<input type="checkbox"/>	-	02139811

Aankruisen 

17. Accessoires

	excl. btw		17.1	art. nr.
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	17.1	90081010
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, wegdraaibaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	17.2	02120910
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	17.3	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	17.4	90280975



Opmerkingen

© 2017 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2017 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2017. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

27-9-2017

Pagina 6/6