

Geldig vanaf:	1 januari 2018		© 2018 Van Os Medical B.V.
Dealer:			Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			Product voldoet aan: EN 12183

Specificaties Excel G-Basic


Totale hoogte:	92 cm
Totale breedte:	64 cm
Totale lengte:	107 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	18 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 135 kg
Beschikbare kleuren:	Metallic silver
Zitbreedte:	45 en 50 cm
Zitdiepte:	41 cm
Zithoogte:	50 cm
Rughoogte:	41 cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-Basic

- Stalen rolstoel met vouwbaar frame;
- Zwenkwielen voor, 8" PU lekvrije banden;
- 24" achterwielen, PU lekvrije banden ;
- Voetsteunen zijn wegzwenkbaar en afneembaar;
- Voetplaten zijn opklapbaar en in hoogte verstelbaar door middel van een snelsluiting. Verstelbaar in 9 verschillende hoogtes;
- Voorzien van verstelbare kuitband;
- Standaard uitgerust met trapdoppen aan zowel de linker- als de rechterkant;
- Uitgerust met instelbare parkeerremmen;
- Uitgerust met handig opbergtasje op de rugleuning;
- Standaard voorzien van comfortabele nylon rug- en zitbekleding;
- Armleuningen zijn wegklapbaar naar achteren;
- Standaard voorzien van ergonomisch gevormde duwhandvatten;
- Voorzien van draaglussen waarmee de rolstoel eenvoudig kan worden opgevouwen;
- Standaard framekleur: grijs.

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G-Basic					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excel G-Basic, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 43 cm	€ 159,43	€ 169,00	<input type="checkbox"/>	1.1	1153MK712
Excel G-Basic, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 43 cm	€ 159,43	€ 169,00	<input type="checkbox"/>	-	1153QK712
2. Voet- en beenposities					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, per paar	€ 83,96	€ 89,00	<input type="checkbox"/>	-	6115066X
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, links	€ 41,98	€ 44,50	<input type="checkbox"/>	-	61150660
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, rechts	€ 41,98	€ 44,50	<input type="checkbox"/>	-	61150661
3. Zitvoorziening					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitkussen, 5 cm hoog, voorzien van anti-slip laag	€ 60,50	€ 64,13	<input type="checkbox"/>	3.1	5008XXXX
4. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitfixatiegordel	€ 53,00	€ 56,18	<input type="checkbox"/>	4.1	90280900
Infuusstandaard	€ 55,50	€ 58,83	<input type="checkbox"/>	4.2	90280925
Zuurstoffeshouder	€ 74,00	€ 78,44	<input type="checkbox"/>	-	90280950
Rolstoeltas	€ 28,25	€ 29,95	<input type="checkbox"/>	-	99993000



1.1



2.1



3.1



4.1



4.2



4.3



4.4

Opmerkingen

© 2018 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2018 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2018. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

18-10-2017