

Geldig vanaf:	1 januari 2018		© 2018 Van Os Medical B.V.
Dealer:			Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			Product voldoet aan: EN 12183

Specificaties Excel G-Eco

Totale hoogte:	90 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
Totale breedte:	Zitbreedte + 20 cm
Totale lengte:	107 cm inclusief voetsteunen (81 cm exclusief voetsteunen)
Totaal gewicht:	19,9 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg
Beschikbare kleuren:	Silver
Zitbreedte:	40, 45, 50, 55* en 60* cm
Zitdiepte:	43 en 46 cm
Zithoogte:	47½ en 50 cm
Rughoogte:	37½ cm




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

* = zitbreedtes 55 cm & 60 cm zijn enkel mogelijk in combinatie met zitdiepte 46 cm.

Producteigenschappen Excel G-Eco

- Framekleur Silver;
- 7" x 1½" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Doorlopende, wegklapbare armleuningen voorzien van armpolsters (omdraaibaar);
- Opklapbare voetplaat;
- Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Wielbasis instelling door middel van achterasblok;
- Voorzien van oranje herkenningspunten voor het wegklappen van de armleuningen en de beensteunen;
- 24" x 1¼" aluminium achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, silver metallic hoepels en Quick Release assen;
- Plooibare rugbekleding en zitbekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Trapdoppen, zowel links als rechts;
- Hoogte instelling voorvork.

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G-Eco met luchtbanden



Excel G-Eco met luchtbanden en voetsteunen

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 475,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 127,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 475,00	€ 475,00	€ 602,50		
Standaard	2093HK111	2093MK111	2093QK111		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 647,50	€ 647,50
Optie zonder meerprijs				2093SN111	2093TN111

Excel G-Eco met luchtbanden en comfort beensteunen

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 475,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 127,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 475,00	€ 475,00	€ 602,50		
Standaard	2093HK121	2093MK121	2093QK121		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 647,50	€ 647,50
Optie zonder meerprijs				2093SN121	2093TN111


2. Uitvoering Excel G-Eco met PU banden

Excel G-Eco met PU banden en voetsteunen

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 475,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 127,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 475,00	€ 475,00	€ 602,50		
Standaard	2093HK112	2093MK112	2093QK112		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 647,50	€ 647,50
Optie zonder meerprijs				2093SN112	2093TN112

Excel G-Eco met PU banden en comfort beensteunen

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 475,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 127,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 475,00	€ 475,00	€ 602,50		
Standaard					
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 647,50	€ 647,50
Optie zonder meerprijs				2093SN122	2093TN122

Aankruisen 

3. Zithoogtes

excl. btw

art. nr.

Zithoogte 47½ cm, 7" voorwielen, 24" achterwielen	€ 80,00	<input type="checkbox"/>	-	02090147
Zithoogte 50 cm, 7" voorwielen, 24" achterwielen	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02090150

4. Zitvoorzieningen

Zitkussens met anti-slip zijde, met EXCEL logo

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 60,50					
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50		
	50080439	50080444	50080449		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 60,50	€ 60,50
				50081455	50081460



5. Voet- en beenposities

excl. btw

art. nr.

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, links	€ 118,00	<input type="checkbox"/>	-	621330X0
Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, rechts	€ 118,00	<input type="checkbox"/>	-	621330X0



6. Achterwielen

excl. btw

art. nr.

24" x 1½" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080864
24" x 1½" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	02080865



6.1

7. Remmen

excl. btw

art. nr.

Aluminium zwarte remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
--	-----------	--------------------------	---	-----------

8. Accessoires

excl. btw

art. nr.

Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	8.1	90081010
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, per paar	€ 115,00	<input type="checkbox"/>	8.2	9200001X
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	8.3	90280900
Zuurstoffeshouder	€ 74,00	<input type="checkbox"/>	8.4	90280950



8.1



8.2



8.3



8.4

9. Excel Click & Go

excl. btw

art. nr.

Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.069,00	<input type="checkbox"/>	9.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II)	€ 2.029,00	<input type="checkbox"/>	9.2	08130190
Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional II)	€ 2.329,00	<input type="checkbox"/>	9.3	08140190



9.1



9.2



9.3

Opmerkingen

©2018 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2018 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2018. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

24-1-2018