

|               |                |  |                                      |
|---------------|----------------|--|--------------------------------------|
| Geldig vanaf: | 1 januari 2018 |  | © 2018 Van Os Medical B.V.           |
| Dealer:       |                |  | Adres: Koperslagerij 3               |
| Referentie:   |                |  | Postcode: 4651 SK                    |
| Aantal:       |                |  | Plaats: Steenberg (NB), Nederland    |
| Afleveradres: |                |  | Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20      |
|               |                |  | Bestellingen: sales@vanosmedical.nl  |
|               |                |  | Website: www.vanosmedical.nl         |
|               |                |  | <b>Product voldoet aan: EN 12183</b> |

## Specificaties Excel G-Neos

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Totale hoogte:</b>       | 95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)   |
| <b>Totale breedte:</b>      | Zitbreedte + 22 cm  |
| <b>Totale lengte:</b>       | 109 cm (incl. voetsteunen)  |
| <b>Totaal gewicht:</b>      | 17,9 kg   |
| <b>Gebruikersgewicht:</b>   | Max. 130 kg bij zitbreedte 40, 42½ en 45 cm<br>Max. 150 kg bij zitbreedte 50 en 55 cm |
| <b>Beschikbare kleuren:</b> | Frame: Metallic silver<br>Zijframe: Silver  |
| <b>Zitbreedte:</b>          | 40, 42½, 45, 50 en 55 cm  |
| <b>Zitdiepte:</b>           | 40 ↔ 52½ cm   |
| <b>Zithoogte:</b>           | 45, 47½, 50, 52½ en 55 cm   |
| <b>Rughoogte:</b>           | 52½, 55 en 57½ cm (instelbaar)  |

↔ = verstelbaar



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel G-Neos

- Een zilveren framekleur;
  - 8" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
  - Rughoogte eenvoudig instelbaar op 52½, 55 en 57½ cm;
  - Polster zitting, gesingeld, voorzien van high density foam en een traagschuim toplaag;
  - In hoogte verstelbare, wegklapbare armsteunen, met in diepte verstelbaar armpolsters;
  - In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband, instelbaar;
  - In hoogte verstelbare duwhandvatten, uitneembaar;
  - Traploos diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
  - Hoogte verstelbare, uitneembare anti tip wielen met geïntegreerde trapdop;
  - Brede range in maatvoeringen: variabele zitdieptes, 3 zithoogtes en 5 zitbreedtes
  - Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;
  - 24" x 1½" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
  - Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85 - 105°;
  - Polster rugleuning, geprofileerd met zijdelingse ondersteuning;
  - *Uit te voeren met de Silver Seating polsterlijn;*
  - Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte
  - Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 120°;
  - Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
  - Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
  - Stokkenhouder;
  - Wielbasis instelling door middel van achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
  - Brede range aan opties en accessoires.
- Afwijkende specificaties Excel G-Neos+ :**
- Voorzien van trommelremmen voor de begeleider;
  - Verstelbare rugleuning, permanent, 0 - 30 graden;
  - Hoogte, diepte en hoekinstelbare hoofdsteun.


## 1. Uitvoering Excel G-Neos



| Basisprijs:               | Zitbreedte 40 cm         | Zitbreedte 42½ cm        | Zitbreedte 45 cm         | Zitbreedte 50 cm         | Zitbreedte 55 cm         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| € <b>1.689,00</b>         | Optie zonder meerprijs   | € 85,50<br>(meerprijs)   | Standaard                | € 117,50<br>(meerprijs)  | € 244,00<br>(meerprijs)  |
| Zitdiepte 42½ cm          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.689,00<br>2428HM712  | € 1.774,50<br>2428JM712  | € 1.689,00<br>2428MM712  | € 1.806,50<br>2428QM712  | € 1.933,00<br>2428SM712  |
| Zitdiepte 45 cm           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.689,00<br>2428HM712  | € 1.774,50<br>2428JM712  | € 1.689,00<br>2428MM712  | € 1.806,50<br>2428QM712  | € 1.933,00<br>2428SM712  |
| Zitdiepte 47½ cm          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.689,00<br>2428HM712  | € 1.774,50<br>2428JM712  | € 1.689,00<br>2428MM712  | € 1.806,50<br>2428QM712  | € 1.933,00<br>2428SM712  |
| Zitdiepte 50 cm           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.689,00<br>2428HM712  | € 1.774,50<br>2428JM712  | € 1.689,00<br>2428MM712  | € 1.806,50<br>2428QM712  | € 1.933,00<br>2428SM712  |
| Zitdiepte 52½ cm          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.689,00<br>2428HM712  | € 1.774,50<br>2428JM712  | € 1.689,00<br>2428MM712  | € 1.806,50<br>2428QM712  | € 1.933,00<br>2428SM712  |

## 2. Uitvoering Excel G-Neos +

| Basisprijs:               | Zitbreedte 40 cm         | Zitbreedte 42½ cm        | Zitbreedte 45 cm         | Zitbreedte 50 cm         | Zitbreedte 55 cm         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| € <b>1.869,00</b>         | Optie zonder meerprijs   | € 85,50<br>(meerprijs)   | Standaard                | € 117,50<br>(meerprijs)  | € 244,00<br>(meerprijs)  |
| Zitdiepte 42½ cm          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.869,00<br>2428HM712  | € 1.954,50<br>2428JM712  | € 1.869,00<br>2428MM712  | € 1.986,50<br>2428QM712  | € 2.113,00<br>2428SM712  |
| Zitdiepte 45 cm           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.869,00<br>2428HM712  | € 1.954,50<br>2428JM712  | € 1.869,00<br>2428MM712  | € 1.986,50<br>2428QM712  | € 2.113,00<br>2428SM712  |
| Zitdiepte 47½ cm          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.869,00<br>2428HM712  | € 1.954,50<br>2428JM712  | € 1.869,00<br>2428MM712  | € 1.986,50<br>2428QM712  | € 2.113,00<br>2428SM712  |
| Zitdiepte 50 cm           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.869,00<br>2428HM712  | € 1.954,50<br>2428JM712  | € 1.869,00<br>2428MM712  | € 1.986,50<br>2428QM712  | € 2.113,00<br>2428SM712  |
| Zitdiepte 52½ cm          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Optie traploos instelbaar | € 1.869,00<br>2428HM712  | € 1.954,50<br>2428JM712  | € 1.869,00<br>2428MM712  | € 1.986,50<br>2428QM712  | € 2.113,00<br>2428SM712  |

Aankruisen 

### 3. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Framekleur, zilver

Standaard

- 02410010

### 4. Zithoogtes

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch

| 45<br>8" + 24"           | 47½<br>8" + 24"          | 50<br>8" + 24"           | 52½<br>8" + 24"          | 55<br>8" + 24"           |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| € 59,50                  | € 32,00                  | Standaard                | € 42,50                  | € 42,50                  |

Let op: de zithoogte is gemeten van de bovenzijde zitbuis; dikte zitting is 5 cm.

### 5. Zitvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Standaard zitting, gepolsterd, gesingeld met traagschuim toplaag

Standaard

5.1

Standaard

Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 252,00

-

5213232X

Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 55 cm

€ 351,00

-

5213232X

Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 474,00

-

5213235X

Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 55 cm

€ 615,00

-

5213235X

Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 492,00

-

5213240X

Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 55 cm

€ 678,00

-

5213240X

Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 530,00

-

5213240X

Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 55 cm

€ 705,00

-

5213240X

Silver Seating Kantel zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 575,00

-

5213280X

Silver Seating Kantel zitting, zitbreedte 55 cm

€ 737,00

-

5213280X

Incon  Velour (meerprijs)  Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Silver Seating Plankzitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 261,00

-

5213245X

Silver Seating Plankzitting, zitbreedte 55 cm

€ 340,00

-

5213245X

Silver Seating Gesingelde plankzitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 303,00

-

5213250X

Silver Seating Gesingelde plankzitting, zitbreedte 55 cm

€ 393,00

-

5213250X

Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zithoogte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer.

Voordrempel, 5 cm

€ 86,00

-

5213260X

Voordrempel, 7,5 cm

€ 90,00

-

5213260X

Voordrempel, 10 cm

€ 96,00

-

5213260X

Let op: bij zitbreedte 55 cm wordt er een meerprijs in rekening gebracht.

Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

€ 77,00

-

52132620

Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

€ 77,00

-

52132621

Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

€ 77,00

-

52132622

Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm

€ 114,00

-

52132623

Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen

€ 27,00

-

52132329

### 7. Abductieklos

excl. btw

art. nr.

Abductieklos, stretchstof

€ 147,00

-

57503800

Abductieklos, verstelstelsysteem

€ 297,00

-

5753820



5.1



Standaard zitting



Singel zitting



Comfort zitting




Comfort visco zitting



Kantel zitting



Standaard / gesingeld



Plankzitting



Voordrempel



Achterdrempel



7.1



7.2

## Aankruisen

### 8. Rugvoorzieningen

|   | excl. btw |                          |     | art. nr. |
|---|-----------|--------------------------|-----|----------|
| Rugleuning, voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten          | Standaard | <input type="checkbox"/> | -   | 021315XX |
| Standaard rug, gesingeld, geprofileerd                                | Standaard | <input type="checkbox"/> | -   | 524215XX |
| Silver Seating Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm  | € 275,00  | <input type="checkbox"/> | 8.1 | 5213202X |
| Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm  | € 483,00  | <input type="checkbox"/> | 8.2 | 5213200X |
| Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm | € 571,00  | <input type="checkbox"/> | 8.3 | 5213200X |
| Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm    | € 557,00  | <input type="checkbox"/> | 8.4 | 521320XX |
| Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm    | € 637,00  | <input type="checkbox"/> | 8.5 | 5213205X |
| Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm   | € 735,00  | <input type="checkbox"/> | 8.6 | 521320XX |
| Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm   | € 557,00  | <input type="checkbox"/> | 8.7 | 5213205X |
| Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm   | € 637,00  | <input type="checkbox"/> | 8.8 | 5213210X |
| Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm  | € 735,00  | <input type="checkbox"/> | 8.9 | 5213210X |

Incon  Velour (meerprijs)  Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Let op: bij zitbreedte 55 cm wordt er een meerprijs in rekening gebracht.

Wanneer u een Silver Seating rugleuningen kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteun, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteun apart bij te bestellen.

|                               |         |                          |      |          |
|-------------------------------|---------|--------------------------|------|----------|
| Lumbaal verstelling, met pomp | € 63,00 | <input type="checkbox"/> | 8.10 | 52132099 |
|-------------------------------|---------|--------------------------|------|----------|

Let op: de lumbaal verstelling, met pomp, is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

|   |         |                          |   |          |
|---|---------|--------------------------|---|----------|
| Montageset ten behoeve van de Silver Seating rugleuningen | € 95,63 | <input type="checkbox"/> | - | 52132029 |
|---|---------|--------------------------|---|----------|

### 9. Hoofdsteunen

|   | excl. btw |                          |     | art. nr. |
|---|-----------|--------------------------|-----|----------|
| Hoofdsteun, in hoogte, diepte en hoekinstelbaar         | € 229,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52423000 |
| Let op: de hoofdsteun is standaard op de Excel G-Neos+. |           |                          |     |          |
| Silver Seating Standaard hoofdsteun, stretchstof        | € 255,00  | <input type="checkbox"/> | 9.1 | 52132640 |
| Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon              | € 255,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132641 |
| Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour             | € 255,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132642 |
| Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen           | € 259,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132643 |
| Silver Seating Flex hoofdsteun, stretchstof, klein      | € 195,00  | <input type="checkbox"/> | 9.2 | 52132660 |
| Silver Seating Flex hoofdsteun, stretchstof, groot      | € 203,00  | <input type="checkbox"/> | 9.3 | 52132680 |
| Silver Seating Flex hoofdsteun, incon, klein            | € 195,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132661 |
| Silver Seating Flex hoofdsteun, incon, groot            | € 203,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132681 |
| Silver Seating Flex hoofdsteun, velour, klein           | € 195,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132662 |
| Silver Seating Flex hoofdsteun, velour, groot           | € 203,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132682 |
| Silver Seating Flex hoofdsteun, neopreen, klein         | € 199,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132663 |
| Silver Seating Flex hoofdsteun, neopreen, groot         | € 207,00  | <input type="checkbox"/> | -   | 52132683 |

Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

|   |          |                          |   |          |
|---|----------|--------------------------|---|----------|
| Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen | € 290,00 | <input type="checkbox"/> | - | 52132690 |
|---|----------|--------------------------|---|----------|

### 10. Armleuningen

|  | excl. btw |                          |   | art. nr. |
|--|-----------|--------------------------|---|----------|
| Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, diepte instelbare armpolster | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | 02130400 |

### 11. Armpolsters

|   | excl. btw |                          |   | art. nr.  |
|---|-----------|--------------------------|---|-----------|
| Armpolsters, in diepte verstelbaar        | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard |
| Hemiplegie armpolster, komvorming, links  | € 402,00  | <input type="checkbox"/> | - | 02089340  |
| Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts | € 402,00  | <input type="checkbox"/> | - | 02089341  |



Standaard 8.1 / 8.2 / 8.3



Actief 8.4 / 8.5 / 8.6



Passief 8.7 / 8.8 / 8.9



8.10



9.1



9.2



9.3

## Aankruisen

| 11. Armpolsters (vervolg)  |           |                          |      |          |
|--|-----------|--------------------------|------|----------|
|  | excl. btw |                          |      | art. nr. |
| Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm  | € 214,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 52132700 |
| Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm  | € 189,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 52132710 |
| Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm   | € 228,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 52132710 |
| Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm   | € 204,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 52132711 |
| Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm  | € 134,50  | <input type="checkbox"/> | -    | 52132750 |
| 12. Rompellotten   |           |                          |      |          |
|  | excl. btw |                          |      | art. nr. |
| Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, links   | € 105,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 10082210 |
| Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts  | € 105,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 10082220 |
| <small>Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.</small>  |           |                          |      |          |
| 13. Voet- en beenposities  |           |                          |      |          |
|  | excl. btw |                          |      | art. nr. |
| Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar  | Standaard | <input type="checkbox"/> | -    | 0213016X |
| Voetsteunen, wegzwenkbaar, links   | Standaard | <input type="checkbox"/> | -    | 0213016X |
| Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts  | Standaard | <input type="checkbox"/> | -    | 0213016X |
| Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, per paar  | € 279,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 621330X0 |
| Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, links   | € 139,50  | <input type="checkbox"/> | -    | 621330X0 |
| Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, rechts  | € 139,50  | <input type="checkbox"/> | -    | 621330X0 |
| <small>Let op: bij zitbreedte 55 cm wordt er een meerprijs in rekening gebracht.</small>   |           |                          |      |          |
| Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links   | € 125,50  | <input type="checkbox"/> | -    | 60086520 |
| Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts  | € 125,50  | <input type="checkbox"/> | 13.1 | 60086530 |
| Voetplaten, diepte en hoek instelbaar, alleen mogelijk op zitbreedte 40 - 60 cm  | € 110,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 02089620 |
| Voetplaat, aaneensluitend, alleen mogelijk op zitbreedte 35 - 60 cm  | € 20,50   | <input type="checkbox"/> | -    | 02139620 |
| Gipssteun, links   | € 123,00  | <input type="checkbox"/> | 13.2 | 02130680 |
| Gipssteun, rechts  | € 123,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 02130681 |
| <small>Let op: de diepte instelbare voetplaten zijn niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.</small>   |           |                          |      |          |
| 14. Kuitplaten   |           |                          |      |          |
|  | excl. btw |                          |      | art. nr. |
| Standaard kuitplaten   | Standaard | <input type="checkbox"/> | -    | 085006X0 |
| Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof  | € 309,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 57503700 |
| Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour   | € 315,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 57503720 |
| Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof   | € 319,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 57503710 |
| Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour  | € 325,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 57503730 |
| <small>Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.</small> |           |                          |      |          |
| 15. Achterwielen   |           |                          |      |          |
|  | excl. btw |                          |      | art. nr. |
| 24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden   | € 41,00   | <input type="checkbox"/> | -    | 02080864 |
| 24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden  | Standaard | <input type="checkbox"/> | 15.1 | 02080865 |
| 22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden  | € 41,00   | <input type="checkbox"/> | -    | 02080864 |
| 22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden   | € 41,00   | <input type="checkbox"/> | -    | 02080865 |
| 24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider   | € 398,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 02080890 |
| 24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider  | € 398,00  | <input type="checkbox"/> | -    | 02080885 |
| <small>Let op: wanneer u kiest voor achterwielen met een trommelremsysteem, is het niet mogelijk om dit te combineren met een Excel Click &amp; Go uitvoering.</small>                           |           |                          |      |          |
| Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen   | € 142,50  | <input type="checkbox"/> | -    | 90608500 |
| Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen   | € 142,50  | <input type="checkbox"/> | -    | 90608510 |
| Verchroomde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen  | € 33,00   | <input type="checkbox"/> | -    | 02089911 |



13.1



13.2



14.1



15.1



15.2



15.3



15.4

## Aankruisen

### 16. Remmen

|   | excl. btw |                          |   | art. nr.  |
|---|-----------|--------------------------|---|-----------|
| Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard |
| Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts                  | € 47,50   | <input type="checkbox"/> | - | 02080920  |
| Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links                   | € 47,50   | <input type="checkbox"/> | - | 02080921  |



### 17. Voorwielen

|   | excl. btw |                          |   | art. nr. |
|---|-----------|--------------------------|---|----------|
| 8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | 02130861 |
| 7" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden | € 15,50   | <input type="checkbox"/> | - | 02130812 |
| 8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden        | € 15,50   | <input type="checkbox"/> | - | 02080860 |
| 6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden | € 19,50   | <input type="checkbox"/> | - | 02080813 |
| 6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden        | € 19,50   | <input type="checkbox"/> | - | 02080810 |
| 200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden | € 37,00   | <input type="checkbox"/> | - | 02130851 |
| 200 x 50 mm voorwielen, voorzien van luchtbanden        | € 37,00   | <input type="checkbox"/> | - | 02130850 |
| 5" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden | € 19,50   | <input type="checkbox"/> | - | 02080821 |



Let op: indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.

|   |          |                          |   |          |
|---|----------|--------------------------|---|----------|
| Voorvorkvering systeem met progressieve demping, voorzien van 5" lekvrije PU banden | € 218,50 | <input type="checkbox"/> | - | 02139811 |
|---|----------|--------------------------|---|----------|

### 18. Accessoires

|  | excl. btw              |                          |   | art. nr. |
|--|------------------------|--------------------------|---|----------|
| Stokkenhouder  | Standaard              | <input type="checkbox"/> | - | 90081015 |
| Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop | Standaard              | <input type="checkbox"/> | - | 9200001X |
| Kuitband   | Optie zonder meerprijs | <input type="checkbox"/> | - | 02139000 |
| Zifixatiegordel  | € 53,00                | <input type="checkbox"/> | - | 90280900 |
| Luchtpomp  | € 11,50                | <input type="checkbox"/> | - | 90280975 |
| Zuurstoffleshouder   | € 74,00                | <input type="checkbox"/> | - | 90280950 |
| Infuusstandaard  | € 55,50                | <input type="checkbox"/> | - | 90280925 |
| Werkblad, tafel model, uitneembaar   | € 274,00               | <input type="checkbox"/> | - | 99015100 |
| Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar   | € 386,50               | <input type="checkbox"/> | - | 990151XX |



### 19. Click & Go

|  | excl. btw  |                          |   | art. nr. |
|--|------------|--------------------------|---|----------|
| Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)                 | € 1.060,00 | <input type="checkbox"/> | - | 08110190 |
| Excel Click & Go Compact (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact)           | € 2.015,00 | <input type="checkbox"/> | - | 08130190 |
| Excel Click & Go Professional (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional) | € 2.085,00 | <input type="checkbox"/> | - | 08140190 |



## Opmerkingen

---



---



---



---