

Geldig vanaf:	1 januari 2018		© 2018 Van Os Medical B.V.
Dealer:			Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			Product voldoet aan: EN 12183

Specificaties Excel G6

Totale hoogte:	95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
Totale breedte:	Zitbreedte + 22 cm
Totale lengte:	109 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	13,9 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg bij zitbreedte 50 cm. Max. 150 kg bij zitbreedte 55 cm. Max. 175 kg bij zitbreedte 60 cm.
Beschikbare kleuren:	Scuderia red
Zitbreedte:	35, 37½, 40, 42½, 45, 50, 55** en 60** cm
Zitdiepte:	40, 42½, 45, 47½, 50 en 52½ cm
Zithoogte:	45, 47½*, 50*, 52½ en 55 cm
Rughoogte:	42½, 45 en 47½ cm (verstelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

*Mogelijk op duwwandelwagen

**Alleen mogelijk i.c.m. zitdiepte 45 en 50 cm

De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G6

- Een scuderia red framekleur gecombineerd met zwarte accenten (meerdere kleurencombinaties zijn mogelijk);
- 6" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig verstelbaar op 42½, 45 en 47½ cm, door middel van snelsluit mechanisme;
- Naspanbare zitbekleding, plooibaar, welke verstelbaar is voor alle zitdieptes;
- In hoogte verstelbare, wegklapbare en afneembare armsteunen met in diepte verstelbaar armpolsters;
- In diepte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Brede range in maatvoeringen: 6 zitdieptes, 7 zithoogtes en 9 zitbreedtes;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken, verlengde uitvoering met vergrote spoorbreedte;
- Uit te voeren met de Silver Seating polsterlijn;
- 24" x 1" design achterwielen, gespaakt, voorzien van luchtbanden;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85 - 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 8 spanbanden en stretchstof lamellenbekleding;
- Excel 'quality accessories' zitkussen, voorzien van stretch bekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte, 75 graden;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90-105 °;
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Stokkenhouder;
- Wielbasis instelling d.m.v. achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel G6

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	1.1	art. nr.
Excel G6, 24" achterwielen	€ 1.659,00	<input type="checkbox"/>	1.1	02340160



2. Kantelsysteem

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Kantelsysteem	€ 606,00	<input type="checkbox"/>	-	92130100

1.1

Let op: Het kantelsysteem is enkel mogelijk in combinatie met de standaard framekleur.

3. Framekleuren

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	-	art. nr.
Framekleur zwart, in combinatie met een pearly black zijframe*	€ 95,50	<input type="checkbox"/>	-	02340010
Framekleur zwart, in combinatie met een warm gold zijframe*	€ 95,50	<input type="checkbox"/>	-	02340012
Framekleur zwart, in combinatie met een gold / light blue metallic zijframe*	€ 95,50	<input type="checkbox"/>	-	02340014
Framekleur zwart, in combinatie met een scuderia red zijframe	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02340016

* Verkrijgbaar met verkorte aspositieinstelling en de voetsteunen, het frame en de armleningen zijn alleen in het zilver verkrijgbaar.

4. Zitbreedtes & zitdieptes

Zitbreedte in cm		35	37½	40	42½	45	50	55	60	
Zitdiepte in cm	40	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €209,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€32,00
	42½	<input type="checkbox"/> €85,50	<input type="checkbox"/> €85,50	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> €85,50	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> €177,50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Standaard
	45	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €209,50	<input type="checkbox"/> €276,-	<input type="checkbox"/> €342,-	€32,00
	47½	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €209,50	<input type="checkbox"/> €276,-	<input type="checkbox"/> €342,-	€32,00
	50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €117,50	<input type="checkbox"/> €32,-	<input type="checkbox"/> €209,50	<input type="checkbox"/> €276,-	<input type="checkbox"/> €342,-	€32,00
	52½	<input type="checkbox"/> €181,-	<input type="checkbox"/> €181,-	<input type="checkbox"/> €95,50	<input type="checkbox"/> €181,-	<input type="checkbox"/> €95,50	<input type="checkbox"/> €273,-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€95,50
		€85,50	€85,50	optie zonder meerprijs	€85,50	Standaard	€177,50	€244,00	€310,00	+

5. Zithoogtes + voor- en achterwielen


Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch				
45 6" / 24"	47½ 6" / 24"	50 6" / 24"	52½ 8" / 24"	55 8" / 24"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€59,50	€32,00	Standaard	€42,50	€42,50

6. Zitvoorzieningen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>	6.1	50090000
Memory foam kussen	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	50090000
Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 252,00	<input type="checkbox"/>	-	5213232X
Standaard zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 351,00	<input type="checkbox"/>	-	5213232X
Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 474,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235X
Singel zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 615,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235X
Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 492,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Comfort zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 678,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Comfort Visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 530,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Extra verlaagd hemi-frame, ten behoeve van zithoogte 42½ cm	€ 292,50	<input type="checkbox"/>	-	02131142
Kantel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 575,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X
Kantel zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 737,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X



Standaard zitting



Singel zitting



Comfort zitting



Comfort visco zitting

Aankruisen

6. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

Incon Velour (meerprijs) Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 261,00	<input type="checkbox"/>	-	5213245X
Plankzitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 340,00	<input type="checkbox"/>	-	5213245X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	5213250X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 393,00	<input type="checkbox"/>	-	5213250X

Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer.

Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 111,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 117,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 124,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132621
Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132622
Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	52132623
Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen (Medux)	€ 27,00	<input type="checkbox"/>	-	52132329

7. Abductieklos

excl. btw

art. nr.

Abductieklos, stretchstof	€ 147,00	<input type="checkbox"/>	7.1	57503800
Abductieklos, verstelsysteem	€ 297,00	<input type="checkbox"/>	7.2	57503820

8. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Rugleuning, voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	021315XX
Permanent verstelbare rughoek door middel van een gasveer	€ 330,50	<input type="checkbox"/>	-	02130510

Let op: de permanent verstelbare rughoek is enkel leverbaar in combinatie met vaste duwhandvatten.


Rugleuning, neerklapbaar, met vaste duwhandvatten	€ 101,50	<input type="checkbox"/>	-	020805XX
Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 275,00	<input type="checkbox"/>	8.1	5213202X
Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 408,00	<input type="checkbox"/>	-	5213202X
Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 483,00	<input type="checkbox"/>	8.2	5213200X
Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 629,00	<input type="checkbox"/>	-	5213200X
Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 571,00	<input type="checkbox"/>	8.3	5213200X
Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 741,00	<input type="checkbox"/>	-	5213200X
Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	8.4	521320XX
Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 737,00	<input type="checkbox"/>	-	521320XX
Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	8.5	5213205X
Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 807,00	<input type="checkbox"/>	-	5213205X
Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	8.6	521320XX
Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 948,00	<input type="checkbox"/>	-	521320XX




Kantel zitting



Plankzitting



Gesingelde plankzitting



Voordrempel



Achterdrempel



7.1



7.2




Standaard



8.1 / 8.2 / 8.3



Actief



8.4 / 8.5 / 8.6

Aankruisen

8. Rugvoorzieningen (vervolg)

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	8.7	5213205X
Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 737,00	<input type="checkbox"/>	-	5213205X
Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	8.8	5213210X
Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 828,00	<input type="checkbox"/>	-	5213210X
Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	8.9	5213210X
Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 948,00	<input type="checkbox"/>	-	5213210X

Incon Velour (meerprijs) Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	8.10	52132099
-------------------------------	---------	--------------------------	------	----------

Enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.

9. Hoofddeunen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Hoofddeun, vouwbaar, universeel	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	9.1	57203000
Standaard hoofddeun, stretchstof	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	9.2	52132640
Standaard hoofddeun, incon	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132641
Standaard hoofddeun, velour	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132642
Standaard hoofddeun, neopreen	€ 259,00	<input type="checkbox"/>	-	52132643
Flex hoofddeun, stretchstof, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	9.3	52132660
Flex hoofddeun, stretchstof, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	9.4	52132680
Flex hoofddeun, incon, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	52132661
Flex hoofddeun, incon, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	52132681
Flex hoofddeun, velour, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	52132662
Flex hoofddeun, velour, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	52132682
Flex hoofddeun, neopreen, klein	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	52132663
Flex hoofddeun, neopreen, groot	€ 207,00	<input type="checkbox"/>	-	52132683
Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofddeunen (Medux)	€ 290,00	<input type="checkbox"/>	-	52132690

Let op: de Silver Seating hoofddeunen zijn alleen mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.

10. Armpolsters

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Armpolster, in diepte instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089340
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	02089341
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	52132700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	52132710
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	52132701
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	52132711
Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm	€ 134,50	<input type="checkbox"/>	-	52132750

11. Rompellotten

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082210
Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082220

Let op: niet mogelijk in combinatie met Silver Seating rugleuning.



Passief

8.7 / 8.8 / 8.9



8.10



9.1



9.2



9.3



9.4



10.1

Aankruisen

12. Armleuningen

	excl. btw			art. nr.
Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, afneembaar, diepte instelbare armpolster	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	02130400

13. Voet- en beenposities

	excl. btw			art. nr.
Voetsteunen wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	023406XX
Voetsteunen wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	13.1	023406XX
Voetsteunen wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	023406XX
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, per paar	€ 279,00	<input type="checkbox"/>	-	020806XX
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, links	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	13.2	020806XX
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, rechts	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	020806XX

Let op: zitbreedte 55 - 60 cm heeft een meerprijs

Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	-	02080740
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	13.3	02080741
Voetplaten, diepte en hoek instelbaar	€ 110,00	<input type="checkbox"/>	-	02349620
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	13.4	02130680
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	13.4	02130681

Let op: de diepte instelbare voetplaten zijn niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

14. Kuitplaten

	excl. btw			art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	085006X0
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	57503730

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

15. Achterwielen

	excl. btw			art. nr.
24" x 1" design achterwielen, gespaakt, voorzien van luchtbanden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02100864
24" x 1" design achterwielen, gespaakt, voorzien van lekvrije PU banden	€ 58,50	<input type="checkbox"/>	-	02100865
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	15.1	02080865
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080864
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080875
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	02080870
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	02080890
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	02080885
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608510
Verchroomde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	15.2	02089911



13.1



13.2



13.3



14.1



15.1



15.2

Aankruisen

16. Remmen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	16.1	Standaard
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	16.2	02080920
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	16.2	02080921



16.1



16.2

17. Voorwielen

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	02080813
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080810
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02130861
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	02080860
7" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	02130812
5" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080821
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 37,00	<input type="checkbox"/>	-	02130851
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 37,00	<input type="checkbox"/>	-	02130850
Voorvorkvering systeem met progressieve demping, voorzien van 5" lekvrije PU banden	€ 218,50	<input type="checkbox"/>	17.1	02139811



17.1

Let op! Als de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.

18. Accessoires

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	18.1	90081015
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	18.2	9200001X
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	18.3	02139000
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	18.4	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	18.5	90280975
Zuurstoffleshouder	€ 74,00	<input type="checkbox"/>	18.6	90280950
Infuusstandaard	€ 55,50	<input type="checkbox"/>	18.7	90280925
Werkblad, tafel model, uitneembaar	€ 434,10	<input type="checkbox"/>	18.8	990161XX
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	18.9	990151XX



18.1



18.2



18.3



18.4



18.5



18.6



18.7



18.8



18.9

19. Excel Click & Go versie

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.060,00	<input type="checkbox"/>	19.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II)	€ 2.015,00	<input type="checkbox"/>	19.2	08100190
Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional II)	€ 2.085,00	<input type="checkbox"/>	19.3	08120190



19.1



19.2



19.3

Opmerkingen