

Geldig vanaf:	1 januari 2018	<p align="right">© 2018 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12183</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel G-Lightweight

<b>Totale hoogte:</b>	95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 17 cm
<b>Totale lengte:</b>	103 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	13,9 kg (afhankelijk van de uitvoering)
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 130 kg bij zitbreedte 40 en 45 cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50, 55 en 60 cm
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Zilver metallic
<b>Zitbreedte:</b>	40, 45, 50, 55 en 60 cm
<b>Zitdiepte:</b>	43 en 47 cm
<b>Zithoogte:</b>	47½", 50 en 52½" cm
<b>Rughoogte:</b>	42½ en 45 cm (instelbaar)

\* = uitsluitend mogelijk op een zelfvoorbeweger



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel G-Lightweight

- Framekleur zilver metallic voorzien van krasvaste toplaag;
- 7" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Plooibare rugbekleding en zitbekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Rugspanner met neerklapmechanisme;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Wielbasisinstelling door middel van achterasblok;
- 24" x 1½" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
- Rughoogte instelbaar op 42½, 45 en 47½ cm;
- Doorlopende, wegzwenkbare en afneembare armleuningen met in diepte verstelbare armpolsters;
- Voetplaat voorzien van nylon hielband;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Brede range in maatvoeringen: 2 zitdieptes, 3 zithoogtes en 5 zitbreedtes;
- Brede range aan opties en accessoires.

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Excel G-Lightweight



Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 743,23			€ 210,50 (meerprijs)	€ 243,00 (meerprijs)	€ 243,00 (meerprijs)
	Optie zonder meerprijs	Standaard			
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 743,23	€ 743,23	€ 953,73		
Standaard	2164HK112	2164MK112	2164QK112		
Zitdiepte 47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
€ 80,00 (meerprijs)	€ 823,23	€ 823,23			
	2164HO112	2164MO112			
Zitdiepte 47 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs			€ 953,73	€ 986,23	€ 986,23
			2164QN112	2164SN112	2164TN112

## 2. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Framekleur, zilver metallic	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
-----------------------------	-----------	--------------------------	---	-----------

## 3. Zithoogtes

excl. btw

art. nr.

Zithoogte 47½ cm, 6" voorwielen, 24" achterwielen	€ 80,00	<input type="checkbox"/>	-	02090147
Zithoogte 50 cm, 7" voorwielen, 24" achterwielen	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Zithoogte 52½ cm, 8" voorwielen, 24" achterwielen	€ 80,00	<input type="checkbox"/>	-	02090152

## 4. Zitvoorzieningen

Zitkussen met anti-slip zijde, met EXCEL logo

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 60,50					
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50		
	50080439	50080444	50080449		
Zitdiepte 47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50
	50084047	50084547	50085047	50085547	50086047



ProComfort zitkussen, anti-slip, met EXCEL logo

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 63,00		€ 4,00 (meerprijs)	€ 8,00 (meerprijs)		
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 63,00	€ 67,00	€ 71,00		
	52130439	52130444	52130449		
Zitdiepte 47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 63,00	€ 67,00			
	52131439	52131444			




Aankruisen

5. Armpolsters		excl. btw		art. nr.
Armpolsters	Standaard		<input type="checkbox"/>	- Standaard
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 402,00		<input type="checkbox"/>	- 02089340
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 402,00		<input type="checkbox"/>	- 02089341
6. Voet- en beenposities		excl. btw		art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard		<input type="checkbox"/>	- 0216061X
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard		<input type="checkbox"/>	6.1 0216061X
Comfort beensteun, lengte compenserend, links, 40/50 cm	€ 139,50		<input type="checkbox"/>	- 60086020
Comfort beensteun, lengte compenserend, rechts, 40/50 cm	€ 139,50		<input type="checkbox"/>	- 60086030
Comfort beensteun, lengte compenserend, links, 55/60 cm	€ 156,40		<input type="checkbox"/>	- 60082040
Comfort beensteun, lengte compenserend, rechts, 55/60 cm	€ 156,40		<input type="checkbox"/>	- 60082050
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50		<input type="checkbox"/>	- 60086520
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50		<input type="checkbox"/>	6.2 60086530
Gipssteun, links	€ 123,00		<input type="checkbox"/>	6.3 02130680
Gipssteun, rechts	€ 123,00		<input type="checkbox"/>	- 02130681
7. Achterwielen		excl. btw		art. nr.
24" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard		<input type="checkbox"/>	7.1 02080865
24" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00		<input type="checkbox"/>	- 02080864
24" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00		<input type="checkbox"/>	- 02080890
24" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00		<input type="checkbox"/>	- 02080885
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50		<input type="checkbox"/>	- 90608500
8. Remmen		excl. btw		art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard		<input type="checkbox"/>	8.1 Standaard
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50		<input type="checkbox"/>	8.2 02080920
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50		<input type="checkbox"/>	- 02080921
9. Voorwielen		excl. btw		art. nr.
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50		<input type="checkbox"/>	- 02080810
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50		<input type="checkbox"/>	- 02080813
7" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard		<input type="checkbox"/>	9.1 02080812
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50		<input type="checkbox"/>	- 02080860
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 15,50		<input type="checkbox"/>	- 02080861
10. Accessoires		excl. btw		art. nr.
Stokkenhouder	€ 16,50		<input type="checkbox"/>	10.1 90081010
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar	€ 115,00		<input type="checkbox"/>	10.2 9200001X
Zitfixatiegordel	€ 53,00		<input type="checkbox"/>	10.3 90280900
Luchtpomp	€ 11,50		<input type="checkbox"/>	10.4 90280975
Zuurstoffleshouder	€ 74,00		<input type="checkbox"/>	10.5 90280950
Infuusstandaard	€ 55,50		<input type="checkbox"/>	10.6 90280925
Rugspanner, neerklapbaar	Standaard		<input type="checkbox"/>	- 02090260
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50		<input type="checkbox"/>	10.7 990151XX



10.7

Aankruisen 

## 11. Excel Click & Go

excl. btw

art. nr.

	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.069,00	<input type="checkbox"/>	11.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II)	€ 2.029,00	<input type="checkbox"/>	11.2	08130190
Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional II)	€ 2.329,00	<input type="checkbox"/>	11.3	08140190



11.1



11.2



11.3

## Opmerkingen

© 2018 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberghe, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2018 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2018. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

8-10-2018

Pagina 4/4