

Geldig vanaf:	1 januari 2018	<p align="center"><b>© 2018 Excel Mobility</b></p> <p>Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right"><b>Product voldoet aan: EN 12184</b></p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel Galaxy II, 4 wiel

<b>Totale lengte:</b>	146 cm *
<b>Totale breedte:</b>	65 cm
<b>Totale hoogte:</b>	Voor: 110 cm. Achter: 127 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	127 kg
<b>Gebbruikersgewicht:</b>	Max. 175 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Lightning blue / Salt white / Kite blue Spice orange / Midnight black / Macadamia browr
<b>Zitbreedte:</b>	48½ cm
<b>Zitdiepte:</b>	52 cm
<b>Zithoogte:</b>	48 ↔ 58 cm (verstelbaar)
<b>Draaicirkel:</b>	329 cm (buiten radius)
<b>Bodemvrijheid:</b>	13 cm
<b>Max. snelheid:</b>	15 km/u
<b>Accu's:</b>	2 x 12V / 73Ah
<b>Lader:</b>	24V / 8Ah
<b>Actieradius:</b>	40 - 50 km met 73 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

\*Totale lengte inclusief (optionele) stokkenhouder.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

## Producteigenschappen Excel Galaxy II, 4 wiel

- Kunststof slagvaste covers;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: 40 - 50 km;
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Uitgerust met een 1750 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities);
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde.

# Excel Galaxy II, 4 wiel



Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy II, 4 wiel					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excel Galaxy II, 4 wiel, salt white	€ 2.829,25	€ 2.999,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09740100
Excel Galaxy II, 4 wiel, midnight black	€ 2.829,25	€ 2.999,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09741100
Excel Galaxy II, 4 wiel, macadamia brown	€ 2.829,25	€ 2.999,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09742100
Excel Galaxy II, 4 wiel, kite blue	€ 2.829,25	€ 2.999,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09743100
Excel Galaxy II, 4 wiel, spice orange	€ 2.829,25	€ 2.999,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09744100
Excel Galaxy II, 4 wiel, lightning blue	€ 2.829,25	€ 2.999,00	<input type="checkbox"/>	1.6	09745100
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810620
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810358
3. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	08900810
Excellence stoel, met verstelbare rugleuning, voorzien van een hoofdsteun	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93130860
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 72,08	<input type="checkbox"/>	4.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 32,86	<input type="checkbox"/>	4.3	91010970
Verzekeringsplaaathouder	€ 14,50	€ 15,37	<input type="checkbox"/>	4.4	97101400



1.1

1.2

1.3



1.4

1.5

1.6



4.1

4.2

4.3



4.4

## Opmerkingen

© 2018 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2018 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2018. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

9-11-2018

Pagina 2/2