

Geldig vanaf:	1 januari 2018	<p align="center">© 2018 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy Plus 3

Totale lengte:	137 cm
Totale breedte:	67 cm
Totale hoogte:	130 cm
Totaal gewicht:	136 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 160 kg
Beschikbare kleuren:	Salt white / Midnight black / Macademia brown Kite blue / Lightning blue
Zitbreedte:	51 cm
Zitdiepte:	52 cm
Zithoogte*:	48 cm onbelast / 46 cm belast
Zithoogte*:	33 cm onbelast / 31 cm belast
Zithoogte**:	70, 73, 76 en 79 cm (instelbaar)
Zithoogte**:	50, 53, 56 en 59 cm (instelbaar)
Draaicirkel:	241 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	10 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 73Ah
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	45 km met 73Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

* = met een geveerde zitkolom, ** = met een ongeveerde kolom

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy Plus 3

- Kunststof slagvaste covers, in 5 accentkleuren leverbaar;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met knoppen bediening, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met traploos verstelbare rugleuning, extra lumbaal en zijdelingse steun;
- Voorzien van voor- en achter verlichting, richtingaanwijzers en remlichten. Verlichting is voorzien van e-markering;
- De ongeveerde zitkolom is instelbaar in stappen van 3 cm. Zithoogte 70, 73, 76 en 79 cm vanaf de grond gemeten en 50, 53, 56 en 59 cm vanaf het voetplateau gemeten;
- Afneembare mand aan de voorzijde, kunststof en achteruitkijkspiegels;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, waarbij de rijkarakteristieken en snelheid aanpasbaar zijn;
- Voorzien van onafhankelijke en instelbare vering op de voor- en achterwielen. Tevens standaard voorzien van veringen op de zitkolom voor extra comfort;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting;
- ArMLEUNINGEN, wegklapbaar, in hoogte en breedte verstelbaar;
- Stuurinrichting is zelfcorrigerend, en voorzien van koersstabilisator. Stuurwiel is tevens hoekinstelbaar met een bereik van 5°;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- De geveerde zitkolom is niet instelbaar. Zithoogte 48 cm (onbelast), 46 cm (belast) vanaf de grond gemeten en 33 cm (onbelast), 31 cm (belast) vanaf het voetplateau gemeten.

Product voldoet aan: EN12184

Pagina 1/2

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy Plus 3		excl. btw		art. nr.
Excel Galaxy Plus 3, salt white	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	-	09750100
Excel Galaxy Plus 3, midnight black	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	-	09751100
Excel Galaxy Plus 3, macadamia brown	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	-	09752100
Excel Galaxy Plus 3, kite blue	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	-	09753100
Excel Galaxy Plus 3, lightning blue	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	1.1	09754100
2. Accu's en acculaders		excl. btw		art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	09000180
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	09000618
3. Opties en accessoires		excl. btw		art. nr.
Zitkolom, geveerd	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	03130755
Let op: de zithoogte is niet instelbaar als u kiest voor de geveerde zitkolom.				
Zitfixatiegordel, snelsluitend	€ 14,95	<input type="checkbox"/>	3.1	90360200
Spiegel, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.2	09756000
Spiegel, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	09756010
Zitkolom, ongeveerd	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	03130750
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	<input type="checkbox"/>	3.3	90100030
Kilometerteller	€ 86,50	<input type="checkbox"/>	3.4	09010223
Verzekeringsplaathouder	€ 14,50	<input type="checkbox"/>	3.5	97101400



1.1



3.1



3.2



3.3



3.4



3.5

Opmerkingen

© 2018 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 6% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2018 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2018. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

9-11-2018

Pagina 2/2