

| | | |
|---------------|----------------|--|
| Geldig vanaf: | 1 januari 2019 | <p>© 2019 Van Os Medical B.V.</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p>Product voldoet aan: EN 12184</p> |
| Dealer: | | |
| Referentie: | | |
| Ordernummer: | | |
| Afleveradres: | | |

Specificaties Caremart Fun & Me

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Totale lengte: | 124 cm |
| Totale breedte: | 57 cm |
| Totale hoogte: | 91 cm |
| Totaal gewicht: | 78 kg |
| Gebruikersgewicht: | Max. 135 kg |
| Zitbreedte: | 47 cm |
| Zitdiepte: | 42 cm |
| Zithoogte: | 42 cm |
| Draaicirkel: | 280 cm (buiten radius) |
| Bodemvrijheid: | 12 cm |
| Max. snelheid: | 8 km/u |
| Accu's | 2 x 12V / 35Ah |
| Lader: | 24V / 1.8Ah |
| Actieradius: | 25 km |




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Caremart Fun & Me

- Modern design, voorzien van kunststof covers in de kleuren cooper blue, carrera white of gallardo orange;
- Stoel voorzien van in breedte en hoek verstelbare armleuningen;
- In hoek verstelbaar stuur, tevens neerklapbaar;
- Voor- en achterlicht;
- Accu's en acculader;
- Demontabele en in hoogte instelbare stoel;
- Design velgen;
- Afneembaar mandje;
- De scootmobiel heeft geen richtingaanwijzers;
- Standaard voorzien van spiegels, zowel links als rechts.

Aankruisen 

| 1. Uitvoering Caremart Fun & Me | | | | | |
|--|------------|------------|--------------------------|-----|----------|
| | excl. btw | incl. btw | <input type="checkbox"/> | | art. nr. |
| Caremart Fun & Me, carrera white | € 1.225,47 | € 1.335,76 | <input type="checkbox"/> | 1.1 | 03800160 |
| Caremart Fun & Me, gallardo orange | € 1.225,47 | € 1.335,76 | <input type="checkbox"/> | - | 03800161 |
| 2. Opties en accessoires | | | | | |
| | excl. btw | incl. btw | <input type="checkbox"/> | | art. nr. |
| Stokkenhouder de-luxe | € 68,00 | € 74,12 | <input type="checkbox"/> | 2.1 | 90100030 |
| Captain seat, inclusief arMLEuningen en zitplaat | € 655,50 | € 714,50 | <input type="checkbox"/> | 2.2 | SH01E402 |



1.1



2.1



2.2

Opmerkingen

© 2019 Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

30-11-2018