

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="right">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Airide Go!

Totale lengte:	101 cm (VWA) / 94,5 cm (AWA)
Totale breedte:	57 cm
Totaal gewicht:	68 kg (excl. accu's)
Gebruikersgewicht:	Max. 160 kg
Framekleur:	Metallic silver
Zitbreedte:	42-54 cm
Zitdiepte:	42-60 cm
Zithoogte:	39 cm exclusief kussen, 46 cm inclusief kussen
Rughoogte:	47 cm
Accu's:	2x12V, 50Ah
Lader:	24V / 5Ah
Draaicirkel:	AWA 170 cm / VWA 120 cm
Actieradius:	30 km



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Airide Go!

- De elektrische rolstoel is significant lichter dan andere elektrische rolstoelen;
- Standaard voorzien van een zitkussen;
- Voorzien van een zacht gepolsterde, verstelbare rugleuning met spanbanden;
- Standaard voorzien van licht & light only joystick.

Aankruisen



1.1

1. Uitvoering Excel Airide Go!

excl. btw

art. nr.

Excel Airide Go!	€ 6.299,00	<input type="checkbox"/>	1.1	08520000
------------------	------------	--------------------------	-----	----------

2. Zitbreedtes / zitdieptes

	Zitbreedte 42,5 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 47,5 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standaard	08503142 08503040	08503145 08503040	08503147 08503040	08503150 08503040	08503155 08503040
Zitdiepte 42,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503042	08503145 08503042	08503147 08503042	08503150 08503042	08503155 08503042
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503045	08503145 08503045	08503147 08503045	08503150 08503045	08503155 08503045
Zitdiepte 47,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503047	08503145 08503047	08503147 08503047	08503150 08503047	08503155 08503047
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503050	08503145 08503050	08503147 08503050	08503150 08503050	08503155 08503050
Zitdiepte 52,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503052	08503145 08503052	08503147 08503052	08503150 08503052	08503155 08503052
Zitdiepte 55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503055	08503145 08503055	08503147 08503055	08503150 08503055	08503155 08503055

3. Zithoogtes

excl. btw

art. nr.

Zithoogte voor, 43 cm	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Zithoogte voor, 45 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	08500710
Zithoogte voor, 47 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	08500720
Zithoogte achter, 43 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	08500730
Zithoogte achter, 45 cm	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Zithoogte achter, 47 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	08500750

Let op: De zithoogte gaat omhoog met de verschillende elektrische verstellingen.

4. Uitvoering van de Excel Airide Go!

excl. btw

art. nr.

Lichtmodule voor VR-2	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	D50242
-----------------------	-----------	--------------------------	---	--------

5. Aandrijving

excl. btw

art. nr.

Achterwielaandrijving	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	5.1	08510160
Voorwielaandrijving	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	5.2	08510161



5.1



5.2

Aankruisen 

6. Joystick opties		excl. btw		art. nr.
Joystick, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Joystick, wegzwenkbaar, links	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	6.1	98509110
7. Type banden		excl. btw		art. nr.
10" wielen, grijze banden, lucht	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	48501011
12" wielen, grijze banden, lucht	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	48501061
8. Voet- en beenposities		excl. btw		art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	8.1	0850065X
Comfort beensteunen, lengte compenserend, voorzien van een gasveer, per paar	€ 310,00	<input type="checkbox"/>	8.2	0850064X
Comfort beensteunen, elektrisch, lengte compenserend, voorzien van een gasveer, per paar	€ 1.180,00	<input type="checkbox"/>	8.3	0850067X
9. Rugleuningen		excl. btw		art. nr.
Rugleuning, voorzien van 8 spanbanden en lamellen bekleding	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Silver Seating Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	9.1	52132020X
Silver Seating Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 55 cm	€ 128,00	<input type="checkbox"/>	-	52132021A
Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 201,00	<input type="checkbox"/>	9.2	5213200XX
Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 cm	€ 340,00	<input type="checkbox"/>	-	5213200XX
Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 285,00	<input type="checkbox"/>	9.3	5213200XX
Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 cm	€ 328,00	<input type="checkbox"/>	-	5213200XX
Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 272,00	<input type="checkbox"/>	9.4	521320XX
Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 55 cm	€ 444,00	<input type="checkbox"/>	-	521320XX
Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 348,00	<input type="checkbox"/>	9.5	5213205X
Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 cm	€ 512,00	<input type="checkbox"/>	-	5213205X
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 442,00	<input type="checkbox"/>	9.6	521320XX
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 cm	€ 647,00	<input type="checkbox"/>	-	521320XX
Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 272,00	<input type="checkbox"/>	9.7	5213205X
Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 55 cm	€ 431,00	<input type="checkbox"/>	-	5213205X
Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 348,00	<input type="checkbox"/>	9.8	5213210X
Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 cm	€ 532,00	<input type="checkbox"/>	-	5213210X
Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 442,00	<input type="checkbox"/>	9.9	5213210X



6.1



8.1



8.2



8.3



Standaard



9.1 / 9.2 / 9.3



Actief



9.4 / 9.5 / 9.6



Passief



9.7 / 9.8 / 9.9

Aankruisen

9. Rugleuningen (vervolg)					excl. btw	art. nr.
Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 cm	€ 647,00	<input type="checkbox"/>	-	0213310X		
<input type="checkbox"/> Incon(02133xxx) <input type="checkbox"/> Velour(02133xxx) [Meerprijs] <input type="checkbox"/> Stretchstof (02133xxx) [enkel beschikbaar voor Standaard standaard rugleuning]						
Silver Seating Flex rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 567,00	<input type="checkbox"/>	-	02133804X		
Silver Seating Flex rugleuning, standaard, zitbreedte 55 cm	€ 702,00	<input type="checkbox"/>	-	02133804X		
Silver Seating Flex rugleuning, actief, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 702,00	<input type="checkbox"/>	-	02133806X		
Silver Seating Flex rugleuning, actief, zitbreedte 55 cm	€ 908,00	<input type="checkbox"/>	-	02133806X		
Silver Seating Flex rugleuning, passief, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 702,00	<input type="checkbox"/>	-	02133808X		
Silver Seating Flex rugleuning, passief, zitbreedte 55 cm	€ 908,00	<input type="checkbox"/>	-	02133808X		
Silver Seating Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	9.10	02133099		



9.10




10.1

Let op: De lumbaal verstelling is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.


10. Zitvoorzieningen					art. nr.
Standaard zitkussen	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	Standaard	
Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52132320X	
Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 55 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	52132321A	
Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235X	
Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 55 cm	€ 350,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235XA	
Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 232,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240XX	
Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 55 cm	€ 411,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240XA	
Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 268,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X	
Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 55 cm	€ 436,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X	
Balans zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 311,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X	
Balans zitting, zitbreedte 55 cm	€ 702,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X	



Standaard zitting




Singel zitting




Comfort zitting



Comfort visco zitting



Kantel zitting



Plankzitting



Gesingelde plankzitting



Voordrempel



Achterdrempel

<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (+ €10,00) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Let op: zitdiepte 48 cm en zitdiepte 55 cm hebben een meerprijs.				
Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 10,00	<input type="checkbox"/>	-	52132450X
Plankzitting, zitbreedte 55 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	52132451A
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 50,00	<input type="checkbox"/>	-	52132500X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 55 cm	€ 136,00	<input type="checkbox"/>	-	52132501A
Let op: zitdiepte 55 cm heeft een meerprijs.				
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 82,00	<input type="checkbox"/>	-	52132600X
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 106,00	<input type="checkbox"/>	-	52132601X
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 87,00	<input type="checkbox"/>	-	52132602X
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 112,00	<input type="checkbox"/>	-	52132603X
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 92,00	<input type="checkbox"/>	-	52132604X
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 119,00	<input type="checkbox"/>	-	52132605X
Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132621
Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132622
Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	52132623

Aankruisen

11. Abductieklos					excl. btw	art. nr.
Abductieklos, stretchstof	€ 370,00	<input type="checkbox"/>	11.1	57503800 57503820		
12. Hoofdsteunen					excl. btw	art. nr.
Hoofdsteun, universeel	€ 299,00	<input type="checkbox"/>	12.1	08509910		
Hoofdsteun, standaard	€ 155,00	<input type="checkbox"/>	-	08509900		
13. Armleuning					excl. btw	art. nr.
ArMLEUNINGEN, in hoogte en diepte instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
14. Kuitplaten					excl. btw	art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard		
Kuitplaten, gepolsterd, stretchstof, 19 x 19 x 5,5 cm	€ 297,00	<input type="checkbox"/>	-	57503700		
Kuitplaten, gepolsterd, stretchstof, 24 x 19 x 5,5 cm	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	57503710		
Kuitplaten, gepolsterd, velour, 19 x 19 x 5,5 cm	€ 306,00	<input type="checkbox"/>	-	57503720		
Kuitplaten, gepolsterd, velour, 24 x 19 x 5,5 cm	€ 312,00	<input type="checkbox"/>	-	57503730		
15. Accu's en acculaders					excl. btw	art. nr.
2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810612		
5Ah / 24V acculader, klasse 2	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810355		
16. Accessoires					excl. btw	art. nr.
Zifixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	16.1	90280900		
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	16.2	90081015		
Begeleidersjoystick, inclusief bevestigingsmateriaal	€ 620,00	<input type="checkbox"/>	-	08509050		



11.1



12.1



14.1



16.1



16.2

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

20-12-2018