

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="right">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Airide

B-ace / X-tend / S-preme

Totale lengte:	65 cm / 65 cm / 65 cm
Totale breedte:	65 cm / 65 cm / 65 cm
Totaal gewicht:	73 kg / 73 kg / 73 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 160 kg
Framekleur:	Zilver metallic
Zitbreedte:	42 ↔ 54 cm / 42 ↔ 54 cm / 42 ↔ 54 cm
<small>Let op: ↔ betekent verstelbaar</small>	
Zithoogte:	40 - 55 cm / 40 - 55 cm / 40 - 55 cm
Zitdiepte:	40 - 55 cm / 40 - 55 cm / 40 - 55 cm
Rughoogte:	50 cm / 50 cm / 50 cm
Accu's:	2 x 12V, 50Ah of 75Ah / 2 x 12V, 50Ah of 75Ah / 2 x 12V, 50Ah of 75Ah
Lader:	5Ah, 24V / 8Ah, 24V
Draaicirkel:	119 cm* - 109 cm** / 119 cm* - 109 cm** / 119 cm* - 109 cm**
<small>Let op: * betekent voorwiel aandrijving, ** betekent achterwiel aandrijving</small>	
Actieradius:	35 km / 35 km / 35 km


Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Airide

- De elektrische rolstoel is significant lichter dan andere elektrische rolstoelen;
- Standaard voorzien van een zitkussen;
- Voorzien van een zacht gepolsterde, verstelbare rugleuning met spanbanden.

Product voldoet aan:
EN12184

Product voldoet aan de crash test:
ISO 7176-19:2001

Aankruisen 



1.1

1. Standaard uitvoering van de Excel Airide

excl. btw

art. nr.

Standaard uitvoering Excel Airide

€ 5.599,00

1.1

08500100

Let op: de standaard uitvoering van de Excel Airide dient altijd aangekruist te worden. Bij punt 2 kunt u de gewenste uitvoering aankruisen.

2. Zitbreedtes / zitdieptes

	Zitbreedte 42,5 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 47,5 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standaard	08503142 08503040	08503145 08503040	08503147 08503040	08503150 08503040	08503155 08503040
Zitdiepte 42,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503042	08503145 08503042	08503147 08503042	08503150 08503042	08503155 08503042
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503045	08503145 08503045	08503147 08503045	08503150 08503045	08503155 08503045
Zitdiepte 47,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503047	08503145 08503047	08503147 08503047	08503150 08503047	08503155 08503047
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503050	08503145 08503050	08503147 08503050	08503150 08503050	08503155 08503050
Zitdiepte 52,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503052	08503145 08503052	08503147 08503052	08503150 08503052	08503155 08503052
Zitdiepte 55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	08503142 08503055	08503145 08503055	08503147 08503055	08503150 08503055	08503155 08503055

3. Zithoogtes

Zithoogte voor, 43 cm	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	08500700
Zithoogte voor, 45 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	08500710
Zithoogte voor, 47 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	08500720
Zithoogte achter, 43 cm	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	08500730
Zithoogte achter, 45 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	08500740
Zithoogte achter, 47 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	08500750

Let op: De zithoogte gaat omhoog met de verschillende elektrische verstellingen.

4. Uitvoering van de Excel Airide

excl. btw

art. nr.

Excel Airide B-ace (VR2 drive only module / drive only joystick)

Optie zonder meerprijs

4.1

08500200

Excel Airide X-tend (VR2 2 actuators / lights + actuators joystick)

€ 400,00

4.2

08500210

Lichtmodule voor VR-2

€ 356,00

-

08509040

Begeleidersjoystick, inclusief bevestigingsmateriaal

€ 620,00

-

08509050

Excel Airide S-preme (R-Net power module + L+A joystick)

€ 1.900,00

4.3

08500220

R-Net LCD joystick, full colour

Optie zonder meerprijs

-

D50982

Begeleidersjoystick, inclusief bevestigingsmateriaal

€ 620,00

-

D50882

Bluetooth module

€ 1.120,00

-

D51111

5. Snelheidsopties

excl. btw

art. nr.

Snelheidsoptie 6 km/u

Optie zonder meerprijs

-

08500245

Snelheidsoptie 8 km/u

Optie zonder meerprijs

-

08500247

Snelheidsoptie 10 km/u

Optie zonder meerprijs

-

08500250

6. Aandrijving

excl. btw

art. nr.

Achterwielaandrijving

Optie zonder meerprijs

6.1

08510160

Voorwielaandrijving

Optie zonder meerprijs

6.2

08510161



4.1



4.2



4.3





6.1



6.2

Aankruisen

7. Joystick opties		excl. btw		art. nr.
Joystick, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	7.1	Standaard
Joystick, wegzwenkbaar, links	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	98509110
Aangepaste joystick knop, stick S60	€ 88,00	<input type="checkbox"/>	-	08500420
Aangepaste joystick knop, stick S80	€ 88,00	<input type="checkbox"/>	7.2	08500430
Aangepaste joystick knop, chin C80	€ 89,00	<input type="checkbox"/>	7.3	08500440
Aangepaste joystick knop, ball B32	€ 89,00	<input type="checkbox"/>	7.4	08500450
Aangepaste joystick knop, ball B38	€ 78,00	<input type="checkbox"/>	7.5	08500460
Aangepaste joystick knop, mushroom M4880	€ 88,00	<input type="checkbox"/>	7.6	08500470
Aangepaste joystick knop, t-bar T80	€ 118,00	<input type="checkbox"/>	7.7	08500480
Aangepaste joystick knop, soft ball SB70	€ 88,00	<input type="checkbox"/>	7.8	08500490
Drukschakelaar, klein, rood	€ 129,00	<input type="checkbox"/>	-	08500530
Drukschakelaar, klein, groen	€ 129,00	<input type="checkbox"/>	-	08500540
Drukschakelaar, groot, rood	€ 139,00	<input type="checkbox"/>	-	08500550
Drukschakelaar, groot, groen	€ 139,00	<input type="checkbox"/>	-	08500560
8. (Elektrische) verstellingen		excl. btw		art. nr.
Rugleuning, handmatig, voorzien van gasveer, hendel aan de linkerkant	€ 169,00	<input type="checkbox"/>	-	08500300
Rugleuning, handmatig, voorzien van gasveer, hendel aan de rechterkant	€ 169,00	<input type="checkbox"/>	8.1	08500310
Rugleuning, elektrisch (spindelmotor)	€ 660,00	<input type="checkbox"/>	8.2	58501530
Tilt-in-space 0 - 25 graden, elektrisch verstelbaar (spindelmotor)	€ 660,00	<input type="checkbox"/>	8.3	58501530
<small>Let op: de tilt-in-space 0 - 25 graden, elektrisch verstelbaar is alleen mogelijk in combinatie met achterwiel aandrijving.</small>				
Elektrisch verstelbare hoogte 30 cm x verstelbare tilt-in-space 30 graden	€ 3.580,00	<input type="checkbox"/>	8.4	08501550
Elektrisch verstelbare hoogte 30 cm x verstelbare tilt-in-space 45 graden	€ 4.176,00	<input type="checkbox"/>	-	58501580
9. Lichtmodule		excl. btw		art. nr.
LED licht unit, armleuningkit, inclusief knipperlicht, plug & play	€ 396,00	<input type="checkbox"/>	-	98509040
10. Type banden		excl. btw		art. nr.
10" wielen, grijze banden, lucht	€ 59,00	<input type="checkbox"/>	-	48501011
10" wielen, zwarte banden, lucht	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
14" wielen, grijze banden, lucht	€ 59,00	<input type="checkbox"/>	-	48501061
14" wielen, zwarte banden, lucht	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
11. Voet- en beenposities		excl. btw		art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	11.1	Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, voorzien van een gasveer, per paar	€ 310,00	<input type="checkbox"/>	11.2	0850064X
Comfort beensteunen, elektrisch, lengte compenserend, voorzien van een gasveer, per paar	€ 1.180,00	<input type="checkbox"/>	11.3	0850067X
Amputatiesteun, hoek instelbaar, per paar	€ 238,00	<input type="checkbox"/>	11.4	0850068X
12. Rugleuningen		excl. btw		art. nr.
Silver Seating Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	12.1	5213202X
Silver Seating Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 55 cm	€ 128,00	<input type="checkbox"/>	-	5213202X
Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 201,00	<input type="checkbox"/>	12.2	5213200X
Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 cm	€ 340,00	<input type="checkbox"/>	-	0213300X
Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 285,00	<input type="checkbox"/>	12.3	5213200X
Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 cm	€ 328,00	<input type="checkbox"/>	-	5213200X
Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 cm	€ 272,00	<input type="checkbox"/>	12.4	521320XX



Aankruisen

12. Rugleuningen (vervolg)	excl. btw			art. nr.
Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 272,00	<input type="checkbox"/>	-	521320XX
Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 55 cm	€ 444,00	<input type="checkbox"/>	-	521320XX
Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 348,00	<input type="checkbox"/>	12,5	5213205X
Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 cm	€ 512,00	<input type="checkbox"/>	-	5213205X
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 442,00	<input type="checkbox"/>	12,6	5213205X
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 cm	€ 647,00	<input type="checkbox"/>	-	5213205X
Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 272,00	<input type="checkbox"/>	12,7	5213205X
Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 55 cm	€ 431,00	<input type="checkbox"/>	-	5213205X
Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 348,00	<input type="checkbox"/>	12,8	5213210X
Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 55 cm	€ 532,00	<input type="checkbox"/>	-	5213210X
Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 442,00	<input type="checkbox"/>	12,9	5213210X
Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 55 cm	€ 647,00	<input type="checkbox"/>	-	5213210X

Incon (52132xxx) Velour (52132xxx) [Meerprijs] Stretchstof (52132xxx) [enkel beschikbaar voor standaard standaard rugleuning]

Let op: wanneer u bij de Silver Seating rugleuningen kiest voor spanbanden, is het niet mogelijk om een Silver Seating hoofdsteun te kiezen (punt 15).

Silver Seating Flex rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 567,00	<input type="checkbox"/>	-	02133804X
Silver Seating Flex rugleuning, standaard, zitbreedte 55 cm	€ 702,00	<input type="checkbox"/>	-	02133804X
Silver Seating Flex rugleuning, actief, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 702,00	<input type="checkbox"/>	-	02133806X
Silver Seating Flex rugleuning, actief, zitbreedte 55 cm	€ 908,00	<input type="checkbox"/>	-	02133806X
Silver Seating Flex rugleuning, passief, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 702,00	<input type="checkbox"/>	-	02133808X
Silver Seating Flex rugleuning, passief, zitbreedte 55 cm	€ 908,00	<input type="checkbox"/>	-	02133808X
Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	12.10	02133099

Let op: enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

13. Zitvoorzieningen	excl. btw			art. nr.
Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	Opte zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	521322XX
Standaard zitting, zitbreedte 55 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	521322XX
Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235XX
Singel zitting, zitbreedte 55 cm	€ 350,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235XX
Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 232,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 55 cm	€ 411,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240XX
Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 268,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240XX
Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 55 cm	€ 436,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240XX
Silver Seating Kantel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 311,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X
Silver Seating Kantel zitting, zitbreedte 55 cm	€ 702,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X

Incon Velour (meerprijs) Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Let op: ziddiepte 55 cm heeft een meerprijs.

Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 10,00	<input type="checkbox"/>	-	52132450X
Plankzitting, zitbreedte 55 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	52132451A
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 50,00	<input type="checkbox"/>	-	52132500X
Gesingelde plankzitting, zitbreedte 55 cm	€ 136,00	<input type="checkbox"/>	-	52132501A

Let op: ziddiepte 55 cm heeft een meerprijs.



12.10



Standaard zitting



Singel zitting



Comfort zitting



Comfort visco zitting



Kantel zitting



Plankzitting



Gesingelde plankzitting

Aankruisen

13. Zitvoorzieningen (vervolg)		excl. btw		art. nr.	
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 82,00	<input type="checkbox"/>	-	52132600X	
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 106,00	<input type="checkbox"/>	-	52132601X	
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 87,00	<input type="checkbox"/>	-	52132602X	
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 112,00	<input type="checkbox"/>	-	52132603X	
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 92,00	<input type="checkbox"/>	-	52132604X	
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 119,00	<input type="checkbox"/>	-	52132605X	
Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132620	
Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132621	
Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132622	
Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	52132623	
14. Abductieklos		excl. btw		art. nr.	
Abductieklos, stretchstof	€ 147,00	<input type="checkbox"/>	14.1	57503800	
Abductieklos, verstelsysteem	€ 297,00	<input type="checkbox"/>	14.2	57503820	
15. Hoofdsteunen		excl. btw		art. nr.	
Hoofdsteun, universeel	€ 299,00	<input type="checkbox"/>	15.1	08509910	
Standaard hoofdsteun, stretchstof	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	15.2	52132640	
Standaard hoofdsteun, incon	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132641	
Standaard hoofdsteun, velour	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132642	
Standaard hoofdsteun, neopreen	€ 259,00	<input type="checkbox"/>	-	52132643	
Flex hoofdsteun, stretchstof, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	15.3	52132660	
Flex hoofdsteun, stretchstof, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	15.4	52132680	
Flex hoofdsteun, incon, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	52132661	
Flex hoofdsteun, incon, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	52132681	
Flex hoofdsteun, velour, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	52132662	
Flex hoofdsteun, velour, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	52132682	
Flex hoofdsteun, neopreen, klein	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	52132663	
Flex hoofdsteun, neopreen, groot	€ 207,00	<input type="checkbox"/>	-	52132683	
<small>Let op: Flex hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met Silver Seating rugleuning.</small>					
Hoofdsteun montageset, inclusief kunststof bevestiging	€ 290,00	<input type="checkbox"/>	-	52132690	
Hoofdsteun montageset, ten behoeve van een flex rugleuning	€ 152,00	<input type="checkbox"/>	-	02133692	
16. Armleuning		excl. btw		art. nr.	
ArMLEUNINGEN, in hoogte en diepte instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard	
17. Armpolsters		excl. btw		art. nr.	
Armpolsters, standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard	
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	52132710	
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	52132700	
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	52132711	
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	52132701	
Armpolster, P-vormig, stretchstof, 12 x 40 cm	€ 230,00	<input type="checkbox"/>	-	52132715	
Armpolster, P-vormig, velour 12 x 40 cm	€ 245,00	<input type="checkbox"/>	-	52132716	
Armpolster, P-vormig, stretchstof, 12 x 46 cm	€ 254,00	<input type="checkbox"/>	-	52132720	
Armpolster, P-vormig, velour 12 x 46 cm	€ 269,00	<input type="checkbox"/>	-	52132721	



Voordrempel

Achterdrempel



14.1

14.2



15.1



15.2



15.3



15.4

Aankruisen

18. Kuitplaten		excl. btw		18.1	art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard		<input type="checkbox"/>	18.1	Standaard
Kuitplaten, gepolsterd, stretchstof, 19 x 19 x 5,5 cm	€ 309,00		<input type="checkbox"/>	-	57503700
Kuitplaten, gepolsterd, stretchstof, 24 x 19 x 5,5 cm	€ 319,00		<input type="checkbox"/>	-	57503710
Kuitplaten, gepolsterd, velour, 19 x 19 x 5,5 cm	€ 315,00		<input type="checkbox"/>	-	57503720
Kuitplaten, gepolsterd, velour, 24 x 19 x 5,5 cm	€ 325,00		<input type="checkbox"/>	-	57503730

19. Accu's en acculaders		excl. btw			art. nr.
2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag		<input type="checkbox"/>	-	93810612 93810612
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag		<input type="checkbox"/>	-	93810620 93810620
5Ah / 24V acculader, klasse 2	Prijs op aanvraag		<input type="checkbox"/>	-	93810355
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Prijs op aanvraag		<input type="checkbox"/>	-	93810358

20. Werkbladen		excl. btw			art. nr.
Werkblad, insteekzijde, rechts	€ 449,00		<input type="checkbox"/>	-	08500900
Werkblad, insteekzijde, links	€ 449,00		<input type="checkbox"/>	-	08500905

21. Accessoires		excl. btw			art. nr.
Stoepenklimmer	€ 280,00		<input type="checkbox"/>	-	98500005
Zifixatiegordel	€ 53,00		<input type="checkbox"/>	21.1	90280900
Stokkenhouder	€ 16,50		<input type="checkbox"/>	21.2	90081015
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00		<input type="checkbox"/>	21.3	91010970



18.1



21.1

21.2



21.3

Opmerkingen
