

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Click & Go Lite

Totale lengte:	36 cm
Totale breedte:	25 cm
Totale hoogte:	29½ cm
Totaal gewicht:	19 kg (12,2 kg zonder accu)
Gebbruikersgewicht:	Max. 135 kg (incl. rolstoel)
Maximale snelheid:	6,4 km/u
Geschikt voor:	Zitbreedte 40 ↔ 50 cm
Aandrijfwielen:	200 x 50 mm
Accu's:	12V, 18 Ah
Actieradius:	8 km
Gewicht accu's:	6,8 kg



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Click & Go Lite

- Elektrische hulpaandrijving voor vouwbare, manueel voortbewogen rolstoelen;
- Aandrijving op twee wielen, door middel van een transaxle;
- Maximum snelheid is instelbaar;
- Snelheid doseerbaar op bedieningskastje aan duwhandvatten;
- Stroomvoorziening door middel van een 12V / 18 Ah accu;
- Actieradius: 8 km;
- Voorzien van één motor van 150 Watt (max. motor output);
- PU lekvrije banden, gemonteerd op de aandrijfwielen, met blok profiel;
- Optie voor een montageset voor een 22 of 25 mm framebuis;
- Zowel voor- als achteruitrij functie;
- Standaard inclusief acculader 3Ah / 12V;
- Te monteren op vrijwel alle vouwbare rolstoelen met zitbreedte 40 t/m 50 cm.

Aankruisen

1. Excel Click & Go Lite ten behoeve van:					excl. btw	
.....	-	<input type="checkbox"/>		-		
Met de volgende afmetingen:						
Zitbreedte:	-	<input type="checkbox"/>		-		
Zithoogte:	-	<input type="checkbox"/>		-		
Zitdiepte:	-	<input type="checkbox"/>		-		
2. Uitvoering Excel Click & Go Lite					excl. btw	art. nr.
Excel Click & Go Lite	€ 1.069,00	<input type="checkbox"/>	2.1	08110190		
3. Lader					excl. btw	art. nr.
Acculader, 3Ah / 12V	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
4. Opties en accessoires					excl. btw	art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar	€ 115,00	<input type="checkbox"/>	4.1	9200001X		
Montageset ten behoeve van het verlengen van de duwhandvatten, 19 mm	€ 29,00	<input type="checkbox"/>	-	93810867		
Montageset ten behoeve van het verlengen van de duwhandvatten, 22 - 25 mm	€ 29,00	<input type="checkbox"/>	-	93810868		



2.1



4.1

Opmerkingen

.....

.....

.....

.....