

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Click & Go Professional II

Totale lengte:	46 cm
Totale breedte:	33 cm (exclusief kappen) 55 cm (inclusief kappen)
Totale hoogte:	82 cm
Totale gewicht:	20,7 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 135 kg (incl. rolstoel)
Maximale snelheid:	6 km/u
Geschikt voor:	Zitbreedte 40 ↔ 55 cm
Aandrijfwielen:	200 x 50 mm
Accu's:	2x 12V / 12Ah
Actieradius:	Max 15 km
Gewicht accu's:	7,2 kg



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Click & Go Professional II

- Elektrische hulpaandrijving voor vouwbare, manueel voortbewogen rolstoelen;
- Systeem voorzien van elektromagnetische motorrem;
- Systeem voorzien van 2 gasveren, 150 N / gasveer;
- Elektronica voorzien van 2 zekeringen, een automatische zekering voor motorbeveiliging;
- Systeem voorzien van elektronica van PG, type S-drive. Deze elektronica is programmeerbaar en de storingscode is eenvoudig uitleesbaar;
- Snelheid doseerbaar op bedieningskastje aan duwhandvatten. Tevens is de duwhulp voorzien van een voor- en achteruitschakelaar, accu-indicatiemeter en een aan- en uitknop;
- Stroomvoorziening door middel van 2 x 12Ah / 12V accu's, die eenvoudig uitneembaar zijn door middel van een cassette;
- Actieradius: max. 15 km;
- Voorzien van een in hoogte verstelbare duwbeugel;
- Voorzien van één motor van 200 Watt;
- Aandrijving op twee wielen door middel van een transaxle;
- Lekkrije PU banden gemonteerd op de aandrijfwielen;
- Handcontroller met accu indicatie meter en fout diagnose display;
- Zowel voor- als achteruitrij functie, met tevens een remfunctie;
- Inclusief acculader 2Ah / 24V;
- Direct te monteren op de Excel G-Eco, Excel G-Lightweight en Excel G-Modular rolstoelen met standaard zithoogte, door middel van een optionele montageset;
- Wanneer u kiest voor de Excel Click & Go Professional II uitvoering, bent u wettelijk verplicht om anti-tip wielen op uw rolstoel te hebben.

Aankruisen

1. Excel Click & Go Professional II besteld voor:

.....	-	<input type="checkbox"/>		-
-------	---	--------------------------	--	---

Bovenstaande dient handmatig ingevuld te worden.

Met de volgende afmetingen:

Zitbreedte:	-	<input type="checkbox"/>		-
Zithoogte:	-	<input type="checkbox"/>		-
Zitdiepte:	-	<input type="checkbox"/>		-



2.1

2. Uitvoering Excel Click & Go Professional II

excl. btw art. nr.

Excel Click & Go Professional II	€ 2.329,00	<input type="checkbox"/>	2.1	08140190
----------------------------------	------------	--------------------------	-----	----------

3. Bevestigingsset

excl. btw art. nr.

Click & Go bevestigingsset, 19 mm buis	€ 124,50	<input type="checkbox"/>	-	08100300
Click & Go bevestigingsset, 22 mm buis	€ 124,50	<input type="checkbox"/>	-	08100301
Click & Go bevestigingsset, 25 mm buis	€ 124,50	<input type="checkbox"/>	-	08100302

Let op: de Excel Click & Go bevestigingsset is altijd nodig om de duwhulp te bevestigen aan uw rolstoel.

4. Laders

excl. btw art. nr.

Acculader, 2Ah / 24V	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
----------------------	-----------	--------------------------	---	-----------

5. Anti-tip wielen

excl. btw art. nr.

Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar	€ 115,00	<input type="checkbox"/>	5.1	9200001X
---	----------	--------------------------	-----	----------

Let op: als u kiest voor de Excel Click & Go Professional II uitvoering, bent u wettelijk verplicht om anti-tip wielen op uw rolstoel te hebben. Wanneer u deze anti-tip wielen niet op uw rolstoel heeft, kunt u ze via deze prijslijst eenvoudig bestellen.



5.1

Opmerkingen

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
