

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12183</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel G-Basic


Totale hoogte:	92 cm
Totale breedte:	Zitbreedte +17 cm
Totale lengte:	106 cm (incl. voetsteunen)
Totaal netto gewicht:	18 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg
Beschikbare kleuren:	Metallic silver
Zitbreedte:	45 en 50 cm
Zitdiepte:	40 cm
Zithoogte:	52 cm
Rughoogte:	42 cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-Basic

- Stalen rolstoel met vouwbaar frame;
- Zwenkwielen voor, 8" PU lekvrije banden;
- 24" achterwielen, PU lekvrije banden;
- Voetsteunen zijn wegzwenkbaar en afneembaar;
- Voetplaten zijn opklapbaar en in hoogte verstelbaar door middel van een snelsluiting. Verstelbaar in 9 verschillende hoogtes;
- Voorzien van verstelbare kuitband;
- Standaard uitgerust met trapdoppen aan zowel de linker- als de rechterkant;
- Uitgerust met instelbare parkeerremmen;
- Uitgerust met handig opbergtasje op de rugleuning;
- Standaard voorzien van comfortabele nylon rug- en zitbekleding;
- Armleuningen zijn wegklapbaar naar achteren;
- Standaard voorzien van ergonomisch gevormde duwhandvatten;
- Voorzien van draaglussen waarmee de rolstoel eenvoudig kan worden opgevouwen;
- Standaard framekleur: grijs.

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G-Basic



Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 159,43		
	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 159,43	€ 159,43
Standaard	1153MK712	1153QK712

2. Voet- en beenposities

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	- Standaard
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, per paar	€ 83,96	€ 91,52	<input type="checkbox"/>	2.1 61156020 61156030



2.1

3. Zitvoorziening

Zitkussen met anti-slip zijde, met EXCEL logo		
Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 60,50		
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 60,50	€ 60,50
	50080444	50080449



4. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Zitfixatiegordel	€ 53,00	€ 57,77	<input type="checkbox"/>	4.1 90280900
Rolstoeltas	€ 28,25	€ 30,79	<input type="checkbox"/>	4.2 99993000



4.1



4.2

Opmerkingen
