

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3          Postcode: 4651 SK          Plaats: Steenberg (NB), Nederland          Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20          Bestellingen: sales@vanosmedical.nl          Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12183</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

### Specificaties Excel G-Entry

<b>Totale hoogte:</b>	96 cm
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 18 cm
<b>Totale lengte:</b>	110 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal netto gewicht:</b>	17 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 135 kg
<b>Zitbreedte:</b>	45 en 50 cm
<b>Zitdiepte:</b>	43 cm
<b>Zithoogte:</b>	49 cm
<b>Rughoogte:</b>	45 cm





De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

### Producteigenschappen Excel G-Entry

- Stalen rolstoel met vouwbaar frame;
- Zwenkwielen voor, 200 x 45 mm, PU lekvrije banden;
- 24" achterwielen, afneembaar door middel van het Quick-Release systeem;
- Voetsteunen zijn wegzwenkbaar naar binnen en naar buiten en bovendien afneembaar;
- Voetplaten zijn opklapbaar en in hoogte verstelbaar;
- Verlengde lichtgewicht, aluminium remmen;
- Standaard framekleur: grijs;
- Hoogteverstelling in de voorvork, in drie posities verstelbaar;
- Standaard voorzien van comfortabele nylon rug- en zitbekleding;
- Armleuningen zijn opklapbaar naar achteren;
- Standaard voorzien van ergonomisch gevormde duwhandvatten;
- Hoogteverstelling achter, in twee posities verstelbaar.

## 1. Uitvoering Excel G-Entry

Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	
	€ 231,13	€ 50,95	
	Standaard	(meerprijs)	
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	€ 231,13	€ 282,08	
Standaard	1163MK712	1163QK712	Aankruisen 

## 2. Framekleur

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Framekleur, grijs metallic	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	1.1 Standaard

## 3. Zithoogte

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Zithoogte 49 cm	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	- Standaard

## 4. Zitvoorziening

Zitkussen, 5 cm hoog, voorzien van anti-slip laag				
Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm		
€ 60,50				
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	€ 60,50	€ 60,50		
	50080444	50080449		

## 5. Armleuning

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Doorlopende armleuningen, wegklapbaar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	- Standaard

## 6. Voet- en beenposities

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, paar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	- Standaard
Comfort beensteunen, paar	€ 119,00	€ 129,71	<input type="checkbox"/>	- 61166020 61166030

## 7. Achterwielen

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
24" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	7.1 Standaard

## 8. Remmen

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	8.1 Standaard



7.1



8.1

## 9. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Stokkenhouder	€ 16,50	€ 17,99	<input type="checkbox"/>	9.1 90081010
Zitfixatiegordel	€ 53,00	€ 57,77	<input type="checkbox"/>	9.2 90280900



9.1



9.2

## 10. Excel Click & Go uitvoering

	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.060,00	€ 1.155,54	<input type="checkbox"/>	10.1 08110190



10.1

## Opmerkingen