

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12183</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel G-Evolution

Totale hoogte:	91 ↔ 102 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
Totale breedte:	Zitbreedte + 23 cm
Totale lengte:	98 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	13,9 kg (afhankelijk van de uitvoering)
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg
Beschikbare kleuren:	Silver Metallic
Zitbreedte:	42½, 45 en 50 cm
Zitdiepte:	43 cm
Zithoogte:	47, 49 en 51 cm
Rughoogte:	39 cm




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-Evolution 24"


- Framekleur grijs metallic, voorzien van powder coating;
- 8'' zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Plooibare rug- en zitbekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen, met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten zijn opklapbaar en in hoogte verstelbaar;
- 24" x 1½" aluminium, lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden en aluminium hoepels;
- Voorzien van in hoogte verstelbare, ergonomisch gevormde duwhandvatten;
- De wielbasis is instelbaar door middel van een achterasblok;
- De 24" achterwielen zijn afneembaar door middel van het Quick-Release systeem;
- Doorlopende en wegzwenkbare armleuningen;
- De voetplaten zijn voorzien van een hielband;
- Remmen zijn in diepte en hoek instelbaar, waarbij de remhendels neerklapbaar zijn;
- Brede range aan opties, accessoires en maatvoeringen (1 zitdiepte, 3 zithoogtes en 3 zitbreedtes).

Producteigenschappen Excel G-Evolution 12"

- Framekleur grijs metallic, voorzien van powder coating;
- 8'' zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Plooibare rug- en zitbekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen, met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten zijn opklapbaar en in hoogte verstelbaar;
- 12,5'' achterwielen;
- Voorzien van neerklapbare rugleuning;
- Voorzien van ergonomisch gevormde duwhandvatten en begeleidershandremmen;
- De wielbasis is instelbaar door middel van een achterasblok;
- Doorlopende en wegzwenkbare armleuningen;
- De voetplaten zijn voorzien van een hielband;
- Remmen zijn in diepte en hoek instelbaar, waarbij de remhendels neerklapbaar zijn;
- Brede range aan opties, accessoires en maatvoeringen (1 zitdiepte, 3 zithoogtes en 3 zitbreedtes).

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G-Evolution

Basisprijs:	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	
€ 675,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs	
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	€ 675,00	€ 675,00	€ 675,00	
Standaard	1173JK712	1173MK712	1173QK712	


2. Framekleur

	excl. btw	incl. btw	art. nr.
Framekleur, grijs metallic	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/> - Standaard

3. Zithoogte

	excl. btw	incl. btw	art. nr.
Zithoogte 47 cm	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/> - 01170147
Zithoogte 49 cm	€ 80,00	€ 87,20	<input type="checkbox"/> - 01170149
Zithoogte 51 cm	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/> - Standaard

4. Zitvoorziening

Zitkussen, 5 cm hoog, voorzien van anti-slip laag				
Basisprijs:	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	
€ 60,50				
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50	
	50080441	50080444	50080449	

5. Voet- en beenposities

	excl. btw	incl. btw	art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/> - Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 279,00	€ 304,11	<input type="checkbox"/> - 60086020 60086030
Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, per paar	€ 236,00	€ 257,24	<input type="checkbox"/> - 621330X0

6. Achterwielen

	excl. btw	incl. btw	art. nr.
24" x 1½" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden, voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/> 6.1 Standaard
24" x 1½" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden, in hoogte verstelbare duwhandvatten	€ 51,50	€ 56,14	<input type="checkbox"/> - 40080000
12½" x 2¼" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van lekvrije PU banden, voorzien van neerklapbare rugleuning	Standaard op een duwwandelwagen		<input type="checkbox"/> - 40080012 10082100



6.1

7. Remmen

	excl. btw	incl. btw	art. nr.
Compacte remmen met neerklapbare remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/> - Standaard

8. Voorwielen

	excl. btw	incl. btw	art. nr.
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50	€ 16,90	<input type="checkbox"/> - 80000002
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/> - Standaard

Aankruisen 

9. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Stokkenhouder	€ 16,50	€ 17,44	<input type="checkbox"/>	9.1	90081010
Anti-tip wielen, links / rechts, per paar	€ 100,50	€ 109,55	<input type="checkbox"/>	-	92137012
Zitfixatiegordel	€ 53,00	€ 57,77	<input type="checkbox"/>	9.2	90280900
Lucht pomp	€ 11,50	€ 12,54	<input type="checkbox"/>	-	90280975
10. Excel Click & Go uitvoering					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.060,00	€ 1.155,40	<input type="checkbox"/>	10.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II)	€ 2.015,00	€ 2.196,35	<input type="checkbox"/>	-	08130190



9.1



9.2



10.1

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperlagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

30-11-2018

Pagina 3/3