

Geldig vanaf:	1 januari 2019	© 2019 Excel Mobility Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl Product voldoet aan: EN 12183
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel G-Logic

Totale hoogte:	95 cm (hoogte duwhandvatten)
Totale breedte:	Zitbreedte + 20 cm
Totale lengte:	108 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	11½ kg
Gebruikersgewicht:	Max. 113 kg
Framekleuren:	Wit, zwart en zilver
Zit / rugbekleding:	Blauw, rood, oranje en bruin
Zitbreedte:	40, 45 en 50 cm
Zitdiepte:	42 cm
Zithoogte:	54 cm
Rughoogte:	42 cm



De getoonde productfoto's kunnen afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-Logic

- Aluminium rolstoel met vouwbaar frame;
- Zwenkwieken voor, 7" PU lekvrije banden;
- Armleuningen, in hoogte verstelbaar;
- Voetsteunen, wegzwenkbaar en afneembaar;
- Half neerklapbare rugleuning;
- De Excel G-Logic wordt altijd compleet geleverd. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de rolstoel zonder zit / rugbekleding te bestellen. Wel is het mogelijk om extra zit / rugbekleding setjes te bestellen. Het bestellen van extra zit / rugbekleding setjes kan tegen een meerprijs van € 99,00 inclusief BTW, per zit / rugbekledingset.
- Verkrijgbaar in de framekleuren zilver, zwart en wit;
- Verkrijgbaar met zit- en rugbekleding in de kleuren rood, blauw, oranje en bruin;
- Plooibare stof zit- en rugbekleding;
- Standaard voorzien van zitfixatiegordel;
- Voorzien van begeleidersremmen.

1. Uitvoering Excel G-Logic

Framekleur wit			
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 470,76	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 470,76	€ 470,76	€ 470,76
Standaard	3370HK2120	3370MK2120	3370QK2120
Framekleur zilver			
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 470,76	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 470,76	€ 470,76	€ 470,76
Standaard	3373HK2120	3373MK2120	3373QK2120
Framekleur zwart			
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 470,76	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 470,76	€ 470,76	€ 470,76
Standaard	3376HK2120	3376MK2120	3376QK2120



2. Zit / rugbekleding

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ -			
Kleur blauw	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373040	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373045	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373050
Kleur rood	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373140	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373145	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373150
Kleur oranje	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373240	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373245	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373250
Kleur bruin	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373340	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373345	<input type="checkbox"/> € 0,00 53373350



Aankruisen



3.1

3.2

4.1

3. Voet- en beenposities					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Comfort beensteun, geschikt voor zitbreedte 40 - 50 cm, links	€ 140,56	€ 153,21	<input type="checkbox"/>	3.1	63373020
Comfort beensteun, geschikt voor zitbreedte 40 - 50 cm, rechts	€ 140,56	€ 153,21	<input type="checkbox"/>	3.2	63373030
4. Achterwielen					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Achterwielen, 24" x 1 3/4", PU banden	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
Achterwielen, 24" x 1 3/4", lucht banden	€ 51,50	€ 56,14	<input type="checkbox"/>	-	43370104 43370114
5. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts, per paar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Stokkenhouder, inclusief bevestigingsmateriaal en stauffblokken	€ 22,50	€ 24,53	<input type="checkbox"/>	-	90131010

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

10-7-2019

Pagina 3/3