

Geldig vanaf:	1 januari 2019
Dealer:	
Referentie:	
Aantal:	
Afleveradres:	

© 2019 Excel Mobility

Adres: Koperslagerij 3
 Postcode: 4651 SK
 Plaats: Steenberg (NB), Nederland
 Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
 Website: www.vanosmedical.nl

Product voldoet aan: EN 12183

Specificaties Excel G-Modular

Totale hoogte:	95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
Totale breedte:	Zitbreedte + 22 cm
Totale lengte:	109 cm (incl. voetsteunen)
Let op: totale lengte is afhankelijk van ingestelde wielbasis en zitdiepte.	
Totaal gewicht:	14,9 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg bij zitbreedte 35, 37½, 40 en 45 cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50 en 55 cm
Beschikbare kleuren:	Frame: Metallic silver met zwart
Zitbreedte:	35, 37½, 40, 42½, 45, 50 en 55** cm
Zitdiepte:	40, 42½, 45, 47½, 50 en 52½ cm
Zithoogte:	37½, 40, 42½, 45, 47½*, 50*, 52½ en 55 cm
Rughoogte:	42½, 45 en 47½ cm (instelbaar)

*Mogelijk op duwwandelwagen
 **Alleen mogelijk i.c.m. zitdiepte 45, 47½ en 50 cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-Modular

- Een zwart kruisframe gecombineerd met een zilver zijframe (meerdere kleurencombinaties zijn mogelijk)
- 8" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden
- Rughoogte eenvoudig instelbaar op 42½, 45 en 47½ cm
- Naspanbare zitbekleding, plooibaar, welke verstelbaar is voor alle zitdieptes
- In hoogte verstelbare, wegklapbare en afneembare armsteunen met in diepte verstelbaar armpolsters
- In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband, breedte instelbaar
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, uitneembaar
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti tip wielen met geïntegreerde trapdop
- Brede range in maatvoeringen: 6 zitdieptes, 8 zithoogtes en 7 zitbreedtes
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken
- Afwijkende specificaties duwwandelwagen:
 - Achterwielen, 12½", kunststof
- Afwijkende specificaties Excel G-Modular Comfort:
 - Permanente rughoekeverstelling, bedienbaar door begeleider
- 24" x 1¼" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick Release assen
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85, 90, 95, 100 en 105 °
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 8 spanbanden
- Standaard zitkussen
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 105 °
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten
- Stokkenhouder
- Wielbasis instelling d.m.v. achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar
- Brede range aan opties en accessoires
- Standaard zithoogte 50 cm
- Afwijkende specificaties Excel G-Modular Hemi:
 - Zithoogte 37½, 40 en 42½ cm
 - 6" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden
 - 22" achterwielen, kunststof

1. Uitvoering Excel G-Modular

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 1.025,00	€ 85,50 (meerprijs)	€ 85,50 (meerprijs)	Optie zonder meerprijs	€ 82,50 (meerprijs)	Standaard	€ 177,50 (meerprijs)	€ 244,00 (meerprijs)
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.142,50 2438FM712 + 0243H160	€ 1.142,50 2438GM712 + 0243H160	€ 1.057,00 2438HM712 + 0243H160	€ 1.139,50 2438JM712 + 0243H160	€ 1.057,00 2438MM712 + 0243H160	€ 1.234,50 2438QM712 + 0243H160	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standaard	€ 1.110,50 2438FM712 + 0243J160	€ 1.110,50 2438GM712 + 0243J160	€ 1.025,00 2438HM712 + 0243J160	€ 1.107,50 2438JM712 + 0243J160	€ 1.025,00 2438MM712 + 0243J160	€ 1.202,50 2438QM712 + 0243J160	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.142,50 2438FM712 + 0243M160	€ 1.142,50 2438GM712 + 0243M160	€ 1.057,00 2438HM712 + 0243M160	€ 1.139,50 2438JM712 + 0243M160	€ 1.057,00 2438MM712 + 0243M160	€ 1.234,50 2438QM712 + 0243M160	€ 1.301,00 2438SN712 + 0243M160
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.142,50 2438FM712 + 0243O160	€ 1.142,50 2438GM712 + 0243O160	€ 1.057,00 2438HM712 + 0243O160	€ 1.139,50 2438JM712 + 0243O160	€ 1.057,00 2438MM712 + 0243O160	€ 1.234,50 2438QM712 + 0243O160	€ 1.301,00 2438SN712 + 0243O160
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.142,50 2438FM712 + 0243Q160	€ 1.142,50 2438GM712 + 0243Q160	€ 1.057,00 2438HM712 + 0243Q160	€ 1.139,50 2438JM712 + 0243Q160	€ 1.057,00 2438MM712 + 0243Q160	€ 1.234,50 2438QM712 + 0243Q160	€ 1.301,00 2438SN712 + 0243Q160
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 95,50 (meerprijs)	€ 1.206,00 2438FM712 + 0243R160	€ 1.206,00 2438GM712 + 0243R160	€ 1.120,50 2438HM712 + 0243R160	€ 1.203,00 2438JM712 + 0243R160	€ 1.120,50 2438MM712 + 0243R160	€ 1.298,00 2438QM712 + 0243R160	€ 1.364,50 2438SN712 + 0243R160



2. Uitvoering Excel G-Modular Hemi, 22" achterwielen

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 1.317,50	€ 85,50 (meerprijs)	€ 85,50 (meerprijs)	Optie zonder meerprijs	€ 82,50 (meerprijs)	Standaard	€ 177,50 (meerprijs)
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.435,00 2438FM7110 + 0243H160	€ 1.435,00 2438GM7110 + 0243H160	€ 1.349,50 2438HM7110 + 0243H160	€ 1.432,00 2438JM7110 + 0243H160	€ 1.349,50 2438MM7110 + 0243H160	€ 1.527,00 2438QM7110 + 0243H160
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standaard	€ 1.403,00 2438FM7110 + 0243J160	€ 1.403,00 2438GM7110 + 0243J160	€ 1.317,50 2438HM7110 + 0243J160	€ 1.400,00 2438JM7110 + 0243J160	€ 1.317,50 2438MM7110 + 0243J160	€ 1.495,00 2438QM7110 + 0243J160
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.435,00 2438FM7110 + 0243M160	€ 1.435,00 2438GM7110 + 0243M160	€ 1.349,50 2438HM7110 + 0243M160	€ 1.432,00 2438JM7110 + 0243M160	€ 1.349,50 2438MM7110 + 0243M160	€ 1.527,00 2438QM7110 + 0243M160
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.435,00 2438FM7110 + 0243O160	€ 1.435,00 2438GM7110 + 0243O160	€ 1.349,50 2438HM7110 + 0243O160	€ 1.432,00 2438JM7110 + 0243O160	€ 1.349,50 2438MM7110 + 0243O160	€ 1.527,00 2438QM7110 + 0243O160
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.435,00 2438FM7110 + 0243Q160	€ 1.435,00 2438GM7110 + 0243Q160	€ 1.349,50 2438HM7110 + 0243Q160	€ 1.432,00 2438JM7110 + 0243Q160	€ 1.349,50 2438MM7110 + 0243Q160	€ 1.527,00 2438QM7110 + 0243Q160
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 95,50 (meerprijs)	€ 1.498,50 2438FM7110 + 0243R160	€ 1.498,50 2438GM7110 + 0243R160	€ 1.413,00 2438HM7110 + 0243R160	€ 1.495,50 2438JM7110 + 0243R160	€ 1.413,00 2438MM7110 + 0243R160	€ 1.590,50 2438QM7110 + 0243R160

3. Uitvoering Excel G-Modular Comfort

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 1.375,00		€ 82,50 (meerprijs)	Standaard	€ 177,50 (meerprijs)	€ 244,00 (meerprijs)
	Optie zonder meerprijs				
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.407,00 2437HM712 + 0243H160	€ 1.489,50 2437JM712 + 0243H160	€ 1.407,00 2437MM712 + 0243H160	€ 1.584,50 2437QM712 + 0243H160	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standaard	€ 1.375,00 2437HM712 + 0243J160	€ 1.457,50 2437JM712 + 0243J160	€ 1.375,00 2437MM712 + 0243J160	€ 1.552,50 2437QM712 + 0243J160	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.407,00 2437HM712 + 0243M160	€ 1.489,50 2437JM712 + 0243M160	€ 1.407,00 2437MM712 + 0243M160	€ 1.584,50 2437QM712 + 0243M160	€ 1.651,00 2437SN712 + 0243M160
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.407,00 2437HM712 + 0243O160	€ 1.489,50 2437JM712 + 0243O160	€ 1.407,00 2437MM712 + 0243O160	€ 1.584,50 2437QM712 + 0243O160	€ 1.651,00 2437SN712 + 0243O160
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.407,00 2437HM712 + 0243Q160	€ 1.489,50 2437JM712 + 0243Q160	€ 1.407,00 2437MM712 + 0243Q160	€ 1.584,50 2437QM712 + 0243Q160	€ 1.651,00 2437SN712 + 0243Q160
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 95,50 (meerprijs)	€ 1.470,50 2437HM712 + 0243R160	€ 1.553,00 2437JM712 + 0243R160	€ 1.470,50 2437MM712 + 0243R160	€ 1.648,00 2437QM712 + 0243R160	€ 1.714,50 2437SN712 + 0243R160

4. Frame opties

excl. btw

art. nr.

Kantelsysteem	€ 606,00	<input type="checkbox"/>	-	92130100
---------------	----------	--------------------------	---	----------

Let op: het kantelsysteem is alleen mogelijk in combinatie met de Excel G-Modular. Deze combinatie is niet mogelijk met de Excel G-Modular Hemi en Excel G-Modular Comfort.

5. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Zijframe zilver	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
-----------------	-----------	--------------------------	---	-----------

6. Zithoogtes

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch

37½	40	42½	45	47½	50	52½	55
6" + 22"	6" + 22"	6" + 22"	8" + 24"	8" + 24" - 12½"	8" + 24" 12½"	8" + 24"	8" + 24"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hemi	€ 85,50	€ 85,50	€ 59,50	€ 32,00	Standaard	€ 42,50	€ 42,50

Let op: de Excel G-Modular Hemi is alleen te bestellen in de zithoogtes 37½, 40 en 42½ cm.

Let op: de Excel G-Modular Comfort is te bestellen vanaf zithoogte 45 cm tot en met 52½ cm.

Let op: de Excel G-Modular is te bestellen vanaf zithoogte 45 cm.

Aankruisen

7. Zitvoorzieningen				
	excl. btw			art. nr.
Standaard zitkussen	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	-	52130439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52130444
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 42½ - 43 cm	€ 71,00	<input type="checkbox"/>	-	52130449
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	-	52131439
ProComfort zitkussen, anti-slip, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 45 - 46 cm	€ 67,00	<input type="checkbox"/>	-	52131444
Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 252,00	<input type="checkbox"/>	-	5213232X
Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 351,00	<input type="checkbox"/>	-	5213232X
Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 474,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235X
Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 615,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235X
Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 492,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 678,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Comfort Visco zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 530,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Comfort Visco zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 705,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Balans zitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 575,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X
Silver Seating Balans zitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 737,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Silver Seating Plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 261,00	<input type="checkbox"/>	-	5213245X
Silver Seating Plankzitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 340,00	<input type="checkbox"/>	-	5213245X
Silver Seating Gesingelde plankzitting, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	5213250X
Silver Seating Gesingelde plankzitting, zitbreedte 55 - 60 cm	€ 393,00	<input type="checkbox"/>	-	5213250X
<small>Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer.</small>				
Voordrempel, 5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 7,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 10 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
<small>Let op: bij zitbreedte 55 cm en 60 cm wordt er een meerprijs in rekening gebracht.</small>				
Achterdrempel, 5 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132621
Achterdrempel, 10 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132622
Achterdrempel, instelbaar	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	52132623
Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen	€ 27,00	<input type="checkbox"/>	-	12131045
8. Abductieklos				
	excl. btw			art. nr.
Abductieklos, stretchstof bekleding incl. verstelsysteem	€ 444,00	<input type="checkbox"/>	8.1	57503800 57503820



Silver Seating Standaard zitting



Silver Seating Singel zitting



Silver Seating Comfort zitting



Silver Seating Comfort visco zitting



Silver Seating Plankzitting



Silver Seating Standaard / gesingeld



Voordrempel



Achterdrempel



8.1

Aankruisen

9. Rugvoorzieningen	excl. btw			art. nr.
Rugleuning, voorzien van in hoogte instelbare duwhandvatten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Rugleuning, neerklapbaar, met vaste duwhandvatten	€ 101,50	<input type="checkbox"/>	-	020805XX
Silver Seating Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 275,00	<input type="checkbox"/>	9.1	5213202X
Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 483,00	<input type="checkbox"/>	9.2	5213200X
Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 571,00	<input type="checkbox"/>	9.3	5213200X
Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	9.4	521320XX
Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	9.5	5213205X
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	9.6	521320XX
Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	9.7	5213205X
Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	9.8	5213210X
Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	9.9	0213310X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Let op: bij zitbreedte 55 cm en 60 cm, wordt er een meerprijs in rekening gebracht.				
Wanneer u een Silver Seating rugleuning kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteun, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteun apart bij te bestellen.				
Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	9.10	52132099
Let op: de lumbaal verstelling, met pomp, is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.				
Montageset ten behoeve van de Silver Seating rugleuning	€ 95,63	<input type="checkbox"/>	-	12131041 12131043
Let op: de montageset ten behoeve van de Excel G-Modular Comfort uitvoering is artikelnummer 12131050.				
10. Hoofdsteunen	excl. btw			art. nr.
Hoofdsteun, vouwbaar, universeel	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	10.1	57203000
Standaard hoofdsteun, stretchstof	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132640
Standaard hoofdsteun, incon	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132641
Standaard hoofdsteun, velour	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132642
Standaard hoofdsteun, neopreen	€ 259,00	<input type="checkbox"/>	-	52132643
Flex hoofdsteun, groot, stretchstof	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	10.2	52132680
Flex hoofdsteun, klein, stretchstof	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	10.3	52132660
Flex hoofdsteun, groot, incon	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	52132681
Flex hoofdsteun, klein, incon	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	52132661
Flex hoofdsteun, groot, velour	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	52132682
Flex hoofdsteun, klein, velour	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	52132662
Flex hoofdsteun, groot, neopreen	€ 207,00	<input type="checkbox"/>	-	52132683
Flex hoofdsteun, klein, neopreen	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	52132663
Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met de Silver Seating rugleuning.				
Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen	€ 290,00	<input type="checkbox"/>	-	52132690
11. Armleningen	excl. btw			art. nr.
Armleningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, afneembaar, polster in diepte verstelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
12. Armpolsters	excl. btw			art. nr.
Armpolster, diepte verstelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvormig, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	30083050
Hemiplegie armpolster, komvormig, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	30083055
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	52132700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	52132710
Standaard armpolster, velour, 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	52132701
Standaard armpolster, velour, 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	52132711
Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm	€ 134,50	<input type="checkbox"/>	-	52132750



Silver Seating Standaard

9.1 / 9.2 / 9.3



Silver Seating Actief

9.4 / 9.5 / 9.6



Silver Seating Passief

9.7 / 9.8 / 9.9



9.10



10.1



10.2



10.3

Aankruisen

13. Rompellotten

excl. btw

art. nr.

Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082210
Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082220

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

14. Voet- en beenposities

excl. btw

art. nr.

Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links *	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts *	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086030

Let op: bij zitbreedte 55 cm en 60 cm, wordt er een meerprijs in rekening gebracht.

Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	14.2	60086520
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	14.2	60086530
Voetplaten, diepte en hoek instelbaar, alleen mogelijk op zitbreedte 40 - 55 cm	€ 110,00	<input type="checkbox"/>	14.3	02089620
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	14.4	62136540 60083100
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	14.4	62136540 60083110

Let op: de diepte instelbare voetplaten zijn niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

15. Kuitplaten

excl. btw

art. nr.

Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	15.1	Standaard
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	57503730

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

16. Achterwielen

excl. btw

art. nr.

24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lucht banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	16.1	40080000
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
22" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	40080003
22" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lucht banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	40080001
24" x 1 1/4" achterwielen, 36 spaaks, PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	70080300 70080310
24" x 1 1/4" achterwielen, 36 spaaks, lucht banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	70080400 70080410

Let op: wanneer u kiest voor achterwielen met een trommelremsysteem, is het niet mogelijk om dit te combineren met een Excel Click & Go uitvoering.

12 1/2 x 2 1/4" achterwielen, voorzien van lekvrije PU banden, met kunststof velg	Standaard op een duwandelwagen	<input type="checkbox"/>	16.2	40080012 10082100
12 1/2 x 2 1/4" achterwielen, voorzien van lucht banden, met kunststof velg	€ 57,50	<input type="checkbox"/>	-	40080002 10082100
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend in combinatie met 28 spaaks wielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend in combinatie met 28 spaaks wielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90658510
Verchroomde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks wielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	-	02089911

17. Remmen

excl. btw

art. nr.

Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	17.1	Standaard
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	17.2	02080921
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	17.2	02080920



14.1



14.2



14.3



14.4



15.1



16.1



16.2



17.1



17.2

18. Voorwielen

excl. btw

art. nr.

	excl. btw			art. nr.
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	18.1	Standaard
7" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	18.2	80080000
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	18.3	80000002
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	18.4	80080020
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	18.5	80000040
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 37,00	<input type="checkbox"/>	18.6	80000025
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 37,00	<input type="checkbox"/>	18.7	80000020
5" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	18.8	02080821

Let op: indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.



19. Accessoires

excl. btw

art. nr.

	excl. btw			art. nr.
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	19.1	Standaard
Anti tip wielen, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, links / rechts, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	19.2	Standaard
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	19.3	62139000
Zifixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	19.4	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	19.5	90280975
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	990151XX



20. Excel Click & Go

excl. btw

art. nr.

	excl. btw			art. nr.
Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Lite)	€ 1.069,00	<input type="checkbox"/>	20.1	08110190
Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Compact II)	€ 2.029,00	<input type="checkbox"/>	20.2	08130190
Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Professional II)	€ 2.329,00	<input type="checkbox"/>	20.3	08140190

Let op: de Excel Click & Go uitvoeringen zijn niet mogelijk in combinatie met een Excel G-Modular Hemi.



Opmerkingen
