

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="right">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12183</p>
Dealer:		
Referentie:		
Aantal:		
Afleveradres:		

### Specificaties Excel G-Neos

<b>Totale hoogte:</b>	95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 22 cm
<b>Totale lengte:</b>	109 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	17,9 kg
<b>Gebbruikersgewicht:</b>	Max. 130 kg bij zitbreedte 40, 42½ en 45 cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50 en 55 cm
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Frame: Metallic silver Zijframe: Silver
<b>Zitbreedte:</b>	40, 42½, 45, 50 en 55 cm
<b>Zitdiepte:</b>	40 ↔ 52½ cm
<b>Zithoogte:</b>	45, 47½, 50, 52½ en 55 cm
<b>Rughoogte:</b>	52½, 55 en 57½ cm (instelbaar)

↔ = verstelbaar



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

### Producteigenschappen Excel G-Neos

- Een zilveren framekleur;
  - 8" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden;
  - Rughoogte eenvoudig instelbaar op 52½, 55 en 57½ cm;
  - Polster zitting, gesingeld, voorzien van high density foam en een traagschuim toplaaig;
  - In hoogte verstelbare, wegklapbare armsteunen, met in diepte verstelbaar armpolsters;
  - In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband, instelbaar;
  - In hoogte verstelbare duwhandvatten, uitneembaar;
  - Traploos diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
  - Hoogte verstelbare, uitneembare anti tip wielen met geïntegreerde trapdop;
  - Brede range in maatvoeringen: variabele zitdieptes, 3 zithoogtes en 5 zitbreedtes
  - Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;
  - Breedte instelbaar kruisframe;
- Afwijkende specificaties Excel G-Neos+ :**
- Voorzien van trommelremmen voor de begeleider;
  - Verstelbare rugleuning, permanent, 0 - 30 graden;
  - Hoogte, diepte en hoekinstelbare hoofdsteun.
- 24" x 1¾" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
  - Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85 - 115°;
  - Polster rugleuning, geprofileerd met zijdelingse ondersteuning;
  - *Uit te voeren met de Silver Seating polsterlijj;*
  - Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte
  - Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 105°;
  - Rugspringer voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
  - Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
  - Stokkenhouder;
  - Wielbasis instelling door middel van achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
  - Brede range aan opties en accessoires.

## 1. Uitvoering Excel G-Neos



Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 1.765,00		€ 85,50 (meerprijs)	Standaard	€ 117,50 (meerprijs)	€ 244,00 (meerprijs)
	Optie zonder meerprijs				
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.765,00	€ 1.850,50	€ 1.765,00	€ 1.882,50	€ 2.009,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.765,00	€ 1.850,50	€ 1.765,00	€ 1.882,50	€ 2.009,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.765,00	€ 1.850,50	€ 1.765,00	€ 1.882,50	€ 2.009,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.765,00	€ 1.850,50	€ 1.765,00	€ 1.882,50	€ 2.009,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.765,00	€ 1.850,50	€ 1.765,00	€ 1.882,50	€ 2.009,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712

## 2. Uitvoering Excel G-Neos +

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 1.953,00		€ 85,50 (meerprijs)	Standaard	€ 117,50 (meerprijs)	€ 244,00 (meerprijs)
	Optie zonder meerprijs				
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.953,00	€ 2.038,50	€ 1.953,00	€ 2.070,50	€ 2.197,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.953,00	€ 2.038,50	€ 1.953,00	€ 2.070,50	€ 2.197,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.953,00	€ 2.038,50	€ 1.953,00	€ 2.070,50	€ 2.197,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.953,00	€ 2.038,50	€ 1.953,00	€ 2.070,50	€ 2.197,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.953,00	€ 2.038,50	€ 1.953,00	€ 2.070,50	€ 2.197,00
Optie traploos instelbaar	2428HM712	2428JM712	2428MM712	2428QM712	2428SM712

## Aankruisen

### 3. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Framekleur, zilver

Standaard

-

Standaard

### 4. Zithoogtes

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch

45 8" + 24"	47½ 8" + 24"	50 8" + 24"	52½ 8" + 24"	55 8" + 24"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 59,50	€ 32,00	Standaard	€ 42,50	€ 42,50

Let op: de zithoogte is gemeten van de bovenzijde zitbuis; dikte zitting is 5 cm.

### 5. Zitvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Standaard zitting, gepolsterd, gesingeld met traagschuim toplaag

Standaard

5.1

524250XX

Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 252,00

-

5213232X

Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 55 cm

€ 351,00

-

5213232X

Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 474,00

-

5213235X

Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 55 cm

€ 615,00

-

5213235X

Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 492,00

-

5213240X

Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 55 cm

€ 678,00

-

5213240X

Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 530,00

-

5213240X

Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 55 cm

€ 705,00

-

5213240X

Silver Seating Kantel zitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 575,00

-

5213280X

Silver Seating Kantel zitting, zitbreedte 55 cm

€ 737,00

-

5213280X

Incon  Velour (meerprijs)  Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Silver Seating Plankzitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 261,00

-

5213245X

Silver Seating Plankzitting, zitbreedte 55 cm

€ 340,00

-

5213245X

Silver Seating Gesingelde plankzitting, zitbreedte 40 - 50 cm

€ 303,00

-

5213250X

Silver Seating Gesingelde plankzitting, zitbreedte 55 cm

€ 393,00

-

5213250X

Let op: wanneer u kiest voor een (gesingelde) plankzitting in combinatie met een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter worden besteld. Dit komt doordat de achterdrempel zorgt voor een kortere totale zithoogte. Wanneer u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest, past het zitkussen niet meer.

Voordrempel, 5 cm

€ 86,00

-

5213260X

Voordrempel, 7,5 cm

€ 90,00

-

5213260X

Voordrempel, 10 cm

€ 96,00

-

5213260X

Let op: bij zitbreedte 55 cm wordt er een meerprijs in rekening gebracht.

Achterdrempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

€ 77,00

-

52132620

Achterdrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

€ 77,00

-

52132621

Achterdrempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm

€ 77,00

-

52132622

Achterdrempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm

€ 114,00

-

52132623

Montageset ten behoeve van de Silver Seating zittingen

€ 27,00

-

52132329

### 7. Abductieklos

excl. btw

art. nr.

Abductieklos, stretchstof

€ 147,00

7.1

57503800

Abductieklos, verstelsysteem

€ 297,00

7.2

5753820



Silver Seating Standaard zitting



Silver Seating Singel zitting



Silver Seating Comfort zitting



Silver Seating Comfort visco zitting



Silver Seating Kantel zitting



Silver Seating Standaard / gesingeld

Silver Seating Plankzitting



Voordrempel



Achterdrempel



7.1



7.2

## Aankruisen

8. Rugvoorzieningen		excl. btw			art. nr.
Standaard rug, gesingeld, geprofileerd	Standaard		<input type="checkbox"/>	-	524215XX
Silver Seating Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm	€ 275,00		<input type="checkbox"/>	8.1	5213202X
Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm	€ 483,00		<input type="checkbox"/>	8.2	5213200X
Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm	€ 571,00		<input type="checkbox"/>	8.3	5213200X
Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm	€ 557,00		<input type="checkbox"/>	8.4	521320XX
Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm	€ 637,00		<input type="checkbox"/>	8.5	5213205X
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm	€ 735,00		<input type="checkbox"/>	8.6	521320XX
Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm	€ 557,00		<input type="checkbox"/>	8.7	5213205X
Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm	€ 637,00		<input type="checkbox"/>	8.8	5213210X
Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm	€ 735,00		<input type="checkbox"/>	8.9	5213210X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]					
Let op: bij zitbreedte 55 cm wordt er een meerprijs in rekening gebracht.					
Wanneer u een Silver Seating rugleuningen kiest in combinatie met een Silver Seating hoofdsteun, dient u een montageset voor het monteren van deze hoofdsteun apart bij te bestellen.					
Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00		<input type="checkbox"/>	8.10	52132099
Let op: de lumbaal verstelling, met pomp, is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.					
Montageset ten behoeve van de Silver Seating rugleuningen	€ 95,63		<input type="checkbox"/>	-	52132029
9. Hoofdsteunen		excl. btw			art. nr.
Hoofdsteun, in hoogte, diepte en hoekinstelbaar	€ 229,00		<input type="checkbox"/>	-	52423000
Let op: de hoofdsteun is standaard op de Excel G-Neos+.					
Silver Seating Standaard hoofdsteun, stretchstof	€ 255,00		<input type="checkbox"/>	9.1	52132640
Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon	€ 255,00		<input type="checkbox"/>	-	52132641
Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour	€ 255,00		<input type="checkbox"/>	-	52132642
Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen	€ 259,00		<input type="checkbox"/>	-	52132643
Silver Seating Flex hoofdsteun, stretchstof, klein	€ 195,00		<input type="checkbox"/>	9.2	52132660
Silver Seating Flex hoofdsteun, stretchstof, groot	€ 203,00		<input type="checkbox"/>	9.3	52132680
Silver Seating Flex hoofdsteun, incon, klein	€ 195,00		<input type="checkbox"/>	-	52132661
Silver Seating Flex hoofdsteun, incon, groot	€ 203,00		<input type="checkbox"/>	-	52132681
Silver Seating Flex hoofdsteun, velour, klein	€ 195,00		<input type="checkbox"/>	-	52132662
Silver Seating Flex hoofdsteun, velour, groot	€ 203,00		<input type="checkbox"/>	-	52132682
Silver Seating Flex hoofdsteun, neopreen, klein	€ 199,00		<input type="checkbox"/>	-	52132663
Silver Seating Flex hoofdsteun, neopreen, groot	€ 207,00		<input type="checkbox"/>	-	52132683
Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.					
Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen	€ 290,00		<input type="checkbox"/>	-	52132690
10. ArMLEUNINGEN		excl. btw			art. nr.
ArMLEUNINGEN, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, diepte instelbare armpolster	Standaard		<input type="checkbox"/>	-	Standaard
11. Armpolsters		excl. btw			art. nr.
Armpolsters, in diepte verstelbaar	Standaard		<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 375,36		<input type="checkbox"/>	-	30083050
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 375,36		<input type="checkbox"/>	-	30083055



## Aankruisen

11. Armpolsters (vervolg)	excl. btw			art. nr.
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	52132700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	52132710
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	52132710
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	52132711
Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm	€ 134,50	<input type="checkbox"/>	-	52132750

12. Rompellotten	excl. btw			art. nr.
Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082210
Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082220

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

13. Voet- en beenposities	excl. btw			art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Voetsteunen, wegzwenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, links	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteunen, wegzwenkbaar, rechts	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086030

Let op: bij zitbreedte 55 cm wordt er een meerprijs in rekening gebracht.

Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	-	60086520
Amputatiesteun, wegzwenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	13.1	60086530
Voetplaat, aaneensluitend, alleen mogelijk op zitbreedte 35 - 60 cm	€ 20,50	<input type="checkbox"/>	-	62134100
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	13.2	62136540 60083100
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	-	62136540 60083110

Let op: de diepte instelbare voetplaten zijn niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

14. Kuitplaten	excl. btw			art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	57503730

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

15. Achterwielen	excl. btw			art. nr.
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	15.1	40080004
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	40080003
22" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	40080001
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	15.2	70080300 70080310
24" x 1 1/8" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	15.3	70080400 70080410

Let op: wanneer u kiest voor achterwielen met een trommelremsysteem, is het niet mogelijk om dit te combineren met een Excel Click & Go uitvoering.

Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608510
Verchromde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks achterwielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	15.4	02089911



13.1



13.2



14.1



15.1



15.2



15.3



15.4

## Aankruisen

16. Remmen		excl. btw		art. nr.	
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	16.1	Standaard	
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	16.2	02080920	
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	-	02080921	
17. Voorwielen		excl. btw		art. nr.	
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	17.1	Standaard	
7" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	80080000	
8" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	80000002	
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	80080020	
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	80000040	
5" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	02080821	
<small>Let op: indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.</small>					
18. Accessoires		excl. btw		art. nr.	
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	18.1	Standaard	
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	18.2	Standaard	
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	18.3	62139000	
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	18.4	90280900	
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	18.5	90280975	
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	18.6	990151XX	
19. Click & Go		excl. btw		art. nr.	
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	€ 1.060,00	<input type="checkbox"/>	19.1	08110190	
Excel Click & Go Compact (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact)	€ 2.015,00	<input type="checkbox"/>	19.2	08130190	
Excel Click & Go Professional (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional)	€ 2.085,00	<input type="checkbox"/>	19.3	08140190	



16.1



16.2



17.1



18.1



18.2



18.3



18.4



18.5



18.6



19.1



19.2



19.3

## Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De algemene leverings- en garantiev voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze algemene leverings- en garantiev voorwaarden zijn te vinden op onze website. De prijzen uit deze prijslijst zijn exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.

20-12-2018

pagina 6/6