

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12183</p>
Dealer:		
Referentie:		
Aantal:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel G-Nexx

Totale hoogte:	103 cm
Totale breedte:	67 ↔ 85 cm (traploos)
Totale lengte:	119 cm
Totaal gewicht:	39 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 160 kg
Beschikbare kleuren:	Zilver metallic i.c.m. zwart
Zitbreedte:	40 ↔ 54 cm (traploos), buitenkant buis
Zitdiepte:	46½ ↔ 62½ cm (traploos), voorzijde zitbuis tot rugleuning buis
Zithoogte:	40 ↔ 56 cm (traploos), bovenkant framebuis
Rughoogte:	60 cm

↔ = verstelbaar



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-Nexx

- Vast frame voorzien van mechanische kantelverstelling, traploos verstelbaar, 0-35 graden;
 - Wielbasis verstelling, met een bereik van 12 cm (42½ - 54½ cm);
 - Anti tip wielen achter, hoogte verstelbaar, afneembaar;
 - Voorzien van zit- en rugelement met zwarte stretchstof bekleding;
 - Hoofdsteun, hoogte, diepte en hoek instelbaar;
 - Comfort beensteunen hoekverstelbaar inclusief kuitplaten, in diepte verstelbaar;
 - Duwhandvatten, hoogte verstelbaar, 10 cm bereik;
 - Achterwielen 12½", voorzien van PU lekvrije banden;
 - Framekleur: zilver metallic i.c.m. zwart;
 - Voorwielen, 8", voorzien van PU lekvrije banden;
 - In hoogte en diepte verstelbare armleuningen met verstelbare zachte armpolsters;
 - Voetplaten, opklapbaar, hoogte, diepte en hoekinstelbaar voorzien van instelbare hielbanden;
 - Trommelremmen, standaard;
 - Permanente rughoekverstelling 0 - 30 graden met gasveren;
 - Centrale voetrem;
 - Uit te voeren met de Silver Seating polsterlijn.
- Afwijkende specificaties Excel G-Nexx +:**
- 24" Quick Release wielen met trommelremmen.

1. Uitvoering Excel G-Nexx

Excel G-Nexx, 12½" achterwielen	€ 2.289,00	<input type="checkbox"/>	1.1	7408HM336
Excel G-Nexx +, 24" achterwielen	€ 2.426,00	<input type="checkbox"/>	-	7408HM332



1.1

2. Zitvoorzieningen

2.1 Standaard zitvoorzieningen

Excel polster zitting, zitbreedte 40 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52425040
Excel polster zitting, zitbreedte 42½ cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52425042
Excel polster zitting, zitbreedte 45 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52425045
Excel polster zitting, zitbreedte 50 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52425050
Excel polster zitting, zitbreedte 55 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52425055

2.2 Silver Seating zitvoorzieningen

Abductieklos, in hoogte en diepte instelbaar	€ 164,00	<input type="checkbox"/>	-	50730450
--	----------	--------------------------	---	----------

Let op: de abductieklos is niet mogelijk in combinatie met Silver Seating zittingen.

Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 252,00	<input type="checkbox"/>	-	5213232X
Silver Seating Standaard zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 351,00	<input type="checkbox"/>	-	5213232X
Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 474,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235X
Silver Seating Singel zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 615,00	<input type="checkbox"/>	-	5213235X
Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 492,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Comfort zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 678,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 530,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Comfort visco zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 705,00	<input type="checkbox"/>	-	5213240X
Silver Seating Kantel zitting, zitbreedte 40 - 50 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 575,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X
Silver Seating Kantel zitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 7 cm)	€ 737,00	<input type="checkbox"/>	-	5213280X

Incon Velour (meerprijs) Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]

Silver Seating Plankzitting, zitbreedte 40-50 cm (zithoogte + 2 cm)	€ 261,00	<input type="checkbox"/>	-	5213245X
Silver Seating Plankzitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 2 cm)	€ 340,00	<input type="checkbox"/>	-	5213245X
Silver Seating Gesingelde plankzitting, zitbreedte 40-50 cm (zithoogte + 2 cm)	€ 303,00	<input type="checkbox"/>	-	5213250X
Silver Seating Gesingelde plankzitting, zitbreedte 55 cm (zithoogte + 2 cm)	€ 152,49	<input type="checkbox"/>	-	5213250X

Als u kiest voor een (gesingelde) plankzitting i.c.m. een achterdrempel, moet de (gesingelde) plankzitting één maat groter zijn. De achterdrempel zorgt voor een kortere totale zitdiepte. Als u geen grotere maat van de (gesingelde) plankzitting kiest past het zitkussen niet meer.

2.3 Silver Seating accessoires

Voordrempel, 5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 7,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X
Voordrempel, 10 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	-	5213260X

Let op: zitbreedte 55 cm heeft een meerprijs.

Achtere drempel, 5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132620
Achtere drempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132621
Achtere drempel, 10 cm, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	-	52132622
Achtere drempel, instelbaar, zitbreedte 35 - 50 cm	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	52132623

3. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

3.1 Standaard rugvoorzieningen

Excel polster rugleuning, zitbreedte 40 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52421540
Excel polster rugleuning, zitbreedte 42½ cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52421542
Excel polster rugleuning, zitbreedte 45 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52421545
Excel polster rugleuning, zitbreedte 50 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52421550
Excel polster rugleuning, zitbreedte 55 cm	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	52421555

3.2 Silver Seating rugvoorzieningen

Silver Seating Standaard rugleuning, standaard, zitbreedte 40-50 cm	€ 275,00	<input type="checkbox"/>	3.1	5213202X
Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40-50 cm	€ 483,00	<input type="checkbox"/>	3.2	5213200X
Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40-50 cm	€ 571,00	<input type="checkbox"/>	3.3	5213200X
Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, zitbreedte 40-50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	3.4	521320XX
Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40-50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	3.5	5213205X
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40-50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	3.6	521320XX



Silver Seating Standaard zitting



Silver Seating Singel zitting



Silver Seating Comfort zitting



Silver Seating Comfort visco zitting



Silver Seating Kantel zitting



Silver Seating Plankzitting

Silver Seating Standaard / gesingeld



Voordrempel



Achtere drempel



Silver Seating Standaard

3.1 / 3.2 / 3.3



Silver Seating Actief

3.4 / 3.5 / 3.6

Aankruisen

3. Rugvoorzieningen (vervolg)		excl. btw	art. nr.	
Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, zitbreedte 40 -50 cm	€ 557,00	<input type="checkbox"/>	3.7	5213205X
Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, zitbreedte 40 -50 cm	€ 637,00	<input type="checkbox"/>	3.8	5213210X
Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, zitbreedte 40 -50 cm	€ 735,00	<input type="checkbox"/>	3.9	5213210X
<input type="checkbox"/> Incon <input type="checkbox"/> Velour (meerprijs) <input type="checkbox"/> Stretchstof [enkel beschikbaar voor Standaard zitting]				
Let op: wanneer u bij de Silver Seating rugleuning kiest voor spanbanden, is het niet mogelijk om een Silver Seating hoofdsteun te kiezen (zie punt 8).				
Bevestigingsmateriaal ten behoeve van de Silver Seating rugleuning	€ 58,65	<input type="checkbox"/>	-	52132900
Lumbaal verstelling, met pomp	€ 63,00	<input type="checkbox"/>	3.10	52132099
Let op: de lumbaal verstelling, met pomp is enkel mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.				
4. Hoofdsteunen		excl. btw	art. nr.	
Standaard hoofdsteun, stretchstof	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Let op: de standaard hoofdsteun is enkel mogelijk in combinatie met een standaard rugunit.				
Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132641
Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour	€ 255,00	<input type="checkbox"/>	-	52132642
Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen	€ 259,00	<input type="checkbox"/>	-	52132643
Silver Seating Flex hoofdsteun, stretchstof, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	4.1	52132660
Silver Seating Flex hoofdsteun, stretchstof, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	4.2	52132680
Silver Seating Flex hoofdsteun, incon, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	52132661
Silver Seating Flex hoofdsteun, incon, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	52132681
Silver Seating Flex hoofdsteun, velour, klein	€ 195,00	<input type="checkbox"/>	-	52132662
Silver Seating Flex hoofdsteun, velour, groot	€ 203,00	<input type="checkbox"/>	-	52132682
Silver Seating Flex hoofdsteun, neopreen, klein	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	52132663
Silver Seating Flex hoofdsteun, neopreen, groot	€ 207,00	<input type="checkbox"/>	-	52132683
Montageset ten behoeve van de Silver Seating hoofdsteunen	€ 290,00	<input type="checkbox"/>	-	52132690
Let op: de Silver Seating hoofdsteunen zijn alleen leverbaar in combinatie met Silver Seating rugleuning.				
5. Rompellotten		excl. btw	art. nr.	
Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082210
Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082220
Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met Silver Seating rugleuning.				
6. Armleuningen		excl. btw	art. nr.	
Armleuningen, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, in diepte instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
7. Armpolsters		excl. btw	art. nr.	
Armpolsters	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvorming, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	30083050
Hemiplegie armpolster, komvorming, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	30083055
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	52132700
Standaard armpolster, stretchstof 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	-	52132710
Standaard armpolster, velour 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	52132701
Standaard armpolster, velour 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	52132711
Standaard comfort armpolster, 7 x 44 cm	€ 134,50	<input type="checkbox"/>	-	52132750
8. Voet- en beenposities		excl. btw	art. nr.	
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Eendelige voetplaat, wegklapbaar, in hoogte en hoek instelbaar	€ 127,50	<input type="checkbox"/>	-	07300645



Silver Seating Passief

3.7 / 3.8 / 3.9



3.10



4.1



4.2

Aankruisen

9. Kuitplaten		excl. btw		art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	Standaard
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	57503730



9.1

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

10. Achterwielen		excl. btw		art. nr.
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, lekvrije PU banden, met trommelremstelsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	Standaard op G-Nexx +	<input type="checkbox"/>	-	Standaard op G-Nexx +
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, luchtbanden, met trommelremstelsysteem, voorzien van remhandvatten voor de begeleider	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	Standaard op G-Nexx +
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard op G-Nexx	<input type="checkbox"/>	-	Standaard op G-Nexx +
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, met kunststof velg, voorzien van luchtbanden	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	07300895

11. Voorwielen		excl. btw		art. nr.
2x 200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
2x 200 x 50 mm voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 65,58	<input type="checkbox"/>	-	80000020

12. Accessoires		excl. btw		art. nr.
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	14.1	90081010
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.2	Standaard
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	14.3	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	14.4	90280975
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	14.5	990151XX



Opmerkingen	

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De algemene leverings- en garantievoorwaarden zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze algemene leverings- en garantievoorwaarden zijn te vinden op onze website. De prijzen uit deze prijslijst zijn exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.