

Geldig vanaf:	1 januari 2019
Dealer:	
Referentie:	
Ordernummer:	
Afleveradres:	

© 2019 Excel Mobility

Adres: Koperslagerij 3
 Postcode: 4651 SK
 Plaats: Steenberg (NB), Nederland
 Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
 Website: www.vanosmedical.nl

Product voldoet aan: EN 12183

Specificaties Excel G-lite Pro

Totale hoogte:	95 cm (hoogte duwhandvatten)
Totale breedte:	Zitbreedte + 20 cm
Totale lengte:	108 cm (incl. voetsteunen)
Totaal gewicht:	11½ kg
Gebruikersgewicht:	Max. 113 kg
Beschikbare kleuren:	Metallic Silver
Zitbreedte:	40, 45 en 50 cm
Zitdiepte:	42 cm
Zithoogte:	54 cm
Rughoogte:	42 cm



De getoonde productfoto's kunnen afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-lite Pro

- Aluminium rolstoel met vouwbaar frame;
- Zwenkwielen voor, 7" PU lekvrije banden;
- Begeleidersrem (alleen voor 12½" achterwielen);
- Voetsteunen, wegzwenkbaar en afneembaar;
- Half neerklapbare rugleuning;
- Standaard framekleur: silver metallic;
- Plooibare stof zit- en rugbekleding;
- Standaard voorzien van comfortabele rug- en zitbekleding;
- Armleuningen, in hoogte verstelbaar;
- Standaard voorzien van zitfixatiegordel.

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel G-Lite Pro

Excel G-Lite 'Pro' zelfvoortbeweger met 24"achterwielen



Basisprijs: €	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
	423,58		
	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 423,58	€ 423,58	€ 423,58
Standaard	3373HK112	3373MK112	3373QK112

Excel G-Lite 'Pro' duwwandelwagen met 12½"achterwielen



Basisprijs: €	Zitbreedte 40 cm
	423,58
	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 42 cm	<input type="checkbox"/>
	€ 423,58
Standaard	3373HK116

2. Voet- en beenposities

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>	art. nr.
Comfort beensteun, geschikt voor zitbreedte 40 - 50 cm, links	€ 140,57	€ 153,22	<input type="checkbox"/>	2.1 63373020
Comfort beensteun, geschikt voor zitbreedte 40 - 50 cm, rechts	€ 140,57	€ 153,22	<input type="checkbox"/>	2.2 63373030



2.1



2.2

3. Achterwielen

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>	art. nr.
Achterwielen, 24" x 1½", PU banden	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1 Standaard
Achterwielen, 24" x 1½", lucht banden	€ 51,50	€ 56,14	<input type="checkbox"/>	- 43370104 43370114
Achterwielen, 12½" x 1½", PU banden	Standaard op een duwwandelwagen	Standaard op een duwwandelwagen	<input type="checkbox"/>	3.2 40080012 10082100



3.1



3.2

4. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>	art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts , per paar	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1 Standaard



4.1

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

#####