

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="right">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3          Postcode: 4651 SK          Plaats: Steenberg (NB), Nederland          Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20          Bestellingen: sales@vanosmedical.nl          Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12183</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

### Specificaties Excel G5 Modulair Junior

<b>Totale hoogte:</b>	83 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 21 cm
<b>Totale lengte:</b>	90 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	14,9 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 80 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Frame: Metallic silver  Zijframe: Blue metallic, Pink metallic, Green metallic
<b>Zitbreedte:</b>	35, 37½ en 40 cm
<b>Zitdiepte:</b>	35, 37½ en 40 cm
<b>Zithoogte:</b>	Voor: 40, 42½, 44, 45½ en 46½ cm  Achter: 38, 40, 42½, 44 en 45 cm
<b>Rughoogte:</b>	40, 42½ en 45 cm (verstelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

### Producteigenschappen Excel G5 Modulair Junior

- Een zilveren framekleur gecombineerd met Blauw (standaard), Roze of Groen zijframe;
- 6" x 1¼" zwenkwieken voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig verstelbaar op 40, 42½ en 45 cm, door middel van een "kruk" mechanisme;
- Spanbanden zitting instelbaar voor zitbreedtes: 35, 37½ en 40 cm;
- In hoogte verstelbare en uitneembare armsteunen met korte armpolsters;
- Voetplaten voorzien van nylon hielband;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, wegzwenkbaar;
- Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti-tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Wielbasis instelling d.m.v. achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires;
- 22" x 1¼" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van luchtbanden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 90 - 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 7 spanbanden en stretchstof lamellenbekleding;
- Standaard zitkussen, voorzien van stretch bekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met verstelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren, in te stellen op 90 - 105 °;
- Rugspanner met neerklap mechanisme, breedte verstelbaar;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Brede range in maatvoeringen welke meegroeit met de gebruiker;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken.

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Excel G5 Modulair Junior

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37,5 cm	Zitbreedte 40 cm
€ 1.549,00	Standaard	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs
Zitdiepte 35 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.549,00
Standaard	2872FF4112	2872GF4112	2872HF4112
Zitdiepte 37,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.549,00
Optie zonder meerprijs	2872FG4112	2872GG4112	2872HG4112
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 1.549,00
Optie zonder meerprijs	2872FH4112	2872GH4112	2872HH4112



## 2. Kantelsysteem

excl. btw

art. nr.

Kantelsysteem	€ 606,00	<input type="checkbox"/>	-	92850100
---------------	----------	--------------------------	---	----------

## 3. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Silver metallic, voorzien van blue metallic accenten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Silver metallic, voorzien van pink metallic accenten	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	12872010
Silver metallic, voorzien van green metallic accenten	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	12872020

## 4. Zithoogtes (voor)

Zithoogte voor in cm + voorwiel in inch

Zithoogte 40 cm	Zithoogte 42,5 cm	Zithoogte 44 cm	Zithoogte 45,5 cm	Zithoogte 46,5 cm
6" inch	6" inch	6" inch	7" inch	7" inch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00	€ 32,00	Standaard	€ 32,00	€ 32,00
02850140	02850142	02850144	02850145	02300046

## 5. Zithoogtes (achter)

Zithoogte achter in cm + achterwiel in inch

Zithoogte 38 cm	Zithoogte 40 cm	Zithoogte 42,5 cm	Zithoogte 44 cm	Zithoogte 45 cm
22" inch	22" inch	22" inch	22" inch	22" inch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs
02871138	02871140	02871143	02871144	02871145

## 6. Zitvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Standaard zitkussen	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard
---------------------	-----------	--------------------------	-----	-----------



6.1

Aankruisen

7. Rugvoorzieningen					excl. btw	art. nr.
Slappe spanbandenrug, voorzien van lamellen bekleding	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
8. ArMLEUNINGEN					excl. btw	art. nr.
ArMLEUNINGEN, in hoogte instelbaar, voorzien van transparante kledingbeschermers	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
9. Armpolsters					excl. btw	art. nr.
Armpolsters, kort	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
10. Voet- en beenposities					excl. btw	art. nr.
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	Standaard		
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 232,00	<input type="checkbox"/>	10.2	62852642 62852643		
11. Achterwielen					excl. btw	art. nr.
22" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
22" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 48,50	<input type="checkbox"/>	-	40080003		
20" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 48,50	<input type="checkbox"/>	-	02082714		
20" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 48,50	<input type="checkbox"/>	-	02082713		
Spaakbeschermers, 20" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	01140914		
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608510		
12. Remmen					excl. btw	art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	Standaard		
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	12.2	02080920		
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	12.2	02080921		
13. Voorwielen					excl. btw	art. nr.
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard		
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	80000040		
7" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	-	80080000		
14. Accessoires					excl. btw	art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	92000015		
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	14.2	90081015		
Zitfixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	14.3	90280900		
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	14.4	90280975		
Werkblad, uitneembaar, wegklapbaar	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	14.5	990151XX		



10.1



10.2



12.1



12.2



14.1



14.2



14.3



14.4



14.5

## Opmerkingen