

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="right">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy Citiflyer

Totale lengte:	130 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	62 cm
Totale hoogte:	Voor: 109 cm. Achter: 127 cm
Totaal gewicht:	99 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 136 kg
Beschikbare kleuren:	Gun metal grey, Champagne en Tuscan red
Zitbreedte:	47 cm
Zitdiepte:	44 cm
Zithoogte:	46 cm
Draaicirkel:	271 cm (buiten diameter)
Bodemvrijheid:	14 cm
Max. snelheid:	12 km/u
Accu's:	Standaard: 34 Ah. Optioneel: 50 Ah
Lader:	5 Ah
Actieradius:	30 - 35 km met 34 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy Citiflyer

- Kunststof slagvaste covers in de kleur Gun metal grey, Champagne en Tuscan red;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van LED voor- en achter verlichting;
- Actieradius 30 - 35 km (met 34Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities);
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, LED richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de voor- en achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contact sleutel.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy Citiflyer					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Galaxy Citiflyer, Gun metal grey	€ 1.885,85	€ 2.055,58	<input type="checkbox"/>	1.1	09095250
Excel Galaxy Citiflyer, Champagne	€ 1.932,08	€ 2.105,97	<input type="checkbox"/>	1.2	09094250
Excel Galaxy Citiflyer, Tuscan red	€ 1.932,08	€ 2.105,97	<input type="checkbox"/>	1.3	09090250
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
2 x 34Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810600
2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 307,33	€ 371,87	<input type="checkbox"/>	-	93810612
5Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810355
3. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
Excellence stoel, met verstelbare rugleuning, voorzien van een hoofdsteun	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	3.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	3.3	91010970



1.1



1.2



1.3



3.1



3.2



3.3

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergse, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

30-11-2018