

Geldig vanaf:	1 mei 2019	<p align="right">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy Compact

Totale lengte:	130 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	62 cm
Totale hoogte:	Voor: 109 cm. Achter: 127 cm
Totaal gewicht:	127 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 136 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red / Champagne Speciale kleuren: Emerald green / Lightning blue / Midnight black / Macadamia brown
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte:	46 ↔ 56 cm (verstelbaar)
Draaicirkel:	271 cm (buiten diameter)
Bodemvrijheid:	14 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 34Ah of 2 x 12V / 50Ah
Lader:	24V / 5Ah
Actieradius:	≤ 28 km met 34Ah accu's of ≤ 40 km met 50Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy Compact

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren en vier speciale kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met tip touch bediening, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 28 km (met 34Ah accu's) en ≤ 40 km (met 50Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit viertal kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de voor- en achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contact sleutel;
- Standaard voorzien van velgen. Keuze uit viertal kleuren.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy Compact					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
1.1 Standaard kleuren					
Excel Galaxy Compact, 4 wiel, Tuscan red	€ 2.288,99	€ 2.495,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09090100
Excel Galaxy Compact, 4 wiel, Champagne	€ 2.288,99	€ 2.495,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09091100
1.2 Speciale kleuren					
Excel Galaxy Compact, 4 wiel, Emerald green	€ 2.361,47	€ 2.574,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09092100
Excel Galaxy Compact, 4 wiel, Lightning blue	€ 2.361,47	€ 2.574,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09093100
Excel Galaxy Compact, 4 wiel, Midnight black	€ 2.361,47	€ 2.574,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09094100
Excel Galaxy Compact, 4 wiel, Macadamia brown	€ 2.361,47	€ 2.574,00	<input type="checkbox"/>	1.6	09095100
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
2 x 34Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810600
2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 90,83	€ 99,00	<input type="checkbox"/>	-	93810612
5Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810355
3. Stoelen					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
3.1 Standaard stoelen					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
3.2 Speciale stoelen					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.2	93130862
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.3	93130863
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.4	93130864
4. Velgen					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
4.1 Standaard velgen					
Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
4.2 Speciale velgen					
Velg zwart met zilver gepolijst (set van 4 stuks)	€ 44,95	€ 49,00	<input type="checkbox"/>	4.2	99730710
Velg hoogglans zwart (set van 4 stuks)	€ 63,30	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730720
Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 63,30	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730730
5. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	5.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	5.3	91010970
Kilometerteller	€ 40,47	€ 44,11	<input type="checkbox"/>	5.4	92330010
Verzekeringsplaatouder	€ 14,50	€ 15,81	<input type="checkbox"/>	5.5	97101400



1.1

1.2



1.3

1.4



1.5

1.6



3.1

3.2



3.3

3.4



4.1

4.2



5.1

5.2

5.3



5.4

5.5

Opmerkingen