

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p>© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p>Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy II, 3 wiel

Totale lengte:	139 cm *
Totale breedte:	65 cm
Totale hoogte:	Voor: 110 cm. Achter: 127 cm
Totaal gewicht:	127 kg
Gebbruikersgewicht:	Max. 175 kg
Beschikbare kleuren:	Lightning blue
Zitbreedte:	48½ cm
Zitdiepte:	51 cm
Zithoogte:	48 ↔ 58 cm (verstelbaar)
Draaicirkel:	234 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	13 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 73Ah
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	40 - 50 km met 73 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

* = totale lengte inclusief (optionele) stekkenhouder.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy II, 3 wiel

- Kunststof slagvaste covers in de kleur lightning blue;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met tip touch bediening, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius tot 30 km (met 50Ah accu's) tot 40 km (met 73Ah accu's);
- Afneembare mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities);
- De armleningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de voor- en achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel.

Excel Galaxy II, 3 wiel



Aankruisen



1.1

1. Uitvoering Excel Galaxy II, 3 wiel excl. btw art. nr.

Excel Galaxy II, 3 wiel, lightning blue	€ 5.714,38	<input type="checkbox"/>	1.1	09735100
---	------------	--------------------------	-----	----------

2. Accu's en acculaders excl. btw art. nr.

2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810620
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810358

Let op: bij de keuze van de accu en de acculader dient de capaciteit van de acculader in Ah, 10% te zijn van de capaciteit van de accu.

3. Opties en accessoires excl. btw art. nr.

Zitfixatiegordel, snelsluitend	€ 14,95	<input type="checkbox"/>	3.1	90360200
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	<input type="checkbox"/>	3.2	90100030
Kilometer teller	€ 86,50	<input type="checkbox"/>	3.3	92330010
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	<input type="checkbox"/>	3.4	91010970
Verzekeringsplaathouder	€ 14,50	<input type="checkbox"/>	3.5	97101400
Zitkolom, geveerd	€ 299,00	<input type="checkbox"/>	-	93130755



3.1



3.2



3.3



3.4



3.5

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

30-11-2018