

Geldig vanaf:	1 mei 2019	<p>© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p>Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy II, 4 wiel

Totale lengte:	146 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	65 cm
Totale hoogte:	Voor: 110 cm. Achter: 127 cm
Totaal gewicht:	127 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 175 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red / Champagne Speciale kleuren: Emerald green / Lightning blue / Midnight black / Macadamia brown Exclusieve kleuren: Tour-de-France blue / Royal Palladium gold / Mountain Earth brown
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte:	48 ↔ 58 cm (verstelbaar)
Draaicirkel:	329 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	13 cm
Max. snelheid:	15 km/u
Accu's:	2 x 12V / 50Ah of 2 x 12V / 73Ah
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	≤ 35 km met 50Ah accu's of ≤ 50 km met 73Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wiel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy II, 4 wiel

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren, vier speciale kleuren en drie exclusieve kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met tip touch bediening en LCD display, voorzien van temperatuurmeter en afstandmeter, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 35 km (met 50Ah accu's) en ≤ 50 km (met 73 Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Uitgerust met een 1750 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit viertal kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;
- Standaard voorzien van velgen. Keuze uit viertal kleuren.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy II, 4 wiel excl. btw incl. btw art. nr.

1.1 Standaard kleuren					
Excel Galaxy II, 4 wiel, Champagne	€ 2.747,71	€ 2.995,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09747110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Tuscan red	€ 2.747,71	€ 2.995,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09746110
1.2 Speciale kleuren					
Excel Galaxy II, 4 wiel, Emerald green	€ 2.838,54	€ 3.094,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09748110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Lightning blue	€ 2.838,54	€ 3.094,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09745100
Excel Galaxy II, 4 wiel, Midnight black	€ 2.838,54	€ 3.094,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09741100
Excel Galaxy II, 4 wiel, Macadamia brown	€ 2.838,54	€ 3.094,00	<input type="checkbox"/>	1.6	09742100
1.3 Exclusieve kleuren					
Excel Galaxy II, 4 wiel, Tour-de-France blue	€ 2.875,23	€ 3.134,00	<input type="checkbox"/>	1.7	09740110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Royal Palladium gold	€ 2.875,23	€ 3.134,00	<input type="checkbox"/>	1.8	09741110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Mountain Earth brown	€ 2.875,23	€ 3.134,00	<input type="checkbox"/>	1.9	09742110



2. Accu's en acculaders excl. btw incl. btw art. nr.

2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810612
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	-	93810620
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358



3. Stoelen excl. btw incl. btw art. nr.

3.1 Standaard stoelen					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
3.2 Speciale stoelen					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.2	93130862
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.3	93130863
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.4	93130864



4. Velgen excl. btw incl. btw art. nr.

4.1 Standaard velgen					
Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
4.2 Speciale velgen					
Velg zwart met zilver gepolijst (set van 4 stuks)	€ 44,96	€ 49,00	<input type="checkbox"/>	4.2	99730710
Velg hoogglans zwart (set van 4 stuks)	€ 63,31	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730720
Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 63,31	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730730



5. Opties en accessoires excl. btw incl. btw art. nr.

Zifixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	5.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	5.3	91010970
Verzekeringsplaatouder	€ 14,50	€ 15,81	<input type="checkbox"/>	5.4	97101400



Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberghe, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-05-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.