

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy II Deluxe

Totale lengte:	146 cm (excl. optionele stokkenhouder)
Totale breedte:	65 cm
Totale hoogte:	Voor: 114 cm. Achter: 130 cm
Totaal gewicht:	132 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 135 kg
Beschikbare kleuren:	Lightning blue, Midnight black en Champagne
Zitbreedte:	50 cm (armleuningen breedte instelbaar)
Zitdiepte:	52 cm
Zithoogte:	48 ↔ 58 cm (instelbaar)
Draaicirkel:	329 cm (buitenradius)
Bodemvrijheid:	17,5 cm
Max. snelheid:	20 km/u
Accu's:	2x 12V / 73 Ah of 2x 12V / 90 Ah
Lader:	24V / 8 Ah
Actieradius:	30-40 km met 75 Ah accu's / 40 - 50 km met 90 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy II Deluxe

- Kunststof slagvaste covers in de kleur lightning blue, midnight black en champagne;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met tip touch bediening, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius 30 - 40 km (met 75 Ah accu's) en 40- 50 km (met 90 Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Digitaal dashboard, o.a. voorzien van snelheidsmeter en temperatuur meter;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels; tevens voorzien van verzwaarde transaxle;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities);
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy II Deluxe					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excel Galaxy II Deluxe, 4 wiel, lightning blue	€ 3.485,85	€ 3.799,58	<input type="checkbox"/>	1.1	09745150
Excel Galaxy II Deluxe, 4 wiel, midnight black	€ 3.485,85	€ 3.799,58	<input type="checkbox"/>	-	09741150
Excel Galaxy II Deluxe, 4 wiel, champagne	€ 3.485,85	€ 3.799,58	<input type="checkbox"/>	-	09748150
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810620
2 x 90 Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 199,00	€ 240,79	<input type="checkbox"/>	-	93810630
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358
3. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
Excellence stoel, met verstelbare rugleuning, voorzien van een hoofdsteun	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	3.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	3.3	91010970
Zitkolom, geveerd	€ 299,00	€ 325,91	<input type="checkbox"/>	-	93130755
Diagnose fout analyse en bedrijfsuren uitlees software	€ 250,00	€ 272,50	<input type="checkbox"/>	-	92330020



1.1



3.1



3.2



3.3

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

30-11-2018