

Geldig vanaf:	1 mei 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy II Deluxe

Totale lengte:	146 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	65 cm
Totale hoogte:	Voor: 114 cm. Achter: 130 cm
Totaal gewicht:	132 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 135 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red / Champagne Speciale kleuren: Emerald green / Lightning blue / Midnight black / Macadamia brown Exclusieve kleuren: Tour-de-France blue / Royal Palladium gold / Mountain Earth brown
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte:	48 ↔ 58 cm (instelbaar)
Draaicirkel:	329 cm (buitenradius)
Bodemvrijheid:	17,5 cm
Max. snelheid:	15 km/u - 20 km/u
Accu's:	2 x 73Ah / 12V of 2 x 90Ah / 12V
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	≤ 44 km met 73Ah accu's of ≤ 55 km met 90Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy II Deluxe

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren, vier speciale kleuren en drie exclusieve kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met tip touch bediening en LCD display, voorzien van temperatuurmeter en afstandmeter, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 44 km (met 73 Ah accu's) en ≤ 55 km (met 90 Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Digitaal dashboard, o.a. voorzien van snelheidsmeter en temperatuur meter;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels; tevens voorzien van verzwaarde transaxle;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit viertal kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Standaard voorzien van velgen. Keuze uit drie kleuren.

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy II Deluxe					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
1.1 Standaard kleuren					
Excel Galaxy II Deluxe, Champagne	€ 3.206,42	€ 3.495,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09748150
Excel Galaxy II Deluxe, Tuscan red	€ 3.206,42	€ 3.495,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09746150
1.2 Speciale kleuren					
Excel Galaxy II Deluxe, Emerald green	€ 3.297,25	€ 3.594,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09747150
Excel Galaxy II Deluxe, Lightning blue	€ 3.297,25	€ 3.594,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09745150
Excel Galaxy II Deluxe, Midnight black	€ 3.297,25	€ 3.594,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09741150
Excel Galaxy II Deluxe, Macadamia brown	€ 3.297,25	€ 3.594,00	<input type="checkbox"/>	1.6	09740150
1.3 Exclusieve kleuren					
Excel Galaxy II Deluxe, Tour-de-France blue	€ 3.333,94	€ 3.634,00	<input type="checkbox"/>	1.7	09742150
Excel Galaxy II Deluxe, Royal Palladium gold	€ 3.333,94	€ 3.634,00	<input type="checkbox"/>	1.8	09743150
Excel Galaxy II Deluxe, Mountain Earth brown	€ 3.333,94	€ 3.634,00	<input type="checkbox"/>	1.9	09744150
2. Snelheidsinstellingen					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
15 km/u versie	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
20 km/u versie	€ 182,57	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	08500260
3. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810620
2 x 90Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 182,57	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	93810630
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358
4. Stoelen					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
4.1 Standaard stoelen					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
4.2 Speciale stoelen					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	4.2	93130862
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	4.3	93130863
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	4.4	93130864
5. Velgen					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
5.1 Standaard velgen					
Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
5.2 Speciale velgen					
Velg hoogglans zwart (set van 4 stuks)	€ 63,30	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730720
Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 63,30	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730730
6. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	6.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	6.3	91010970
Zitkolom, geveerd	€ 299,00	€ 325,91	<input type="checkbox"/>	-	93130755
Verzekeringsplaathouder	€ 14,50	€ 15,81	<input type="checkbox"/>	6.4	97101400



1.9



4.1

4.2

4.3

4.4



6.1

6.2

6.3

6.4

Opmerkingen

