

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel Galaxy Plus 3

<b>Totale lengte:</b>	137 cm
<b>Totale breedte:</b>	67 cm
<b>Totale hoogte:</b>	130 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	136 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 160 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Salt white / Midnight black / Macademia brown Kite blue / Lightning blue
<b>Zitbreedte:</b>	51 cm
<b>Zitdiepte:</b>	52 cm
<b>Zithoogte*:</b>	48 cm onbelast / 46 cm belast
<b>Zithoogte*:</b>	33 cm onbelast / 31 cm belast
<b>Zithoogte**:</b>	70, 73, 76 en 79 cm (instelbaar)
<b>Zithoogte**:</b>	50, 53, 56 en 59 cm (instelbaar)
<b>Draaicirkel:</b>	241 cm (buiten radius)
<b>Bodemvrijheid:</b>	10 cm
<b>Max. snelheid:</b>	15 km/u
<b>Accu's:</b>	2 x 12V / 73Ah
<b>Lader:</b>	24V / 8Ah
<b>Actieradius:</b>	45 km met 73Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

\* = met een geveerde zitkolom, \*\* = met een ongeveerde kolom

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

## Producteigenschappen Excel Galaxy Plus 3

- Kunststof slagvaste covers, in 5 accentkleuren leverbaar;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met knoppen bediening, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met traploos verstelbare rugleuning, extra lumbaal en zijdelingse steun;
- Voorzien van voor- en achter verlichting, richtingaanwijzers en remlichten. Verlichting is voorzien van e-markering;
- De ongeveerde zitkolom is instelbaar in stappen van 3 cm. Zithoogte 70, 73, 76 en 79 cm vanaf de grond gemeten en 50, 53, 56 en 59 cm vanaf het voetplateau gemeten;
- Afneembare mand aan de voorzijde, kunststof en achteruitkijkspiegels;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, waarbij de rijkarakteristieken en snelheid aanpasbaar zijn;
- Voorzien van onafhankelijke en instelbare vering op de voor- en achterwielen. Tevens standaard voorzien van veringen op de zitkolom voor extra comfort;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting;
- ArMLEUNINGEN, wegklapbaar, in hoogte en breedte verstelbaar;
- Stuurinrichting is zelfcorrigerend, en voorzien van koersstabilisator. Stuurwiel is tevens hoekinstelbaar met een bereik van 5°;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- De geveerde zitkolom is niet instelbaar. Zithoogte 48 cm (onbelast), 46 cm (belast) vanaf de grond gemeten en 33 cm (onbelast), 31 cm (belast) vanaf het voetplateau gemeten.

Product voldoet aan: EN12184

Pagina 1/2

## Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy Plus 3		excl. btw		art. nr.
Excel Galaxy Plus 3, salt white	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	-	09750100
Excel Galaxy Plus 3, midnight black	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	-	09751100
Excel Galaxy Plus 3, macadamia brown	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	-	09752100
Excel Galaxy Plus 3, kite blue	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	-	09753100
Excel Galaxy Plus 3, lightning blue	€ 7.297,25	<input type="checkbox"/>	1.1	09754100
2. Accu's en acculaders		excl. btw		art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810620
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Prijs op aanvraag	<input type="checkbox"/>	-	93810358
3. Opties en accessoires		excl. btw		art. nr.
Zitkolom, geveerd	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Let op: de zithoogte is niet instelbaar als u kiest voor de geveerde zitkolom.				
Zitfixatiegordel, snelsluitend	€ 14,95	<input type="checkbox"/>	3.1	90360200
Spiegels, links en rechts (set)	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.2	Standaard
Zitkolom, ongeveerd	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	95130315
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	<input type="checkbox"/>	3.3	90100030
Kilometerteller	€ 40,47	<input type="checkbox"/>	3.4	92330010
Verzekeringsplaathouder	€ 14,50	<input type="checkbox"/>	3.5	97101400



1.1



3.1



3.2



3.3



3.4



3.5

## Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperstagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

30-11-2018