

Geldig vanaf:	1 mei 2019	<p>© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p>Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Galaxy Plus 4

Totale lengte:	139 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	67 cm
Totale hoogte:	Voor: 124 cm. Achter: 130 cm
Totaal gewicht:	136 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 160 kg
Beschikbare kleuren:	Standaard kleuren: Tuscan red / Champagne Speciale kleuren: Emerald green / Lightning blue / Midnight black / Macadamia brown
Zitbreedte:	48,5 cm
Zitdiepte:	47 cm
Zithoogte*:	48 cm onbelast / 46 cm belast
Zithoogte*:	33 cm onbelast / 31 cm belast
Zithoogte**:	70, 73, 76 en 79 cm (instelbaar)
Zithoogte**:	50, 53, 56 en 59 cm (instelbaar)
Draaicirkel:	257 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	10 cm
Max. snelheid:	15 km/u - 20 km/u
Accu's:	2 x 12V / 73Ah of 2 x 12V / 90Ah
Lader:	24V / 8Ah
Actieradius:	≤ 45 km met 73Ah accu's of ≤ 55 km met 90Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

* = met een geveerde zitkolom, ** = met een ongeveerde kolom

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel Galaxy Plus 4

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren en vier speciale kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard met knoppen bediening, spatwaterdicht;
- Voorzien van comfort zitting met traploos verstelbare rugleuning, extra lumbaal en zijdelingse steun;
- Voorzien van voor- en achter verlichting, richtingaanwijzers en remlichten. Verlichting is voorzien van e-markering;
- Afneembare mand aan de voorzijde, kunststof en achteruitkijkspiegels;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en taxifixatie ogen aan het frame;
- De ongeveerde zitkolom is instelbaar in stappen van 3 cm. Zithoogte 70, 73, 76 en 79 cm vanaf de grond gemeten en 50, 53, 56 en 59 cm vanaf het voetplateau gemeten;
- Standaard voorzien van velgen. Keuze uit drie kleuren;
- Uitgerust met een 400 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, waarbij de rijkarakteristieken en snelheid aanpasbaar zijn;
- Voorzien van onafhankelijke en instelbare vering op de voor- en achterwielen. Tevens standaard voorzien van veringen op de zitkolom voor extra comfort;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting. Keuze uit vier kleuren;
- Armleuningen, wegklapbaar, in hoogte en breedte verstelbaar;
- Stuurinrichting is zelfcorrigerend, en voorzien van koersstabilisator. Stuurwiel is tevens hoekinstelbaar met een bereik van 5°;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- De geveerde zitkolom is niet instelbaar. Zithoogte 48 cm (onbelast), 46 cm (belast) vanaf de grond gemeten en 33 cm (onbelast), 31 cm (belast).

Aankruisen

1. Uitvoering Excel Galaxy Plus 4						excl. btw	incl. btw			art. nr.
1.1 Standaard kleuren										
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Champagne	€ 3.481,65	€ 3.795,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09768150					
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Tuscan red	€ 3.481,65	€ 3.795,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09767150					
1.2 Speciale kleuren										
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Emerald green	€ 3.572,48	€ 3.894,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09766150					
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Lightning blue	€ 3.572,48	€ 3.894,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09763150					
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Midnight black	€ 3.572,48	€ 3.894,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09761150					
Excel Galaxy Plus, 4 wiel, Macadamia brown	€ 3.572,48	€ 3.894,00	<input type="checkbox"/>	1.6	09762150					
2. Snelheidsinstellingen						excl. btw	incl. btw			art. nr.
15 km/u versie	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard					
20 km/u versie	€ 182,57	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	08500260					
3. Accu's en acculaders						excl. btw	incl. btw			art. nr.
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810620					
2 x 90Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 182,57	€ 199,00	<input type="checkbox"/>	-	93810630					
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358					
Let op: de 2 x 90 Ah accu is alleen mogelijk in combinatie met de Excel Galaxy Plus 20 km variant.										
4. Stoelen						excl. btw	incl. btw			art. nr.
4.1 Standaard stoelen										
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard					
4.2 Speciale stoelen										
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	4.2	93130862					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	4.3	93130863					
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	4.4	93130864					
5. Velgen						excl. btw	incl. btw			art. nr.
5.1 Standaard velgen										
Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard					
5.2 Speciale velgen										
Velg hoogglans zwart (set van 4 stuks)	€ 63,30	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	5.2	99730720					
Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 63,30	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	5.3	99730730					
6. Opties en accessoires						excl. btw	incl. btw			art. nr.
Ziffigordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard					
Spiegels, links en rechts (set)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.2	Standaard					
Zitkolom, geveerd	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard					
Let op: de zithoogte is niet instelbaar als u kiest voor de geveerde zitkolom.										
Zitkolom, ongeveerd	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	95130315					
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	6.3	90100030					
Kilometerteller	€ 40,47	€ 44,11	<input type="checkbox"/>	6.4	92330010					
Verzekeringsplaatouder	€ 14,50	€ 15,81	<input type="checkbox"/>	6.5	97101400					



1.1

1.2



1.3

1.4



1.5

1.6



4.1



4.2



4.3



4.4



5.1



5.2



5.3



6.1



6.2



6.3



6.4



6.5

Opmerkingen