

Geldig vanaf:	1 juni 2019	<p>© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p>Product voldoet aan: EN 12182</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel Litewalk II Heavy Duty

Totale lengte:	69 cm - 76,5 cm
Totale breedte:	De zitbreedte + 26,5 cm
Totale hoogte:	Voor: 82,5 cm. Achter: 103 cm (hoogte duwhandvatten)
Totaal gewicht:	7,3 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 204 kg
Beschikbare kleuren:	Coffee brown, Gun metal grey, Rosewood red
Zitbreedte:	48 cm
Zitdiepte:	40,5 cm
Zithoogte:	48,8 cm - 58 cm (verstelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel Litewalk II Heavy Duty

- Verkrijgbaar in de kleuren Coffee brown, Gun metal grey en Rosewood red;
- Standaard voorzien van multifunctionele remmen;
- Standaard uitgerust met stabiele 8" voor- en achterwielen;
- Standaard duwhandvatten, in hoogte verstelbaar;
- Eenvoudig mee te nemen dankzij opklapmechanisme;
- Standaard voorzien van opbergglas, afneembaar, max. 5 kg draaggewicht;
- Standaard uitgerust met rugsteun en afneembaar;
- Standaard voorzien van zitting;
- Frame in hoogte verstelbaar door middel van verstelingsknoppen;
- Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

Excel Litewalk II Heavy Duty



Aankruisen

1. Uitvoering Excel Litewalk II Heavy Duty	excl. btw	incl. btw		art. nr.
Excel Litewalk II Heavy Duty, coffee brown	€ 210,09	€ 229,00	<input type="checkbox"/>	1.1 35001610
Excel Litewalk II Heavy Duty, gun metal grey	€ 210,09	€ 229,00	<input type="checkbox"/>	1.2 35001410
Excel Litewalk II Heavy Duty, rosewood red	€ 210,09	€ 229,00	<input type="checkbox"/>	1.3 35001510



1.1



1.2



1.3

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-06-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

24-6-2019

Pagina 2/2