

Geldig vanaf:	1 augustus 2019	<p align="center">© 2019 Excel Mobility</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p align="right">Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel iGo 3

Totale lengte:	104 cm (incl. anti-tip wielen)
Totale breedte:	53 cm
Totale hoogte:	Voor: 88 cm (excl. spiegels)
Totaal gewicht:	46,8 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 135 kg
Beschikbare kleuren:	Champagne, Burgundy red, Blue
Zitbreedte:	45 cm
Zitdiepte:	39 cm
Zithoogte:	41 cm
Draaicirkel:	99 cm
Bodemvrijheid:	6 cm
Max. snelheid:	7-8 km/u
Accu's:	2 x 12Ah / 12V of 2 x 18Ah / 12V
Lader:	2 Ah
Actieradius:	<15 km met 12 Ah accu's <19 km met 18 Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel iGo 3

- Kunststof slagvaste covers in de kleur Champagne, Burgundy red en Blue;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem, vrijloop;
- Hoekinstelbaar stuur, neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk dashboard, spatwaterdicht;
- Voorzien van LED-lamp aan voorzijde;
- Actieradius <15 km (met 12Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde;
- Voorzien van opbergbakje bij stuurkolom;
- Voorzien van voor- en achtervering;
- Voorzien van 8" lucht voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare comfort zitting, neerklapbaar, bekleding afneembaar;
- De armlenningen zijn wegklapbaar, in breedte verstelbaar en afneembaar;
- Uitgerust met een USB-aansluiting;
- Eenvoudig uitneembare accu unit, voorzien van lock;
- Diefstalpreventie door middel van een contact sleutel;
- Demontabel in 5 losse delen, ideaal om te vervoeren.

Aankruisen 

1. Uitvoering Excel iGo 3					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel iGo, Champagne	€ 1.096,33	€ 1.095,00	<input type="checkbox"/>	1.1	06030263
Excel iGo, Burgundy red	€ 1.096,33	€ 1.095,00	<input type="checkbox"/>	1.2	06030264
Excel iGo, Blue	€ 1.096,33	€ 1.095,00	<input type="checkbox"/>	1.3	06030265
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
2 x 12Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810321
2 x 18Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 44,95	€ 49,00	<input type="checkbox"/>	-	93810320
2Ah / 24V acculader, klasse 2	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810350
3. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	-	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	-	06030100



1.1



1.2



1.3

Opmerkingen

© 2019 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2019 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2019. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

13-9-2019

Pagina 2/2