

Geldig vanaf:	1 januari 2019	<p>© 2019 Van Os Medical B.V.</p> <p>Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> <p>Product voldoet aan: EN 12184</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Travelux Zoom

Travelux Zoom	3-wiel	4-wiel
Totale lengte:	105 cm	110 cm
Totale breedte:	56 cm	56 cm
Totale hoogte:	94 ↔ 99 cm (verstelbaar)	
Totaal gewicht:	55 kg	60 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 115 kg	
Beschikbare kleuren:	Blue	Blue Cooper blue Carrera white Gallardo orange
Zitbreedte:	44 cm	44 cm
Zitdiepte:	42 cm	42 cm
Zithoogte:	49 cm	49 cm
Draaicirkel:	185 cm (buiten radius)	265 cm (buiten radius)
Bodemvrijheid:	7 cm	7 cm
Max. snelheid:	8 km/u	8 km/u
Accu's:	2 x 12V / 18Ah	2 x 12V / 18Ah
Lader:	24V / 1.8Ah	24V / 1.8Ah
Actieradius:	15 km	15 km




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: een eventueel opgegeven actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden en met aangepaste snelheid. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Travelux Zoom

- Trendy frame beschikbaar in verschillende kleuren;
- 360° wegdraaibare afneembare zitting;
- Armleuningen, wegklapbaar, breedte verstelbaar;
- Standaard voorzien afneembare mand aan voorzijde;
- Hoek instelbare stuurkolom;
- Digitale programmeerbare elektronica; rijkenmerken en snelheid zijn aanpasbaar ;
- Comfort zitting met neerklapbare rugleuning;
- Verkrijgbaar als 3-wiel en 4-wiel uitvoering;
- Unieke afneembare mand onder de zitting;
- Voorzien van design velgen.

Aankruisen 



1.1

1.2

1. Uitvoering Travelux Zoom

	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Travelux Zoom 3, blauw	€ 1.225,47	€ 1.335,76	<input type="checkbox"/>	1.1	09320160
Travelux Zoom 4, blue	€ 1.414,15	€ 1.541,42	<input type="checkbox"/>	-	09322160
Travelux Zoom 4, cooper blue	€ 1.414,15	€ 1.541,42	<input type="checkbox"/>	-	09312260
Travelux Zoom 4, carrera white	€ 1.414,15	€ 1.541,42	<input type="checkbox"/>	-	09312360
Travelux Zoom 4, gallardo orange	€ 1.414,15	€ 1.541,42	<input type="checkbox"/>	1.2	09312460

2. Opties en accessoires

	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	2.1	90100030
Extra accupack, 2 x 12V / 12A	€ 140,57	€ 153,22	<input type="checkbox"/>	-	09320020



2.1

Opmerkingen
