

Geldig vanaf:	1 januari 2019	© 2019 Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl Product voldoet aan: EN 12182
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

Specificaties Vegro Youmove

Totale lengte:	70 cm
Totale breedte:	64 cm
Totale hoogte:	80 ↔ 92 cm (verstelbaar, stappen van 2½ cm)
Totaal gewicht:	8½ kg
Gebruikersgewicht:	Max. 100 kg
Beschikbare kleuren:	Scarlet red / Laguna blue / Amethyst / Silk silver
Zitbreedte:	45½ cm (breedte zitvlak)
Zitdiepte:	44½ cm
Zithoogte:	59 cm
Breedte opgevouwen:	22 cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Vegro Youmove

- Verkrijgbaar in vier verschillende kleuren;
- Lichtgewicht aluminium rollator;
- Voorzien van in hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Eenvoudig mee te nemen dankzij eenvoudig opklapmechanisme;
- Standaard geleverd met comfortabele rugsteun, afsluitbare boodschappentas en stokkenhouder;
- Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik;

Aankruisen

1. Uitvoering Vegro Youmove

	excl. btw	incl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Vegro Youmove Scarlet red	€ 234,91	€ 256,05	<input type="checkbox"/>	-	24601200
Vegro Youmove Laguna blue	€ 234,91	€ 256,05	<input type="checkbox"/>	1.1	24601400
Vegro Youmove Amethyst	€ 234,91	€ 256,05	<input type="checkbox"/>	-	24601500
Vegro Youmove Silk silver	€ 234,91	€ 256,05	<input type="checkbox"/>	-	24601300



1.1

Opmerkingen
