

| | | |
|---------------|----------------|--|
| Geldig vanaf: | 1 januari 2020 | <p>Vanaf €1697,17 excl. BTW</p> <p>© 2020 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p> |
| Dealer: | | |
| Referentie: | | |
| Ordernummer: | | |
| Afleveradres: | | |

Specificaties Excel E-Smart

| | |
|---------------------------|---|
| Totale lengte: | 94 cm (incl. anti-tip wielen en voetplaat) |
| Totale breedte: | 57 cm |
| Totale hoogte: | 89 ↔ 103 cm (alleen verstelbaar bij de Excel E-Smart +) |
| Totaal gewicht: | 69,5 kg |
| Gebruikersgewicht: | Max. 136 kg |
| Handcontroller: | VR2-50A |
| Zitbreedte: | 44 cm |
| Zitdiepte: | 43 cm |
| Zithoogte: | 58 ↔ 72 cm (alleen verstelbaar bij de Excel E-Smart +) |
| Draaicirkel: | 66 cm (buiten diameter) |
| Bodemvrijheid: | 3,4 cm |
| Max. snelheid: | 8 km/u |
| Accu's: | 18 Ah |
| Lader: | 5 Ah |
| Actieradius: | 17,7 km |




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 6km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

Producteigenschappen Excel E-Smart

- Modern wit design;
- Motoren voorzien van elektromagnetische rem;
- Standaard zitkolom met neerklapbare, afneembare zitting;
- In hoogte en hoek instelbare voetplaat;
- Afwijkende specificaties Excel E-Smart+:
 - De zitkolom is elektrisch in hoogte verstelbaar.
- Armleuningen, wegklapbaar, in hoogte en breedte verstelbaar;
- Voorzien van design velgen;
- Voorzien van deelbaar frame;
- Digitale programmeerbare elektronica; rijkenmerken en snelheid is aanpasbaar.

Aankruisen 



1.1

| 1. Uitvoering Excel E-Smart | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|----------------|
| | excl. btw | incl. btw | | | art. nr. |
| Excel E-Smart | € 1.697,17 | € 1.849,92 | <input type="checkbox"/> | - | 09530000 |
| Excel E-Smart + | € 2.168,88 | € 2.364,08 | <input type="checkbox"/> | - | 09531000 |
| 2. Accu's en acculaders | | | | | |
| | excl. btw | incl. btw | | | art. nr. |
| 2 x 18Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's | Standaard | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | 2x 93810320 |
| 5Ah / 24V acculader, klasse 2 | Standaard | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | 93810355 |
| 3. Opties en accessoires | | | | | |
| | excl. btw | incl. btw | | | art. nr. |
| Joystick, rechts gemonteerd | Standaard | Standaard | <input type="checkbox"/> | - | Standaard |
| Joystick, links gemonteerd | Optie zonder meerprijs | Optie zonder meerprijs | <input type="checkbox"/> | - | 98509110 |

Opmerkingen

© 2020 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenberg, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spellfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

28-4-2020

Pagina 2/2