

Geldig vanaf:	1 maart 2020	<p style="text-align: center;">Vanaf <b>€540,-</b> excl. BTW</p> <p style="text-align: right;">© 2020 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V.          Adres: Koperslagerij 3          Postcode: 4651 SK          Plaats: Steenberg (NB), Nederland          Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20          Bestellingen: sales@vanosmedical.nl          Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

### Specificaties Excel G-Eco

<b>Totale hoogte:</b>	90 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 20 cm
<b>Totale lengte:</b>	107 cm inclusief voetsteunen (81 cm exclusief voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	19,9 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 130 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Silver
<b>Zitbreedte:</b>	40, 45, 50, 55* en 60* cm
<b>Zitdiepte:</b>	43 en 46 cm
<b>Zithoogte:</b>	47½ en 50 cm
<b>Rughoogte:</b>	37½ cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

\* = zitbreedtes 55 cm & 60 cm zijn enkel mogelijk in combinatie met zitdiepte 46 cm.

### Producteigenschappen Excel G-Eco


- Framekleur Silver;
- 7" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Doorlopende, wegklapbare armleuningen voorzien van armpolsters (omdraaibaar);
- Opklapbare voetplaat;
- Diepte- en hoek instelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Wielbasis instelling door middel van achterasblok;
- Voorzien van oranje herkenningspunten voor het wegklappen van de armleuningen en de beensteunen;
- Standaard voorzien van anti-tip wielen;
- 24" x 1¾" aluminium achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, silver metallic hoepels en Quick Release assen;
- Plooibare rugbekleding en zitbekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Trapdoppen, zowel links als rechts;
- Hoogte instelling voorvork.



Crash test  
ISO 7176-19



EN 12183  
Compliant

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Excel G-Eco met luchtbanden

Excel G-Eco met luchtbanden en voetsteunen



Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 540,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 127,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 540,00	€ 540,00	€ 667,50		
Standaard	2093HK111	2093MK111	2093QK111		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs				€ 712,50 2093SN111	€ 712,50 2093TN111

Excel G-Eco met luchtbanden en comfort beensteunen

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 776,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 127,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 776,00	€ 776,00	€ 903,50		
Standaard	2093HK121	2093MK121	2093QK121		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs				€ 948,50 2093SN121	€ 948,50 2093TN121

## 2. Uitvoering Excel G-Eco met PU banden

Excel G-Eco met PU banden en voetsteunen

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 499,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 127,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 499,00	€ 499,00	€ 626,50		
Standaard	2093HK112	2093MK112	2093QK112		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs				€ 671,50 2093SN112	€ 671,50 2093TN112

Excel G-Eco met PU banden en comfort beensteunen

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 735,00	Optie zonder meerprijs	Standaard	€ 127,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)	€ 172,50 (meerprijs)
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 735,00	€ 735,00	€ 862,50		
Standaard	2093HK122	2093MK122	2093QK122		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs				€ 907,50 2093SN122	€ 907,50 2093TN122

Aankruisen

3. Zithoogtes		excl. btw	art. nr.	
Zithoogte 47½ cm, 7" voorwielen, 24" achterwielen	<input type="checkbox"/>	€ 80,00	-	02090147
Zithoogte 50 cm, 7" voorwielen, 24" achterwielen	<input type="checkbox"/>	Standaard	-	02090150

### 4. Zitvoorzieningen

Zitkussen met anti-slip zijde, met EXCEL logo					
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm	Zitbreedte 60 cm
€ 60,50					
Zitdiepte 43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 60,50	€ 60,50	€ 60,50		
	50080439	50080444	50080449		
Zitdiepte 46 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				€ 60,50	€ 60,50
				50081455	50081460



### 5. Voet- en beenposities

		excl. btw	art. nr.	
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	<input type="checkbox"/>	Standaard	5.1	Standaard
Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, per paar, tbv zitbreedte 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 236,00	-	62133020 + 62133030
Comfort beensteunen, lichtgewicht, lengte compenserend, per paar, tbv zitbreedte 45 cm t/m 60 cm	<input type="checkbox"/>	€ 236,00	-	62133040 + 62133050



5.1

### 6. Achterwielen

		excl. btw	art. nr.	
24" x 1½" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	<input type="checkbox"/>	€ 41,00	-	2x 40080000
24" x 1½" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	<input type="checkbox"/>	Standaard	6.1	2x 40080004



6.1

### 7. Remmen

		excl. btw	art. nr.	
Aluminium zwarte remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	<input type="checkbox"/>	Standaard	-	Standaard

### 8. Accessoires

		excl. btw	art. nr.	
Stokkenhouder	<input type="checkbox"/>	€ 16,50	8.1	90081010
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, per paar	<input type="checkbox"/>	Standaard	8.2	Standaard
Zitfixatiegordel	<input type="checkbox"/>	€ 53,00	8.3	90280900



8.1



8.2



8.3

### 9. Excel Click & Go

		excl. btw	art. nr.	
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Lite)	<input type="checkbox"/>	€ 1.069,00	9.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Compact II)	<input type="checkbox"/>	€ 2.029,00	9.2	08130190
Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Excel Click & Go Professional II)	<input type="checkbox"/>	€ 2.329,00	9.3	08140190



9.1



9.2



9.3

### Opmerkingen

© 2020 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergse, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-03-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

28-4-2020