

Geldig vanaf:	1 januari 2020	<p>Vanaf €1375,- excl. BTW</p> <p>© 2020 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenbergen (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Aantal:		
Afleveradres:		

Specificaties Excel G-Modular Comfort

Totale hoogte:	95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
Totale breedte:	Zitbreedte + 22 cm
Totale lengte:	109 cm (incl. voetsteunen)
Let op: totale lengte is afhankelijk van ingestelde wielbasis en zitdiepte.	
Totaal gewicht:	14,9 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg bij zitbreedte 40, 42,5 en 45 cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50 en 55 cm
Beschikbare kleuren:	Frame: Metallisch zilver met zwart
Zitbreedte:	40, 42½, 45, 50 en 55** cm
Zitdiepte:	40, 42½, 45, 47½, 50 en 52½ cm
Zithoogte:	45, 47½*, 50* en 52½ cm
Rughoogte:	42½, 45 en 47½ cm (instelbaar)

*Mogelijk op duwwandelaars
**Alleen mogelijk i.c.m. zitdiepte 45, 47½ en 50 cm



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-Modular Comfort

- Een zwart kruisframe gecombineerd met een zilver zijframe (meerdere kleurencombinaties zijn mogelijk);
- 8" x 1½" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig instelbaar op 42½, 45 en 47½ cm;
- Naspanbare zitbekleding, plooibaar, welke verstelbaar is voor alle zitdieptes;
- In hoogte verstelbare, wegklapbare en afneembare armsteunen met in diepte verstelbaar armpolsters;
- In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband, breedte instelbaar;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, uitneembaar;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Brede range in maatvoeringen: 6 zitdieptes, 4 zithoogtes en 5 zitbreedtes;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;
- Permanente rughoekverstelling, bedienbaar door begeleider;
- 24" x 1½" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van PU lekvrije banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85, 90, 95, 100 en 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 8 spanbanden;
- Standaard zitkussen;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 105 °;
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
- Frame voorzien van taxifatie indicatiepunten;
- Slokkenhouder;
- Wielbasis instelling d.m.v. achterspaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires. Tevens uit te voeren met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating polsterlijn, zie hiervoor prijslijst Excel G-Modular Comfort zit- en rugvoorzieningen.

Afwijkende specificaties duwwandelwagens:

- Achterwielen, 12½", kunststof;
- Standaard zithoogte 50 cm.

1. Uitvoering Excel G-Modular Comfort

Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 1.375,00		€ 82,50	Standaard	€ 177,50	€ 244,00
	Optie zonder meerprijs	(meerprijs)		(meerprijs)	(meerprijs)
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.407,00 2437HM712 + 0243H160	€ 1.489,50 2437JM712 + 0243H160	€ 1.407,00 2437MM712 + 0243H160	€ 1.584,50 2437OM712 + 0243H160	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standaard	€ 1.375,00 2437HM712 + 0243J160	€ 1.457,50 2437JM712 + 0243J160	€ 1.375,00 2437MM712 + 0243J160	€ 1.552,50 2437OM712 + 0243J160	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.407,00 2437HM712 + 0243M160	€ 1.489,50 2437JM712 + 0243M160	€ 1.407,00 2437MM712 + 0243M160	€ 1.584,50 2437OM712 + 0243M160	€ 1.651,00 2437SN712 + 0243M160
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.407,00 2437HM712 + 0243O160	€ 1.489,50 2437JM712 + 0243O160	€ 1.407,00 2437MM712 + 0243O160	€ 1.584,50 2437OM712 + 0243O160	€ 1.651,00 2437SN712 + 0243O160
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.407,00 2437HM712 + 0243Q160	€ 1.489,50 2437JM712 + 0243Q160	€ 1.407,00 2437MM712 + 0243Q160	€ 1.584,50 2437OM712 + 0243Q160	€ 1.651,00 2437SN712 + 0243Q160
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 95,50 (meerprijs)	€ 1.470,50 2437HM712 + 0243R160	€ 1.553,00 2437JM712 + 0243R160	€ 1.470,50 2437MM712 + 0243R160	€ 1.648,00 2437OM712 + 0243R160	€ 1.714,50 2437SN712 + 0243R160



2. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Zijframe zilver	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
-----------------	-----------	--------------------------	---	-----------

3. Zithoogtes

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch

45	47½	50	52½
8" + 24"	8" + 24" - 12½"	8" + 24" 12½"	8" + 24"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 59,50	€ 32,00	Standaard	€ 42,50
02210145	02140147	02210150	02210152

4. Zitvoorzieningen

Zitkussen met anti-slip zijde, met EXCEL logo



Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ -					
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50080438	Optie zonder meerprijs 50080440	Optie zonder meerprijs 50080442	Optie zonder meerprijs 50080445	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standaard	Optie zonder meerprijs	<input checked="" type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50080439	Optie zonder meerprijs 50080441	50080444	Optie zonder meerprijs 50080449	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50081439	Optie zonder meerprijs 50081441	Optie zonder meerprijs 50081444	Optie zonder meerprijs 50081449	Optie zonder meerprijs 50081455
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50084047	Optie zonder meerprijs 50084247	Optie zonder meerprijs 50084547	Optie zonder meerprijs 50085047	Optie zonder meerprijs 50085547
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50081450	Optie zonder meerprijs 50081440	Optie zonder meerprijs 50081442	Optie zonder meerprijs 50081445	Optie zonder meerprijs 50085550
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50084052	Optie zonder meerprijs 50084252	Optie zonder meerprijs 50084552	Optie zonder meerprijs 50085052	Optie zonder meerprijs 50085552

4. Zitvoorzieningen (vervolg)

Excel Pro Comfort Memory Foam zikussen					
Basisprijs:	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm	Zitbreedte 55 cm
€ 55,66					
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 55,66 50094040	€ 55,66 50094240	€ 55,66 50094540	€ 55,66 50095040	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 55,66 50094042	€ 55,66 50094242	€ 55,66 50094542	€ 55,66 50095042	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 55,66 50094045	€ 55,66 50094245	€ 55,66 50094545	€ 55,66 50095045	€ 55,66 50095545
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 55,66 50094047	€ 55,66 50094247	€ 55,66 50094547	€ 55,66 50095047	€ 55,66 50095547
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 55,66 50094050	€ 55,66 50094250	€ 55,66 50094550	€ 55,66 50095050	€ 55,66 50095550
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 55,66 50094052	€ 55,66 50094252	€ 55,66 50094552	€ 55,66 50095052	€ 55,66 50095552



Excel Pro Comfort Gel zikussen		
Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 229,00		
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	€ 229,00 50074444	
Zitdiepte 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€ 229,00 50075151



De Excel G-Modular Comfort kan uitgevoerd worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating zitvoorzieningen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Comfort zit- en rugvoorzieningen.

5. Rugvoorzieningen excl. btw art. nr.

Rugleuning, voorzien van in hoogte instelbare duwhandvatten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
---	-----------	--------------------------	---	-----------

De Excel G-Modular Comfort kan uitgevoerd worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating rugvoorzieningen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Comfort zit- en rugvoorzieningen.

6. Armleuningen excl. btw art. nr.

Armleuningen, in hoogte verstelbaar, weglapbaar, afneembaar, polster in diepte verstelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
--	-----------	--------------------------	---	-----------

7. Armpolsters excl. btw art. nr.

Armpolster, diepte verstelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Hemiplegie armpolster, komvormig, links	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	30083050
Hemiplegie armpolster, komvormig, rechts	€ 402,00	<input type="checkbox"/>	-	30083055

De Excel G-Modular Comfort kan uitgevoerd worden met de Excel Silver Seating armpolsters. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Comfort zit- en rugvoorzieningen.

8. Rompellotten excl. btw art. nr.

Rompeplot, in hoogte en diepte verstelbaar, links	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082210
Rompeplot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts	€ 105,00	<input type="checkbox"/>	-	10082220

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuningen.

Aankruisen

9. Voet- en beenposities

	excl. btw		art. nr.	
Voetsteunen, wegzenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	Standaard
Voetsteunen, wegzenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, 40 cm - 50 cm	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, 40 cm - 50 cm	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086030
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, 55 cm	€ 156,40	<input type="checkbox"/>	-	60086040
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, 55 cm	€ 156,40	<input type="checkbox"/>	-	60086050
Amputatesteun, wegzenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	9.2	60086520
Amputatesteun, wegzenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	9.2	60086530
Voetplaten, diepte en hoek instelbaar, alleen mogelijk op zitbreedte 40 - 55 cm	€ 110,00	<input type="checkbox"/>	9.3	02089620
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	9.4	62136540 + 60083100
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	9.4	62136540 + 60083110

Let op: de diepte instelbare voetplaten zijn niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

10. Kuitplaten

	excl. btw		art. nr.	
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	Standaard
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	57503730

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

11. Achterwielen

	excl. btw		art. nr.	
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lucht banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	11.1	2x 40080000
24" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
22" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080003
22" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lucht banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080001
24" x 1 1/4" achterwielen, 36 spaaks, PU banden, met trommelremstelsysteem, voorzien van remhandvatten voor begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	70080300 + 70080310
24" x 1 1/4" achterwielen, 36 spaaks, lucht banden, met trommelremstelsysteem, voorzien van remhandvatten voor begeleider	€ 398,00	<input type="checkbox"/>	-	70080400 + 70080410

Let op: wanneer u kiest voor achterwielen met een trommelremstelsysteem, is het niet mogelijk om dit te combineren met een Excel Click & Go uitvoering.

12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, voorzien van lekvrije PU banden, met kunststof velg	Standaard op een duwwandwaggen	<input type="checkbox"/>	11.2	40080012 + 10082100
12 1/2" x 2 1/4" achterwielen, voorzien van lucht banden, met kunststof velg	€ 57,50	<input type="checkbox"/>	-	40080002 + 10082100
Spaakbeschermers, 24" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend in combinatie met 28 spaaks wielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend in combinatie met 28 spaaks wielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608510
Verchroomde hoesjes, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks wielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	-	02089911

12. Remmen

	excl. btw		art. nr.	
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	Standaard

13. Voorwielen

	excl. btw		art. nr.	
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	13.1	Standaard
7" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	13.2	2x 80080000
8" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 15,50	<input type="checkbox"/>	13.3	2x 80000002
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	13.4	2x 80080020
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	13.5	2x 80000040
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 37,00	<input type="checkbox"/>	13.6	2x 80000025
200 x 50 mm voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 37,00	<input type="checkbox"/>	13.7	2x 80000020
5" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	13.8	2x 02080821

Let op: indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.



9.1



9.2



9.3



9.4



10.1



11.1



11.2



12.1



13.1



13.2



13.3



13.4



13.5



13.6




13.7



13.8

Aankruisen

14. Accessoires				
	excl. btw			art. nr.
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard
Anti tip wielen, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, links / rechts, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.2	Standaard
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	14.3	62139000
Zifxatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	14.4	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	14.5	90280975
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 40 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015125
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 42,5 en 45 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015130
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 50 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015135
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 55 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015140
15. Excel Click & Go				
	excl. btw			art. nr.
Excel Click & Go Lite (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Lite)	€ 1.069,00	<input type="checkbox"/>	15.1	08110190
Excel Click & Go Compact II (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Compact II)	€ 2.029,00	<input type="checkbox"/>	15.2	08130190
Excel Click & Go Professional II (bestellen via de prijslijst van de Click & Go Professional II)	€ 2.329,00	<input type="checkbox"/>	15.3	08140190



Opmerkingen

.....

.....

.....

.....


© 2020 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergse, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

Geldig vanaf:	1 januari 2020
Dealer:	
Referentie:	
Ordernummer:	
Afleveradres:	

© 2020 Excel Mobility

Van Os Medical
 Adres: Koperslagerij 3
 Postcode: 4651 SK
 Plaats: Steenberghe (NB), The Netherlands
 Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
 Website: www.vanosmedical.nl

1. Zitvoorzieningen		excl. btw			art. nr.
1.1 Excel Pro Comfort zitvoorzieningen					
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425040 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425042 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425045 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425050 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425055 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425140 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425142 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425145 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425150 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425155 + 12131050
1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen					
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132108C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132108D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132108E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132108G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 381,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132109A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132320C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132320D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132320E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132320G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 381,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132321A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132110C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132110D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132110E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132110G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 381,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132111A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 308,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132322C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 308,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132322D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 308,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132322E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 308,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132322G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 391,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132323A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 304,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132112C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 304,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132112D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 304,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132112E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 304,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132112G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, velour, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 393,50	<input type="checkbox"/>	1.1		52132113A + 12131050



Excel Silver Seating Standaard zitting

1.1

Aankruisen

1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)	excl. btw			art. nr.
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132250C + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132250D + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132250E + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132250G + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 370,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132251A + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132450C + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132450D + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132450E + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132450G + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 370,50	<input type="checkbox"/>	1,6	52132451A + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132300C + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132300D + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132300E + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132300G + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 423,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132301A + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132500C + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132500D + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132500E + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132500G + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 55 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 432,50	<input type="checkbox"/>	1,7	52132501A + 12131050
1.3 Excel Silver Seating accessoires				
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132600C
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132600D
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132600E
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132600G
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 55 cm	€ 111,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132601A
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132602C
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132602D
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132602E
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132602G
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 55 cm	€ 117,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132603A
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 40 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604C
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604D
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 45 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604E
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 50 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604G
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 55 cm	€ 124,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132605A



Excel Silver Seating Plankzitting

1.6



Excel Silver Seating Plankzitting gesingeld

1.7



1.8

Aankruisen

1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

1.3 Excel Silver Seating accessoires (vervolg)

Achterdrempel, 5 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1.9	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1.9	52132621
Achterdrempel, 10 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1.9	52132622
Achterdrempel, instelbaar	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	52132623

Let op: een drempel is alleen mogelijk bij een (geïntegreerde) plankzitting.

Abductieklos, stretchstof, voorzien van verstelsysteem	€ 444,00	<input type="checkbox"/>	1.10	57503800 + 57503820
--	----------	--------------------------	------	---------------------

Let op: de abductieklos is niet mogelijk met de comfort, comfort visco of balans zitting.



1.9



1.10

2. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen

Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421540 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421542 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421545 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421550 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421555 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401640 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401642 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401645 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401650 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401655 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402640 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402642 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402645 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402650 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402655 + 12131041 + 12131050

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen

Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132020C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132020D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132020E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132020G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 527,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132021A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 527,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132023A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 539,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132025A + 12131041 + 14131050



Excel Silver Seating Standaard



2.1 Standaard









Aankruisen

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	€	<input type="checkbox"/>			
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard  2.2 Gesingeld
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 748,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132005A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 760,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132007A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Standaard  2.3 Spanbanden
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 860,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132001A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 872,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132003A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132008C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Actief  2.4 Standaard
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132008D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132008E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132008G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 856,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132009A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132010C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132010D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132010E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132010G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 868,65	<input type="checkbox"/>	2.4	52132011A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132054C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Actief  2.5 Gesingeld
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132054D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132054E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132054G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 926,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132055A + 12131041 + 12131050	







Aankruisen

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	€				
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132056C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132056D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132056E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132056G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 938,65	<input type="checkbox"/>	2.5	52132007A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132050C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Actief
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132050D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132050E + 12131041 + 12131050	 2.6 Spanbanden
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132050G + 12131041 + 12131050	
Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.067,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132051A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132052C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132052D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132052E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132052G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Actieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.079,65	<input type="checkbox"/>	2.6	52132053A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132058C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Passief
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132058D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132058E + 12131041 + 12131050	 2.7 Standaard
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132058G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 856,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132059A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132060C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132060D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132060E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132060G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 868,65	<input type="checkbox"/>	2.7	52132061A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132104C + 12131041 + 12131050	 Excel Silver Seating Passief
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132104D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132104E + 12131041 + 12131050	 2.8 Gesingeld
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132104G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 947,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132105A + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132106C + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132106D + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132106E + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132106G + 12131041 + 12131050	
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 959,65	<input type="checkbox"/>	2.8	52132107A + 12131041 + 12131050	

Aankruisen

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132100C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132100D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132100E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132100G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.067,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132101A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132102C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132102D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132102E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132102G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 1.075,65	<input type="checkbox"/>	2.9	52132103A + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Passief 2.9 Spanbanden

3. Hoofdsteunen

excl. btw

art. nr.

Hoofdsteunen	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Hoofdsteun, universeel (incl. bevestiging)	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	-	57203000
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	3.1	52132840 + 52132890
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	-	02132841 + 52132890
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	-	52132842 + 52132890
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen (incl. bevestiging)	€ 549,00	<input type="checkbox"/>	-	52132843 + 52132890
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 485,00	<input type="checkbox"/>	3.2	52132860 + 52132890
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, incon (incl. bevestiging)	€ 490,00	<input type="checkbox"/>	-	52132861 + 52132890
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, velour (incl. bevestiging)	€ 490,00	<input type="checkbox"/>	-	52132862 + 52132890
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, neopreen (incl. bevestiging)	€ 489,00	<input type="checkbox"/>	-	52132863 + 52132890
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 493,00	<input type="checkbox"/>	3.3	52132880 + 52132890
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, incon (incl. bevestiging)	€ 495,00	<input type="checkbox"/>	-	52132881 + 52132890
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, velour (incl. bevestiging)	€ 495,00	<input type="checkbox"/>	-	52132882 + 52132890
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, neopreen (incl. bevestiging)	€ 497,00	<input type="checkbox"/>	-	52132883 + 52132890



3.1



3.2



3.3

4. Armpolsters

excl. btw

art. nr.

Armpolsters	excl. btw	<input type="checkbox"/>		art. nr.
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	4.1	52132710
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	52132700
Standaard armpolster, velour, 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	52132711
Standaard armpolster, velour, 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	52132701
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 40 cm	€ 230,00	<input type="checkbox"/>	4.2	52132715
P-vormig armpolster, velour, 12 x 40 cm	€ 245,00	<input type="checkbox"/>	-	52132716
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 46 cm	€ 254,00	<input type="checkbox"/>	4.3	52132720
P-vormig armpolster, velour, 12 x 46 cm	€ 269,00	<input type="checkbox"/>	-	52132721



4.1



4.2



4.3

Opmerkingen

© 2020 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagweg 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om voortdurend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangegeven in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spelfouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.