

Geldig vanaf:	1 januari 2020
Dealer:	
Referentie:	
Aantal:	
Afleveradres:	

Vanaf €1317,50 excl. BTW

© 2020 Excel Mobility

Van Os Medical B.V.
 Adres: Koperslagerij 3
 Postcode: 4651 SK
 Plaats: Steenberg (NB), Nederland
 Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
 Website: www.vanosmedical.nl

Specificaties Excel G-Modular Hemi

Totale hoogte:	95 cm (hoogte duwhandvatten, verstelbaar)
Totale breedte:	Zitbreedte + 22 cm
Totale lengte:	109 cm (incl. voetsteunen)
<small>Let op: totale lengte is afhankelijk van ingestelde wielbasis en zitdiepte.</small>	
Totaal gewicht:	14,9 kg
Gebruikersgewicht:	Max. 130 kg bij zitbreedte 35, 37,5, 40, 42,5 en 45 cm Max. 150 kg bij zitbreedte 50 cm
Beschikbare kleuren:	Frame: Metallic silver met zwart
Zitbreedte:	35, 37½, 40, 42½, 45 en 50 cm
Zitdiepte:	40, 42½, 45, 47½, 50 en 52½ cm
Zithoogte:	37½, 40 en 42½ cm
Rughoogte:	42½, 45 en 47½ cm (instelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Producteigenschappen Excel G-Modular Hemi

- Een zwart kruisframe gecombineerd met een zilver zijframe;
- 6" x 1½" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig instelbaar op 42½, 45 en 47½ cm;
- Naspanbare zitbekleding, plooibaar, welke verstelbaar is voor alle zitdieptes;
- In hoogte verstelbare, wegklapbare en afneembare armsteunen met in diepte verstelbaar armpolsters;
- In breedte instelbare voetplaten, voorzien van nylon hielband, breedte instelbaar;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, uitneembaar;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti tip wielen met geïntegreerde trapdop;
- Brede range in maatvoeringen: 6 zitdieptes, 3 zithoogtes en 6 zitbreedtes;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken;
- 22" achterwielen, kunststof;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 85, 90, 95, 100 en 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 8 spanbanden;
- Standaard zitkussen;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met instelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren op de voetplaten, 90 - 105 °;
- Rugspanner voorzien van fixatiemechanisme door middel van vergrendelingsknop;
- Frame voorzien van taxifatie indicatiepunten;
- Stokkenhouder;
- Wielbasis instelling d.m.v. achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires. Tevens uit te voeren met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating polsterlijn, zie hiervoor prijslijst Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen.

1. Uitvoering Excel G-Modular Hemi, 22" achterwielen

Basisprijs: €	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
	1.317,50	€ 85,50 (meerprijs)	€ 85,50 (meerprijs)	Optie zonder meerprijs	€ 82,50 (meerprijs)	Standaard
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.435,00 2438FM7110 + 0243H160	€ 1.435,00 2438GM7110 + 0243H160	€ 1.349,50 2438HM7110 + 0243H160	€ 1.432,00 2438JM7110 + 0243H160	€ 1.349,50 2438MM7110 + 0243H160	€ 1.527,00 2438QM7110 + 0243H160
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standaard	€ 1.403,00 2438FM7110 + 0243J160	€ 1.403,00 2438GM7110 + 0243J160	€ 1.317,50 2438HM7110 + 0243J160	€ 1.400,00 2438JM7110 + 0243J160	€ 1.317,50 2438MM7110 + 0243J160	€ 1.495,00 2438QM7110 + 0243J160
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.435,00 2438FM7110 + 0243M160	€ 1.435,00 2438GM7110 + 0243M160	€ 1.349,50 2438HM7110 + 0243M160	€ 1.432,00 2438JM7110 + 0243M160	€ 1.349,50 2438MM7110 + 0243M160	€ 1.527,00 2438QM7110 + 0243M160
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.435,00 2438FM7110 + 0243O160	€ 1.435,00 2438GM7110 + 0243O160	€ 1.349,50 2438HM7110 + 0243O160	€ 1.432,00 2438JM7110 + 0243O160	€ 1.349,50 2438MM7110 + 0243O160	€ 1.527,00 2438QM7110 + 0243O160
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00 (meerprijs)	€ 1.435,00 2438FM7110 + 0243Q160	€ 1.435,00 2438GM7110 + 0243Q160	€ 1.349,50 2438HM7110 + 0243Q160	€ 1.432,00 2438JM7110 + 0243Q160	€ 1.349,50 2438MM7110 + 0243Q160	€ 1.527,00 2438QM7110 + 0243Q160
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 95,50 (meerprijs)	€ 1.498,50 2438FM7110 + 0243R160	€ 1.498,50 2438GM7110 + 0243R160	€ 1.413,00 2438HM7110 + 0243R160	€ 1.495,50 2438JM7110 + 0243R160	€ 1.413,00 2438MM7110 + 0243R160	€ 1.590,50 2438QM7110 + 0243R160



2. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Zijframe zilver	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
-----------------	-----------	--------------------------	---	-----------

3. Zithoogtes

Zithoogte in cm + voorwiel in inch / achterwiel in inch		
37½	40	42½
6" + 22"	6" + 22"	6" + 22"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hemi	€ 85,50	€ 85,50
02200137	02200140	02200143

4. Zitvoorzieningen

Zitkussens met anti-slip zijde, met EXCEL logo						
Basisprijs: €	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
-						
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50080435	Optie zonder meerprijs 50080437	Optie zonder meerprijs 50080438	Optie zonder meerprijs 50080440	Optie zonder meerprijs 50080442	Optie zonder meerprijs 50080445
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50083542	Optie zonder meerprijs 50083742	Optie zonder meerprijs 50080439	Optie zonder meerprijs 50080441	Standaard 50080444	Optie zonder meerprijs 50080449
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50083545	Optie zonder meerprijs 50083745	Optie zonder meerprijs 50081439	Optie zonder meerprijs 50081441	Optie zonder meerprijs 50081444	Optie zonder meerprijs 50081449
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50083547	Optie zonder meerprijs 50083747	Optie zonder meerprijs 50084047	Optie zonder meerprijs 50084247	Optie zonder meerprijs 50084547	Optie zonder meerprijs 50085047
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50083550	Optie zonder meerprijs 50083750	Optie zonder meerprijs 50081450	Optie zonder meerprijs 50081440	Optie zonder meerprijs 50081442	Optie zonder meerprijs 50081445
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Optie zonder meerprijs 50083552	Optie zonder meerprijs 50083752	Optie zonder meerprijs 50084052	Optie zonder meerprijs 50084252	Optie zonder meerprijs 50084552	Optie zonder meerprijs 50085052



4. Zitvoorzieningen (vervolg)

Excel Pro Comfort Memory Foam zijkussen

Basisprijs:	Zitbreedte 35 cm	Zitbreedte 37½ cm	Zitbreedte 40 cm	Zitbreedte 42½ cm	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 55,66						
Zitdiepte 40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66
50093540	50093740	50094040	50094240	50094540	50095040	
Zitdiepte 42½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66
50093542	50093742	50094042	50094242	50094542	50095042	
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66
50093545	50093745	50094045	50094245	50094545	50095045	
Zitdiepte 47½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66
50093547	50093747	50094047	50094247	50094547	50095047	
Zitdiepte 50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66
50093550	50093750	50094050	50094250	50094550	50095050	
Zitdiepte 52½ cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66	€ 55,66
50093552	50093752	50094052	50094252	50094552	50095052	



Excel Pro Comfort Gel zijkussen

Basisprijs:	Zitbreedte 45 cm	Zitbreedte 50 cm
€ 229,00		
Zitdiepte 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
€ 229,00		
50074444		
Zitdiepte 50 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		€ 229,00
		50075151



De Excel G-Modular Hemi kan uitgevoerd worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating zitvoorzieningen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen.

5. Rugvoorzieningen

excl. btw

art. nr.

Rugleuning, voorzien van in hoogte instelbare duwhandvatten

Standaard



-

Standaard

De Excel G-Modular Hemi kan uitgevoerd worden met de Excel Pro Comfort en Excel Silver Seating rugvoorzieningen. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen.

6. ArMLEUNINGEN

excl. btw

art. nr.

ArMLEUNINGEN, in hoogte verstelbaar, wegklapbaar, afneembaar, polster in diepte verstelbaar

Standaard



-

Standaard

7. Armpolsters

excl. btw

art. nr.

Armpolster, diepte verstelbaar

Standaard



-

Standaard

Hemiplegie armpolster, komvormig, links

€ 402,00



-

30083050

Hemiplegie armpolster, komvormig, rechts

€ 402,00



-

30083055

De Excel G-Modular Hemi kan uitgevoerd worden met de Excel Silver Seating armpolsters. Zie hiervoor de prijslijst Excel G-Modular Hemi zit- en rugvoorzieningen.

8. RomPELLOTTEN

excl. btw

art. nr.

Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, links

€ 105,00



-

10082210

Rompelot, in hoogte en diepte verstelbaar, rechts

€ 105,00



-

10082220

Let op: de rompellotten zijn niet mogelijk in combinatie met de Silver Seating rugleuning.

Aankruisen

9. Voet- en beenposities

	excl. btw			art. nr.
Voetsteunen, wegzenkbaar, links	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	Standaard
Voetsteunen, wegzenkbaar, rechts	Standaard	<input type="checkbox"/>	9.1	Standaard
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, 40 cm - 50 cm	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086020
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, 40 cm - 50 cm	€ 139,50	<input type="checkbox"/>	-	60086030
Comfort beensteunen, lengte compenserend, links, 55 cm	€ 156,40	<input type="checkbox"/>	-	60086040
Comfort beensteunen, lengte compenserend, rechts, 55 cm	€ 156,40	<input type="checkbox"/>	-	60086050
Amputatiesteun, wegzenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, links	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	9.2	60086520
Amputatiesteun, wegzenkbaar, afneembaar, hoek instelbaar, rechts	€ 125,50	<input type="checkbox"/>	9.2	60086530
Voetplaten, diepte en hoek instelbaar, alleen mogelijk op zitbreedte 40 - 55 cm	€ 110,00	<input type="checkbox"/>	9.3	02089620
Gipssteun, links	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	9.4	62136540 + 60083100
Gipssteun, rechts	€ 123,00	<input type="checkbox"/>	9.4	62136540 + 60083110

Let op: de diepte instelbare voetplaten zijn niet mogelijk in combinatie met comfort beensteunen.

10. Kuitplaten

	excl. btw			art. nr.
Standaard kuitplaten	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	Standaard
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 309,00	<input type="checkbox"/>	-	57503700
Standaard kuitplaten, 19 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 315,00	<input type="checkbox"/>	-	57503720
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, stretchstof	€ 319,00	<input type="checkbox"/>	-	57503710
Verbrede kuitplaten, 24 x 19 x 5,5 cm, velour	€ 325,00	<input type="checkbox"/>	-	57503730

Let op: de kuitplaten zijn alleen leverbaar in combinatie met comfort beensteunen en vanaf zitbreedte 45 cm. De verbrede kuitplaten zijn alleen leverbaar vanaf zitbreedte 50 cm.

11. Achterwielen

	excl. btw			art. nr.
22" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
22" x 1 1/4" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lucht banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080001
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend in combinatie met 28 spaaks wielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90658510
Verchroomde hoepels, in combinatie met geanodiseerde 28 spaaks wielen	€ 33,00	<input type="checkbox"/>	-	02089911

12. Remmen

	excl. btw			art. nr.
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	Standaard

13. Voorwielen

	excl. btw			art. nr.
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	13.1	Standaard
6" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lucht banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	13.2	2x 80000040
5" x 1 1/4" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	13.3	2x 02080821

Let op: indien de maat van het voorwiel afwijkt ten opzichte van de maat zoals aangegeven staat bij zithoogtes, dan verandert het zithoogtebereik met 1,25 cm per inch verschil van de wielmaat.



9.1



9.2



9.3



9.4



10.1



12.1



13.1



13.2



13.3

Aankruisen

14. Accessoires	excl. btw			art. nr.
Stokkenhouder	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard
Anti lip wielen, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, links / rechts, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.2	Standaard
Kuitband	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	14.3	62139000
Zitvatlegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	14.4	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	14.5	90280975
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 35, 37,5 en 40 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015125
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 42,5 en 45 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015130
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 50 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015135



Opmerkingen

.....

.....

.....

.....

© 2020 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Kopenstagerij 3, 4651 SK, Steenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

28-4-2020

pagina 55

Geldig vanaf:	1 januari 2020
Dealer:	
Referentie:	
Ordernummer:	
Afleveradres:	

© 2020 Excel Mobility

Van Os Medical
 Adres: Koperslagerij 3
 Postcode: 4651 SK
 Plaats: Steenberg (NB), The Netherlands
 Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20
 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl
 Website: www.vanosmedical.nl

1. Zitvoorzieningen excl. btw art. nr.

1.1 Excel Pro Comfort zitvoorzieningen					
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425040 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425042 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425045 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 206,90	<input type="checkbox"/>	-		52425050 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425140 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425142 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425145 + 12131050
Excel Pro Comfort polster zitting, geprofileerd, met singles en memory foam, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 40-55 cm (incl. bevestiging)	€ 368,50	<input type="checkbox"/>	-		52425150 + 12131050

Let op: de Excel Pro Comfort polster zitvoorzieningen zijn te bestellen vanaf zitbreedte 40 cm. Zitbreedte 35 cm en 37,5 cm zijn niet mogelijk.

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen

Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132108A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132108B + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132108C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132108D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132108E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132108G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132320A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132320B + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132320C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132320D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132320E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 282,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132320G + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132110A + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132110B + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132110C + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132110D + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132110E + 12131050
Excel Silver Seating Standaard zitting, incon stretchstof, zitbreedte 50 x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 299,50	<input type="checkbox"/>	1,1		52132110G + 12131050



Excel Silver Seating Standaard zitting

1.1

1. Zitvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

1.2 Excel Silver Seating zitvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132250A + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132250B + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132250C + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132250D + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132250E + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132250G + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132450A + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132450B + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132450C + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132450D + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132450E + 12131050
Excel Silver Seating Plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 291,50	<input type="checkbox"/>	1.6	52132450G + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132300A + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132300B + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132300C + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132300D + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132300E + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 48 cm (incl. bevestiging)	€ 333,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132300G + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 35 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132500A + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132500B + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 40 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132500C + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132500D + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 45 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132500E + 12131050
Excel Silver Seating Gesingelde plankzitting, stretchstof, zitbreedte 50 cm x zitdiepte 55 cm (incl. bevestiging)	€ 339,50	<input type="checkbox"/>	1.7	52132500G + 12131050



Excel Silver Seating Plankzitting 1.6



Excel Silver Seating Plankzitting gesingeld 1.7

1.3 Excel Silver Seating accessoires

Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 35 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132600A
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132600B
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132600C
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132600D
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132600E
Voordrempel, 5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 86,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132600G
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 35 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132602A
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132602B
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 40 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132602C
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132602D
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 45 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132602E
Voordrempel, 7,5 cm, zitbreedte 50 cm	€ 90,00	<input type="checkbox"/>	1.8	52132602G



1.8

Aankruisen

1. Zitvoorzieningen (vervolg) excl. btw art. nr.

1.3 Excel Silver Seating accessoires (vervolg)				
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 35 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604A
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 37,5 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604B
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 40 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604C
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 42,5 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604D
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 45 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604E
Voordrempel, 10 cm, zitbreedte 50 cm	€ 96,00	<input type="checkbox"/>	1,8	52132604G
Achterdrempel, 5 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1,9	52132620
Achterdrempel, 7,5 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1,9	52132621
Achterdrempel, 10 cm	€ 77,00	<input type="checkbox"/>	1,9	52132622
Achterdrempel, instelbaar	€ 114,00	<input type="checkbox"/>	-	52132623
Let op: een drempel is alleen mogelijk bij een (geïsoleerde) plankzitting.				
Abductieklos, stretchstof, voorzien van verstelsysteem	€ 444,00	<input type="checkbox"/>	1,10	57503800 + 57503820
Let op: de abductieklos is niet mogelijk met de comfort, comfort visco of balans zitting.				



1,9



1,10

2. Rugvoorzieningen excl. btw art. nr.

2.1 Excel Pro Comfort rugvoorzieningen				
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421540 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421542 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421545 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, met singles, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 312,15	<input type="checkbox"/>	-	52421550 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401640 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401642 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401645 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 479,65	<input type="checkbox"/>	-	57401650 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402640 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402642 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402645 + 12131041 + 12131050
Excel Pro Comfort polster rugleuning, diep geprofileerd, met spanbanden, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 579,65	<input type="checkbox"/>	-	57402650 + 12131041 + 12131050
Let op: de Excel Pro Comfort polster rugleuning zijn te bestellen vanaf zitbreedte 40 cm. Zitbreedte 35 en 37,5 cm zijn niet mogelijk.				
2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen				
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2,1	52132020A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2,1	52132020B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2,1	52132020C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2,1	52132020D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2,1	52132020E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2,1	52132020G + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Standaard



2.1 Standaard

Aankruisen

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	excl. btw			art. nr.
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 394,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132022G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 406,65	<input type="checkbox"/>	2.1	52132024G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 602,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132004G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 614,65	<input type="checkbox"/>	2.2	52132006G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 690,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132000G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Standaard rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 702,65	<input type="checkbox"/>	2.3	52132002G + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Standaard



2.2 Gesingeld



Excel Silver Seating Standaard



2.3 Spanbanden

2. Rugvoorzieningen (vervolg)

excl. btw

art. nr.

2.2 Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)

Excel Silver Seating rugvoorzieningen (vervolg)	excl. btw				art. nr.
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132058A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132058B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132058C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132058D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132058E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 676,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132058G + 12131041 + 12134050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132060A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132060B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132060C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132060D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132060E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, standaard, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 688,65	<input type="checkbox"/>		2,7	52132060G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132104A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132104B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132104C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132104D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132104E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 756,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132104G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132106A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132106B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132106C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132106D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132106E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, gesingeld, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 768,65	<input type="checkbox"/>		2,8	52132106G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132100A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132100B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132100C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132100D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132100E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, incon stretchstof, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 854,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132100G + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 35 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132102A + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 37,5 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132102B + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 40 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132102C + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 42,5 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132102D + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 45 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132102E + 12131041 + 12131050
Excel Silver Seating Passieve rugleuning, spanbanden, velour, zitbreedte 50 cm (incl. bevestiging)	€ 866,65	<input type="checkbox"/>		2,9	52132102G + 12131041 + 12131050



Excel Silver Seating Passief

2.7 Standarda



Excel Silver Seating Passief

2.8 Gesingeld



Excel Silver Seating Passief

2.9 Spanbanden

Aankruisen

3. Hoofdsteunen				
	excl. btw			art. nr.
Hoofdsteun, universeel (incl. bevestiging)	€ 153,00	<input type="checkbox"/>	-	57203000
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	3.1	52132640 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, incon (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	-	52132641 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, velour (incl. bevestiging)	€ 545,00	<input type="checkbox"/>	-	52132642 + 52132690
Excel Silver Seating Standaard hoofdsteun, neopreen (incl. bevestiging)	€ 549,00	<input type="checkbox"/>	-	52132643 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 485,00	<input type="checkbox"/>	3.2	52132660 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, incon (incl. bevestiging)	€ 490,00	<input type="checkbox"/>	-	52132661 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, velour (incl. bevestiging)	€ 490,00	<input type="checkbox"/>	-	52132662 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, klein, neopreen (incl. bevestiging)	€ 489,00	<input type="checkbox"/>	-	52132663 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, stretchstof (incl. bevestiging)	€ 493,00	<input type="checkbox"/>	3.3	52132680 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, incon (incl. bevestiging)	€ 495,00	<input type="checkbox"/>	-	52132681 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, velour (incl. bevestiging)	€ 495,00	<input type="checkbox"/>	-	52132682 + 52132690
Excel Silver Seating Flex hoofdsteun, groot, neopreen (incl. bevestiging)	€ 497,00	<input type="checkbox"/>	-	52132683 + 52132690



3.1



3.2



3.3

4. Armpolsters				
	excl. btw			art. nr.
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 25 cm	€ 189,00	<input type="checkbox"/>	4.1	52132710
Standaard armpolster, stretchstof, 8 x 40 cm	€ 214,00	<input type="checkbox"/>	-	52132700
Standaard armpolster, velour, 8 x 25 cm	€ 204,00	<input type="checkbox"/>	-	52132711
Standaard armpolster, velour, 8 x 40 cm	€ 228,00	<input type="checkbox"/>	-	52132701
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 40 cm	€ 230,00	<input type="checkbox"/>	4.2	52132715
P-vormig armpolster, velour, 12 x 40 cm	€ 245,00	<input type="checkbox"/>	-	52132716
P-vormig armpolster, stretchstof, 12 x 46 cm	€ 254,00	<input type="checkbox"/>	4.3	52132720
P-vormig armpolster, velour, 12 x 46 cm	€ 269,00	<input type="checkbox"/>	-	52132721



4.1



4.2



4.3

Opmerkingen	

© 2020 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperstagerij 3, 4651 SK, Sleenbergen, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van type- en/of specificatiefouten. Op alle prijzen uit deze prijslijst is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-01-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.