

Geldig vanaf:	1 januari 2020	<p>Vanaf <b>€1.545,-</b> excl. BTW</p> <p>© 2020 Excel Mobility</p> <p>Van Os Medical B.V.                  Adres: Koperslagerij 3                  Postcode: 4651 SK                  Plaats: Steenberg (NB), Nederland                  Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20                  Bestellingen: sales@vanosmedical.nl                  Website: www.vanosmedical.nl</p>
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

## Specificaties Excel G5 Modulair Kids

<b>Totale hoogte:</b>	84 cm
<b>Totale breedte:</b>	Zitbreedte + 21 cm
<b>Totale lengte:</b>	86 cm (incl. voetsteunen)
<b>Totaal gewicht:</b>	14,4 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 80 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Frame: Metallic silver Zijframe: Blue metallic / Green metallic
<b>Zitbreedte:</b>	30, 32½ en 35 cm
<b>Zitdiepte:</b>	30, 32½ en 35 cm
<b>Zithoogte:</b>	Voor: 40, 42, 44½, 45½, 46 en 46½ cm Achter: 37, 37½, 39, 42, 43½ en 44 cm
<b>Rughoogte:</b>	40, 42½ en 45 cm (verstelbaar)



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

## Producteigenschappen Excel G5 Modulair Kids

- Een zilveren framekleur gecombineerd met blauw (standaard) of groen zijframe;
- 6" x 1¼" zwenkwielen voor, voorzien van PU lekvrije banden;
- Rughoogte eenvoudig verstelbaar op 40, 42½ en 45 cm, door middel van een "kruk" mechanisme;
- Spanbanden zitting instelbaar voor zitbreedtes: 30, 32½ en 35 cm;
- In hoogte instelbare en uitneembare armsteunen met korte armpolsters;
- Voetplaten voorzien van nylon hielband;
- In hoogte verstelbare duwhandvatten, wegzwenkbaar;
- Diepte- en hoekinstelbare aluminium remmen met verlengde remhendels;
- Hoogte verstelbare, uitneembare anti tip wielen met geïntegreerde trapdopen;
- Wielbasis instelling door middel van achterasplaat, zowel verticaal als horizontaal instelbaar;
- Brede range aan opties en accessoires;
- 20" x 1¼" aluminium lichtgewicht achterwielen, gespaakt, voorzien van lucht banden, aluminium hoepels en Quick Release assen;
- Eenvoudig in te stellen rughoekinstelling, 90 - 105 °;
- Plooibare rugbekleding, voorzien van 7 spanbanden en stretchstof lamellenbekleding;
- Standaard zitkussen, voorzien van stretch bekleding;
- Wegzwenkbare en afneembare design voetsteunen met verstelbare onderbeenlengte;
- Voetplaten voorzien van enkelscharnieren, in te stellen op 90 - 105 °;
- Rugspanner met neerklap mechanisme, breedte verstelbaar;
- Frame voorzien van taxifixatie indicatiepunten;
- Brede range in maatvoeringen welke meegroeit met de gebruiker;
- Hoekinstelling op de lagerhuisblokken.

Aankruisen 

## 1. Uitvoering Excel G5 Modulair Kids

Basisprijs:	Zitbreedte 30 cm	Zitbreedte 32,5 cm	Zitbreedte 35 cm
€ 1.545,00	Standaard	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.545,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00
Standaard	2852DD4112	2852ED4112	2852FD4112
Zitdiepte 30 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.545,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00
Optie zonder meerprijs	2852DE4112	2852EE4112	2852FE4112
Zitdiepte 32,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.545,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00
Optie zonder meerprijs	2852DE4112	2852EE4112	2852FE4112
Zitdiepte 35 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	€ 1.545,00	€ 1.545,00	€ 1.545,00
Optie zonder meerprijs	2852DF4112	2852EF4112	2852FF4112



## 2. Kantelsysteem

excl. btw

art. nr.

Kantelsysteem	€ 606,00	<input type="checkbox"/>	-	92850100
---------------	----------	--------------------------	---	----------

## 3. Framekleuren

excl. btw

art. nr.

Silver metallic, voorzien van blue metallic accenten	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
Silver metallic, voorzien van green metallic accenten	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	12850200 + 12850210

## 4. Zithoogtes (voor)

Zithoogte voor in cm + voorwiel in inch

Zithoogte 40 cm	Zithoogte 42 cm	Zithoogte 44,5 cm	Zithoogte 45,5 cm	Zithoogte 46 cm	Zithoogte 46,5 cm
6" inch	6" inch	6" inch	7" inch	7" inch	7" inch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 32,00	€ 32,00	Standaard	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00
02850140	02850142	02850144	02850145	02850146	02300046

## 5. Zithoogtes (achter)

Zithoogte achter in cm + achterwiel in inch

Zithoogte 37 cm	Zithoogte 37,5 cm	Zithoogte 39 cm	Zithoogte 42 cm	Zithoogte 44 cm	Zithoogte 43,5 cm
20" inch	20" inch	20" inch	20" inch	20" inch	20" inch
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	Standaard	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs
02851137	02851138	02300139	02851142	02871144	02400143

## Aankruisen

6. Zitvoorzieningen		excl. btw		art. nr.	
Standaard zitkussen	Standaard	<input type="checkbox"/>	6.1	Standaard	
7. Rugvoorzieningen		excl. btw		art. nr.	
Slappe spanbandenrug, voorzien van lamellen bekleding	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard	
8. Armleuningen		excl. btw		art. nr.	
Armleuningen, in hoogte instelbaar, voorzien van transparante kledingbeschermers	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard	
9. Armpolsters		excl. btw		art. nr.	
Armpolsters, kort	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard	
10. Voet- en beenposities		excl. btw		art. nr.	
Voetsteunen, wegzwenkbaar, per paar	Standaard	<input type="checkbox"/>	10.1	Standaard	
Comfort beensteunen, lengte compenserend, per paar	€ 232,00	<input type="checkbox"/>	10.2	62852642 + 62852643	
11. Achterwielen		excl. btw		art. nr.	
20" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard	
20" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 48,50	<input type="checkbox"/>	-	2x 42920010	
22" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van lekvrije PU banden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080003	
Let op: 22" achterwielen zijn niet mogelijk in combinatie met zithoogte 46 cm.					
22" x 1 1/2" achterwielen, 28 spaaks, voorzien van luchtbanden	€ 41,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 40080001	
Let op: 22" achterwielen zijn niet mogelijk in combinatie met zithoogte 46 cm.					
Spaakbeschermers, 20" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	01140914	
Spaakbeschermers, 22" achterwielen, polycarbonaat, uitsluitend mogelijk in combinatie met 28 spaaks achterwielen	€ 142,50	<input type="checkbox"/>	-	90608500	
12. Remmen		excl. btw		art. nr.	
Aluminium remmen met verlengde remhendels, in diepte en hoek instelbaar	Standaard	<input type="checkbox"/>	12.1	Standaard	
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, rechts	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	12.2	02080920	
Verlengde remhendel, voorzien van remverlenger, links	€ 47,50	<input type="checkbox"/>	12.2	02080921	



6.1



10.1



10.2



12.1



12.2

## Aankruisen

13. Voorwielen	excl. btw			art. nr.
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	Standaard
6" x 1¼" voorwielen, voorzien van luchtbanden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	2x 80000040
7" x 1¼" voorwielen, voorzien van lekvrije PU banden	€ 19,50	<input type="checkbox"/>	-	2x 80080000
14. Accessoires	excl. btw			art. nr.
Anti-tip wielen, links / rechts, in hoogte verstelbaar, uitneembaar, inclusief trapdop	Standaard	<input type="checkbox"/>	14.1	Standaard
Stokkenhouder	€ 16,50	<input type="checkbox"/>	14.2	90081015
Ziffixatiegordel	€ 53,00	<input type="checkbox"/>	14.3	90280900
Luchtpomp	€ 11,50	<input type="checkbox"/>	14.4	90280975
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 30 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015120
Werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar, tbv zitbreedte 35 cm	€ 386,50	<input type="checkbox"/>	-	99015125
Let op: Het werkblad, tafel model, uitneembaar, wegklapbaar is niet mogelijk met zitbreedte 32,5 cm.				



## Opmerkingen

---



---



---



---



---