

Geldig vanaf:	1 januari 2020	<b>Vanaf €2931,19 excl. BTW</b>	© 2020 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:			
Referentie:			
Ordernummer:			
Afleveradres:			

## Specificaties Excel Galaxy II, 4 wiel

<b>Totale lengte:</b>	146 cm (incl. anti-tip wielen)
<b>Totale breedte:</b>	65 cm
<b>Totale hoogte:</b>	Voor: 110 cm. Achter: 127 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	127 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 175 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Standaard kleuren: Tuscan red / Champagne Speciale kleuren: Emerald green / Lightning blue / Midnight black / Macadamia brown Exclusieve kleuren: Tour-de-France blue / Royal Palladium gold / Mountain Earth brown
<b>Zitbreedte:</b>	48,5 cm
<b>Zitdiepte:</b>	47 cm
<b>Zithoogte:</b>	48 ↔ 58 cm (verstelbaar)
<b>Draaicirkel:</b>	329 cm (buiten radius)
<b>Bodemvrijheid:</b>	13 cm
<b>Max. snelheid:</b>	15 km/u
<b>Accu's:</b>	2 x 12V / 50Ah of 2 x 12V / 73Ah
<b>Lader:</b>	24V / 8Ah
<b>Actieradius:</b>	≤ 35 km met 50Ah accu's of ≤ 50 km met 73Ah accu's



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 15 km/u en een temperatuur van 20 graden Celsius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

## Producteigenschappen Excel Galaxy II, 4 wiel

- Kunststof slagvaste covers in twee standaard kleuren, vier speciale kleuren en drie exclusieve kleuren;
- Motor voorzien van elektromagnetische rem;
- Hoekinstelbaar stuur, traploze instelmogelijkheid vanaf het stuur, tevens neerklapbaar;
- Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk digitaal dashboard voorzien van verlichte LCD display, spatwaterdicht. Voorzien van accu indicatiemeter, kilometerteller, weergave snelheid, weergave tijd, storingcodes, temperatuur en noodstopknop\*;
- Voorzien van comfort zitting met verstelbare rugleuning en rughoekverstelling;
- Voorzien van voor- en achter verlichting;
- Actieradius: ≤ 35 km (met 50Ah accu's) en ≤ 50 km (met 73 Ah accu's);
- Afneembare kunststof mand aan de voorzijde;
- Diefstalpreventie door middel van een contactsleutel;
- Standaard voorzien van stuursensor, reduceert snelheid in de bochten met 25%\*;
- Uitgerust met een 1750 Watt motor, voorzien van 4 koolborstels;
- Digitale programmeerbare elektronica, rijkarakteristieken en snelheid zijn aanpasbaar;
- Voorzien van onafhankelijke vering op de voor- en achterwielen;
- 360° wegdraaibare, in diepte instelbare (stoelslede) en afneembare zitting, zithoogte instelbaar tussen de 48 - 58 cm (4 posities). Keuze uit viertal kleuren;
- De armleuningen zijn wegklapbaar en in hoogte en breedte verstelbaar, plus in hoek instelbaar;
- Standaard voorzien van remlichten, richtingaanwijzers en geluidssignaal;
- Voorzien van stoot bumper aan de achterzijde;
- Anti-tip wielen aan achterzijde en vervoersfixatie ogen aan het frame;
- Standaard voorzien van velgen. Keuze uit viertal kleuren.


\* Vanaf batch 5449 is de Excel Galaxy II 4 wiel voorzien van bovenstaande producteigenschappen.

## Aankruisen

### 1. Uitvoering Excel Galaxy II, 4 wiel excl. btw    incl. btw    art. nr.

#### 1.1 Standaard kleuren

Excel Galaxy II, 4 wiel, Champagne	€ 2.931,19	€ 3.195,00	<input type="checkbox"/>	1.1	09747110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Tuscan red	€ 2.931,19	€ 3.195,00	<input type="checkbox"/>	1.2	09746110



1.1

1.2

#### 1.2 Speciale kleuren

Excel Galaxy II, 4 wiel, Emerald green	€ 3.022,02	€ 3.294,00	<input type="checkbox"/>	1.3	09748110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Lightning blue	€ 3.022,02	€ 3.294,00	<input type="checkbox"/>	1.4	09745100
Excel Galaxy II, 4 wiel, Midnight black	€ 3.022,02	€ 3.294,00	<input type="checkbox"/>	1.5	09741100
Excel Galaxy II, 4 wiel, Macadamia brown	€ 3.022,02	€ 3.294,00	<input type="checkbox"/>	1.6	09742100



1.3

1.4



1.5

1.6

#### 1.3 Exclusieve kleuren

Excel Galaxy II, 4 wiel, Tour-de-France blue	€ 3.058,72	€ 3.334,00	<input type="checkbox"/>	1.7	09740110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Royal Palladium gold	€ 3.058,72	€ 3.334,00	<input type="checkbox"/>	1.8	09741110
Excel Galaxy II, 4 wiel, Mountain Earth brown	€ 3.058,72	€ 3.334,00	<input type="checkbox"/>	1.9	09742110



1.7

1.8

### 2. Accu's en acculaders excl. btw    incl. btw    art. nr.

2 x 50Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810612
2 x 73Ah / 12V, gesloten onderhoudsvrije AGM accu's	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	-	2x 93810620
8Ah / 24V acculader, klasse 1	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810358



1.9

### 3. Stoelen excl. btw    incl. btw    art. nr.

#### 3.1 Standaard stoelen

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
--	-----------	-----------	--------------------------	-----	-----------



3.1

3.2

#### 3.2 Speciale stoelen

Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.2	93130862
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.3	93130863
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.4	93130864



3.3

3.4

### 4. Velgen excl. btw    incl. btw    art. nr.

#### 4.1 Standaard velgen

Velg zilver (set van 4 stuks)	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	4.1	Standaard
-------------------------------	-----------	-----------	--------------------------	-----	-----------



4.1

4.2

#### 4.2 Speciale velgen

Velg zwart met zilver gepolijst (set van 4 stuks)	€ 44,96	€ 49,00	<input type="checkbox"/>	4.2	99730710
Velg hoogglans zwart (set van 4 stuks)	€ 63,31	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730720
Velg titanium (set van 4 stuks)	€ 63,31	€ 69,00	<input type="checkbox"/>	-	99730730

### 5. Opties en accessoires excl. btw    incl. btw    art. nr.

Zitfixatiegordel, snelsluitend	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	5.1	Standaard
Stokkenhouder de-luxe	€ 68,00	€ 74,12	<input type="checkbox"/>	5.2	90100030
Spiegels, links en rechts (set)	€ 31,00	€ 33,79	<input type="checkbox"/>	5.3	91010970
Verzekeringsplaatouder	€ 14,50	€ 15,81	<input type="checkbox"/>	5.4	97101400
Zitkolom, geveerd	€ 299,00	€ 325,91	<input type="checkbox"/>	-	93130755



5.1

5.2



5.3

5.4

Let op: op het moment dat er gekozen wordt voor de optie 'zitkolom, geveerd', vervalt de zithoogte instelling.

## Opmerkingen