

Geldig vanaf:	1 januari 2020	<b>Vanaf €6417,43 excl. BTW</b> © 2020 Excel Mobility Van Os Medical B.V. Adres: Koperslagerij 3 Postcode: 4651 SK Plaats: Steenberg (NB), Nederland Telefoon: + 31 (0) 167 57 30 20 Bestellingen: sales@vanosmedical.nl Website: www.vanosmedical.nl
Dealer:		
Referentie:		
Ordernummer:		
Afleveradres:		

### Specificaties Excel e-clipse

<b>Totale lengte:</b>	227 cm
<b>Totale breedte:</b>	108 cm
<b>Totale hoogte:</b>	160 cm
<b>Totaal gewicht:</b>	315 kg
<b>Gebruikersgewicht:</b>	Max. 175 kg
<b>Beschikbare kleuren:</b>	Heeley white / Guards red / Gun metal grey metallic / Royal orange metallic / Baltic blue metallic
<b>Zitbreedte:</b>	48,5 cm
<b>Zitdiepte:</b>	47 cm
<b>Zithoogte:</b>	48 cm - 58 cm (instelbaar)
<b>Rughoogte:</b>	66 cm
<b>Draaicirkel:</b>	375 cm
<b>Bodemvrijheid:</b>	22 cm
<b>Max. snelheid:</b>	25 km/u
<b>Accu's:</b>	5x 50Ah / 12V of 1x 50Ah / 60V of 1x 60Ah / 60V
<b>Lader:</b>	45Ah / 60V of 5,5Ah / 73,5V
<b>Actieradius:</b>	30 - 35 km met 5x 50Ah / 12V accu's of 65 km met 1x 50Ah / 60V of 75 km met 1x 60Ah / 60V
<b>Laadtijd:</b>	5 - 6 uur



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

Let op: de actieradius is volgens opgave van de fabrikant, gemeten onder ideale omstandigheden met een testgewicht van 75 kg, met aangepaste snelheid van 25 km/u en een temperatuur van 20 graden Celcius in een klinische omgeving. Van invloed kunnen zijn: gebruikersgewicht, weersomstandigheden, snelheid, bandendruk, wegomstandigheden, conditie van de accu's en het wel of niet heuvelachtige landschap.

### Producteigenschappen Excel e-clipse

- Verkrijgbaar in de kleuren Heeley white, Guards red, Gun metal grey metallic, Royal orange metallic, Baltic blue metallic;
- Standaard uitgerust met ventilatie;
- Standaard voorzien van een automatische versnellingsbak, 3 posities (vooruit, achteruit en neutraal);
- Standaard geleverd met lead-acid accu's en lader;
- Voorzien van elektrische ramen, centrale vergrendeling en voetgasbediening;
- Richtingaanwijzer bediening aan het stuur;
- Rughoek verstelbaar, 90 - 120 graden, traploos;
- Voorzien van elektromagnetische remmen;
- Uitgerust met ruitenwisser en ruitensproeier.

## Aankruisen

1. Uitvoering Excel e-clipse					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excel e-clipse, Heeley white	€ 6.417,43	€ 6.995,00	<input type="checkbox"/>	1.1	99999510
Excel e-clipse, Guards red	€ 6.417,43	€ 6.995,00	<input type="checkbox"/>	1.2	99999511
Excel e-clipse, Gun metal grey metallic	€ 6.688,07	€ 7.290,00	<input type="checkbox"/>	1.3	99999512
Excel e-clipse, Royal orange metallic	€ 6.688,07	€ 7.290,00	<input type="checkbox"/>	1.4	99999513
Excel e-clipse, Baltic blue metallic	€ 6.688,07	€ 7.290,00	<input type="checkbox"/>	1.5	99999514
2. Accu's en acculaders					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
5x 50Ah / 12V Lead-acid accu's	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	5x 93810612
1x 50Ah / 60V Lithium-Ion accu	€ 1.334,86	€ 1.455,00	<input type="checkbox"/>	-	99950320
1x 60Ah / 60V Lithium-Ion accu	€ 1.591,74	€ 1.735,00	<input type="checkbox"/>	-	99950325
LET OP: de Lithium-Ion accu's zijn niet standaard op voorraad. Indien deze optie gewenst is, zal deze configuratie besteld worden bij de fabrikant. Houdt rekening met een levertijd van +/- 8 weken.					
45Ah / 60V Lead-acid acculader	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	-	93810365
5,5Ah / 73,5V Lithium-Ion acculader	Optie zonder meerprijs	Optie zonder meerprijs	<input type="checkbox"/>	-	99950300
LET OP: de Lead-acid acculader is alleen mogelijk in combinatie met de Lead-acid accu's. De Lithium-Ion lader is alleen te combineren met Lithium-Ion accu's.					
3. Stoelen					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Black	Standaard	Standaard	<input type="checkbox"/>	3.1	Standaard
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Burgundy	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.2	93130862
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Light Beige	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.3	93130863
Excellence stoel met verstelbare rugleuning en hoofdsteun, Coffee Brown	€ 136,70	€ 149,00	<input type="checkbox"/>	3.4	93130864
4. Opties en accessoires					
	excl. btw	incl. btw			art. nr.
Airconditioning	€ 711,01	€ 775,00	<input type="checkbox"/>	-	99999551
LET OP: de optie airconditioning is niet standaard op voorraad. Indien deze optie gewenst is, zal deze configuratie besteld worden bij de fabrikant. Houdt rekening met een levertijd van +/- 8 weken.					
Extra garantie 12 maanden (2 + 1 jaar garantie)	€ 270,64	€ 295,00	<input type="checkbox"/>	-	99999552



1.1



1.2



1.3



1.4



1.5



3.1



3.2



3.3



3.4

## Opmerkingen

© 2020 Excel Mobility, onderdeel van Van Os Medical B.V., Koperslagerij 3, 4651 SK, Steenbergse, Nederland. Tel. +31-(0)167 57 30 20. Het beleid van Van Os Medical B.V. is er op gericht om doorlopend de kwaliteit en betrouwbaarheid van al onze producten te verbeteren. De producten en specificaties aangeduid in deze prijslijst kunnen daarom afwijken van het werkelijke product. Bovendien is de prijslijst onder voorbehoud van typen/of spel fouten. Op alle prijzen uit deze prijslijsten is een BTW tarief van 9% van toepassing. Deze prijslijst is geldig met ingang van 01-09-2020 tot en met eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2020. De voorwaarden van Van Os Medical B.V. zijn van toepassing op elke transactie uit deze prijslijst. Deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

18-6-2020